



Μέγεθος 1/10mm	801	801	801	801	801	801	805	805	805	805	805	805	807	807	807	807
Μήκος (mm)	009	010	012	014	016	018	009	010	012	014	016	018	010	012	014	016
Τιμή €:	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.0	1.0	1.2	1.6	1.6	1.6	3.0	3.5	3.5	4.0
Αδρότητα:																

811	830L	830L	830L	835	835	835	835	836KR	836KR	836KR	837KR	837KR	837KR	837KR	850L	850L	847KR
033	012	014	016	009	010	012	014	010	012	014	010	012	014	016	016	018	018
4.2	4.0	5.0	5.0	3.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	11.5	11.5	8.0
4.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	4.95	4.95	3.5

850	850	850	850	850	850	850	850KR	850KR	856	856	856	856	856	859	859	859	859L
010	012	014	016	018	023	031	014	018	012	014	016	018	021	014	016	010	014
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	11.5
2.6	2.6	2.6	3.0	3.0	3.65	5.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6

862	862	868A	868A	878	878	878	879	879	879	879	878K	878K	881	881	881	881	881
012	014	018	021	014	016	018	010	012	014	016	016	018	010	012	014	016	018
8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
2.6	2.6	10.25	10.25	2.6	2.6	3.15	2.5	2.5	2.5	3.15	3.15	3.15	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6


881KS	881KS	882	882	368	379	379	379	834	834
012	014	012	014	018	016	018	023	016	021
7.0	8.0	10.0	10.0	4.5	3.5	3.5	4.5	6.0	6.0
2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	7.25	10.25

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων carbide

Μέγεθος 1/10mm	008	010
Μήκος (mm)	1.6	1.7
Τιμή (€)	2.6	2.6


max F₀ 300,000 rpm, RALCA 5.000-50.000rpm

Φρέζες κοπής μετάλλου/αμαλγάματος/δοντιού



Μέγεθος 1/10mm	008	008
Μήκος (mm)	1.6	2.8
Τιμή (€)	3.65	3.65

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων κοπής στεφανών



Μέγεθος 1/10mm	010	012	010	012
Μήκος (mm)	3.5	3.5	2.1	2.1
Τιμή (€)	4.95	4.95	4.95	4.95

Φρέζα γωνιακής χαμπλών ταχυτήτων carbide

H1
(001)
Cross cut



opt. 8.000 - 10.000 rpm με ψεκασμό νερού
opt. 500-600 rpm χωρίς ψεκασμό νερού

Μέγεθος 1/10mm	010	012	014	016	018	021	023
Τιμή (€)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6

H151
(199)
Ειδικής κοπής
υψηλών ταχυτήτων
(FG)



Μέγεθος 1/10mm	015
Μήκος (mm)	11.0
Τιμή (€)	10.0

max for Micromotor 160.000 rpm
(red)

Χειρουργικές φρέζες ευθείας

H254A
(415)
Καθολικής
χρήσης



Μέγεθος 1/10mm	012
Μήκος (mm)	6.0
Τιμή (€)	8.7

Διατίθενται σε στελέχη υψηλών ταχυτήτων FGXL/FGXXL, χαμπλών ταχυτήτων RAL/RAXL και ευθείας HP.

H141A (001) Κοπής οστού

H162A (408) Κοπής οστού



Μέγεθος 1/10mm	023	027	031	035	040	050	016
Μήκος (mm)							10.0
Τιμή (€)	10,75	19,5	19,5	19,5	23,4	23,4	23.65

Λάστιχα στίλβωσης για όλα τα κεραμικά, ζirkονία, ρητίνες CeraGlaze

Ειδικά λάστιχα που απορροφούν τη θερμοκρασία από την επιφάνεια στίλβωσης. Δε χρειάζονται καταιονισμό νερού.



Μέγεθος 1/10mm	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
Μήκος (mm)	10.0	6.0	9.0	4.7	10.0	6.0	9.0	4.7	10.0	6.0	9.0	4.7
Κωδ. εργοστ.	P332	P333	P335	P336	P3032	P3033	P3035	P3036	P30032	P30033	P30035	P30036
Τιμή (€)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Λάστιχα στίλβωσης και λείανσης ρητινών DiaGloss



Δύο σταδίων, με διαμαντόσκοπν. Κατάλληλα και για στίλβωση φυσικών δοντιών.

Μέγεθος 1/10mm	050	030	085	060	100	035	050	030	085	060	100	035
Μήκος (mm)	10.0	6.0	7.0	10.0	1.0	6.0	10.0	6.0	7.0	10.0	1.0	6.0
Κωδ. εργοστ.	P1932	P1933	P1934	P1935	P1938	P1939	P19032	P19033	P19034	P19035	P19038	P19039
Τιμή (€)	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34

Φρέζες λείανσης ρητινών/πορσελάνης BISCO Raptor



Ειδικές φρέζες διαμόρφωσης και λείανσης ρητινών και πορσελάνης υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Φρεζοθήκη με 6 φρέζες **79€**
- Φρέζα Raptor small **9€**
- Φρέζα Raptor large **10€**
- Φρέζα Diamond needle **9€**
- Φρέζα A7 Christmas Tree **12€**
- Φρέζα A4 Egg **12€**
- Φρέζα A1 Needle **12€**