

## Ακτινογραφικό

 Belmont®

## Phot-X II S



- 100% Ιαπωνίας
- Συνεχούς ρεύματος (DC) με επιλεγόμενο kV (60 ή 70kV) και mA (3 ή 6mA) και σημείο εστίασης 0,4
- 5 έτη εγγύηση
- Λυχνία Toshiba
- 20% λιγότερη ακτινοβολία
- Πιο ευκρινείς ακτινογραφίες
- Πολύ ελαφριά κεφαλή 4 kg για εύκολη στόχευση
- Κατάλληλο για φιλμ ή ψηφιακή ακτινογραφία

TIMH: 3.300€

## Συσκευή μικροαδροποίησης

 RÖNVIG


Ενδοστοματική και εξωστοματική αδροποίηση. Αυξάνει σύμφωνα με πολλές έρευνες έως και 400% τη συγκόλληση ρητινών, αμαλγάματος, όψεων, πορσελάνης, ορθοδοντικών brackets, στεφανών & γεφυρών. Σύνδεση απευθείας σε γραμμή αέρος. Επιπλέον διατίθενται σύνδεσμοι για συνδέσεις τύπου Midwest, NSK, Bien Air, Kavo, WH, Sirtona με κόστος 98€ έκαστος.

Κωδικός: RONEM1900 TIMH: 249€

## Ηλεκτρικός αναλογικός πολφοδοκιμαστήρας

Dental Electronics Δανίας  
TIMH: 270€

## Ακτινογραφικό

 FONA  
CLOSER TO YOU  
X70


- Κατασκευασμένο στην Ιταλία
- 70kV 7mA, AC
- Κατάλληλο για φιλμ ή ψηφιακή ακτινογραφία
- Επιτοίχιο, οροφής ή τροχήλατο στην ίδια τιμή

TIMH: 2.000€

## Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας με πλάκες φωσφόρου

 INSTRUMENTARIUM

## Express Origo



Νέο μοντέλο με υψηλή ποιότητα εικόνας και 4 μεγέθη πλακιδίων (N.0, N.1, N.2, N.3) κατάλληλα για όλες τις ενδοστοματικές ακτινογραφίες και ακτινογραφίες δήξης. Δεν απαιτεί προγραμματισμένη συντήρηση υψηλού κόστους.

## Ποδιά ακτινοπροστασίας

 EURONDA®


Με πάχος μολύβδου 0,3mm και κολλάρο σε διαστάσεις 90X60  
Κωδικός EUREMXRA\*\*\*  
TIMH: 148 €