

3shape

TRIOS 3 Wireless



Η καλύτερη ψηφιακή αποτύπωση σύμφωνα με την έρευνα της ADA !

Ψηφιακή αποτύπωση, χρωματοληψία, λήψη έγχρωμων φωτογραφιών HD και βιντεοσκόπηση για άριστη αναγνώριση ορίων. Δυνατότητα σχεδιασμού χαμόγελου, ορθοδοντικής θεραπείας και ψηφιακής αποτύπωσης εμφυτευμάτων.

Μικροσκόπιο

OPTOMIC
producing quality



- Φωτισμός αλογόνου ή φωτισμός Led (με επιλογή 2 χρωμάτων 6000 K έντονο φωτισμό ή 4750 K θερμό φωτισμό)
 - Κατασκευασμένο στην Ισπανία
 - Προαιρετική camera HD
 - Μικρή τροχήλατη βάση με 5 ρόδες για εύκολη μετακίνηση
 - Ενδεικτικές προδιαγραφές οπτικών: με φακούς με απόσταση εστίασης 20 cm, διάμετρο 12.5 mm και μεγέθυνση X5, X8, X12
 - Διόπτρες σταθερές ή με 240 μοίρες ανάκλιση
- ΤΙΜΗ: από 6.700 €**

Λούπες

PeriOptix

Perivista 2.7 TTL



**Ο πιο ελαφρύς και άνετος σκελετός.
Τέλειος συνδυασμός μεγέθυνσης, οπτικού πεδίου,
ποιότητας οπτικών και βάθους εστίασης.**

- Κατασκευή σκελετού από την Adidas στην Αυστρία και οπτικών στις ΗΠΑ
- 3 θέσεις επιλογών κλίσης σκελετού
- Επιρρίνιο 2 θέσεων
- Επιλογή από 3 αποστάσεις εργασίας (S=30-40cm, R=35-45cm, L=40-55cm)
- 8 χρώματα σκελετών