

Λουτρό υπερήχων

EURONDA E4D

Λουτρό υπερήχων με δύο γεννήτριες και τεχνολογία Euronda Sweep mode για αποτελεσματικότερη λειτουργία. Θέρμανση, προγράμματα, χωρητικότητα 3,5 lt, περιλαμβάνει ειδικό καλάθκι και ποτηράκι. Εξωτερικές διαστάσεις (πρόσψη Χ ύψος Χ βάθος) 315X255X165 mm
Κωδικός: EUREM113152 ΤΙΜΗ: 990€ με καλάθκι

Λουτρό υπερήχων

EURONDA E3D

Λουτρό υπερήχων με τεχνολογία Euronda Sweep mode για αποτελεσματικότερη λειτουργία. Θέρμανση, χρονοδιακόπτης LED, χωρητικότητα 3 lt, περιλαμβάνει ειδικό καλάθκι και ποτηράκι. Εξωτερικές διαστάσεις (πρόσψη Χ ύψος Χ βάθος) 26X22X16 cm
Κωδικός: EUREMNEWE3D/ACC ΤΙΜΗ: 650€ με καλάθκι

Συστήματα απόσταξης νερού

EURONDA

Aquafilter: Αποστάζει άμεσα (1 lt/min) το νερό της βρύσης (<15μS/cm). Συνδέεται με πιστόλι για να σας προσφέρει άμεσα αποιονισμένο νερό. Απαραίτητη η σύνδεση με ρυθμιστή πίεσης.

Κωδικός: EUREMAQFILN ΤΙΜΗ: 500 €



Aquadist: Αποιονιστής νερού με χωρητικότητα 4 lt. Αποιονίζει 700ml ανά μία ώρα.

Κωδικός: EUREMAQDIST ΤΙΜΗ: 250 €



Συσκευή λίπανσης & καθαρισμού χειρολαβών

NSK iCare

Τελευταία λέξη στην αυτόματη λίπανση των χειρολαβών και τον καθαρισμό τους με πεπλεγμένο αέρα. Δέχεται παράλληλα 4 χειρολαβές όλων των κατασκευαστών.
Κωδικός: NSKMHCARE ΤΙΜΗ: 1.600€

Μικροαστερωτήρας χαλαζία/άλατος

TAU

Μικροαστερωτήρας χαλαζία και άλατος. Θερμοκρασία 230°C με κάδο διαμέτρου 3,2 εκ Χ 5εκ ύψος. Εξωτερικές διαστάσεις 13 x 14 x 19 εκ.

Κωδικός: TAUEMQ150 ΤΙΜΗ: 190 €

Σακουλοποιός

EURONDA**Euroseal**

Εξασφαλίζει τέλεια σακουλοποίηση με κόλληση 12μμ. Σακουλοποιεί συσκευασίες με διαστάσεις έως 310μμ και δέχεται έως 6 ρολά. Διαστάσεις (ΠλάτοςΧΒάθοςΧΥψος) 44X39X32 cm

Κωδικός: EUREMTEURO ΤΙΜΗ: 600 €

Αυτόκαυστος

EURONDA® E9 Med B Class

- Πολλαπλό αρχικό και τελικό κενό αέρος Type B EN 13060
- Διαγνωστικά tests HELIX & DICK & BOWIE, μέγιστη ασφάλεια, κορυφαία ευρωπαϊκή ποιότητα
- Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης για έλεγχο και αλλαγή του νερού στο εσωτερικό του κλιβάνου
- Ενσωματωμένος εκτυπωτής
- Ψηφιακή οθόνη για όλες τις ενδείξεις, τις λειτουργίες και τα διαγνωστικά σφαλμάτων
- Εύχρηστα προγράμματα για διαφορετικά φορτία με ΣΥΝΟΛΙΚΟ χρόνο από μόλις 33'
- Μοντέλο 18 και 24 λίτρων και τα δύο με τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις και 4 δισκάρια (αλλάζει το βάθος του κάδου μόνο)
- Εξωτερικές διαστάσεις (πρόσψη Χ ύψος Χ βάθος) 45 X 45 X 61 cm για τα 18 λίτρα και τα 24 λίτρα

TIMH: 3900 € (18lt), 4400 € (24lt)

Αυτόκαυστος

EURONDA® E5 N Class

- Εύχρηστα προγράμματα για διαφορετικά φορτία με ΣΥΝΟΛΙΚΟ χρόνο από 52'
- Μοντέλο 18 λίτρων με 4 δισκάρια
- Εξωτερικές διαστάσεις (πρόσψη Χ ύψος Χ βάθος) 45 X 39 X 50 cm
- Διαθέσιμος μόνο στα 18 λίτρα

TIMH: 2.200 € (18lt)

Αυτόκαυστος

NSK iClave plus B Class

Η τελευταία λέξη στην τεχνολογία και ασφάλεια των αυτοκαύστων. Διαθέτει κάδο από χαλκό που διαθέτει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα και ανεβάζει πιο ομοιόμορφα την θερμοκρασία αποστείρωσης. Σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και διάρκεια ζωής για τις χειρολαβές σας και τα εργαλεία σας αλλά και 50% μεγαλύτερη χωρητικότητα και πιο γρήγορη αποστείρωση σε σχέση με άλλους κλιβάνους. Διαθέτει 5 δισκάρια. Συνολικός χρόνος αποστείρωσης μόνο 18' (S) και 35' (B).

TIMH : 4.900 €

Αυτόκαυστος

PRESTIGE 2100

- Αυτόκαυστος κλιβάνος κατηγορίας N από τη Μεγάλη Βρετανία με χωρητικότητα 9lt
- 1 πρόγραμμα αποστείρωσης στους 126°C/1.4 bar με συνολικό χρόνο 20'
- Αξιοπίστη και οικονομική λύση

TIMH: 890 € Κωδικός: PREEM21001XP



Κλιβάνος ξηράς

TAU

Κλιβάνος ξηράς με εξωτερικές διαστάσεις 38X31X44cm (ύψος Χ βάθος Χ μήκος)

TIMH: 360 € Κωδικός: TAUEMKLIBANO