

Ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων

3M**Filtek™ Ultimate**

Βασίζεται στην μοναδική ναυτεχνολογία της 3M που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάμψη.

Άριστη αισθητική, χαμηλεοντισμός, ευελιξία για μονοστρωματική ή διαστρωματική τεχνική, χαμηλή αποτριβή και συστολή.

Αποχρώσεις οδοντίνης: A1, A2, A3, A4, B3, C4, W

Αποχρώσεις σώματος: A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B1, B2, B3, B5, C1, C2, C3, D2, D3, W, XW

Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, B1, B2, D2, W

Αποχρώσεις ημιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT

Συσκευασίες: Σύριγγες 4 γρ.

Κωδικός: 3920** και κασετίνες

Συμπυκνώσιμη σύνθετη ρητίνη

3M Filtek™ P60

Συμπυκνώσιμη σύνθετη ρητίνη για οπίσθιες αποκαταστάσεις με δυνατότητα στιβαγμού. Μικρός χρόνος πολυμερισμού, χαμηλή συστολή πολυμερισμού, άριστη αντίσταση στην αποτριβή και υψηλού βαθμού αντοχή του υλικού.

Αποχρώσεις: A3, B2, C2

Συσκευασίες: Κασετίνα με 3 σύριγγες 4γρ. A3, B2, C2, Adper Bond 2 3ml, αδροποιτής 3ml.

Κωδικός: 4720E - Σύριγγες 4γρ. **Κωδικός:** 4720**

Λεπτόρρευση ρητίνη μαζικής πλήρωσης

3M Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Η λεπτόρρευση ρητίνη μαζικής πλήρωσης για γρήγορες και ανθεκτικές αποκαταστάσεις.

Πλεονεκτήματα

- Μέχρι και 50% ισχυρότερη από άλλες λεπτόρρευστες ρητίνες.
- Διπλάσια σχεδόν αντοχή στη φθορά από άλλες λεπτόρρευστες ρητίνες.
- Διατίθεται σε κάψουλες και σε σύριγγες.
- Σε 4 αποχρώσεις A1, A2, A3, Universal.

Συσκευασίες: 2 σύριγγες των 2γρ. Κωδικός: 4862**,

20 κάψουλες των 0,2γρ. Κωδικός: 4864**

Ρητίνη οπισθίων αποκαταστάσεων μαζικής πλήρωσης

3M Filtek™ One Ρητίνη Οπισθίων Αποκαταστάσεων

- Η μοναδική ναυτεχνολογία της 3M προσφέρει αντοχή στις αποτριβές και άριστη λείανση και στίλβωση.
- Χαμηλή ογκομετρική συστολή και μειωμένες δυνάμεις πολυμερισμού.
- Αυξημένη αδιαφάνεια για βελτιωμένη αισθητική.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι 5 mm πάχος (Bulk).
- Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις: [A1, A2, A3, B1, C2].
- Υψηλή ακτινοσκιερότητα.
- Νέας τεχνολογίας ακρορύγιο (κάψουλα) για εύκολη πρόσβαση σε βαθιές κοιλότητες.

Συσκευασίες: Σύριγγες 4γρ. Κωδικός: 4866**,

20 κάψουλες των 0,2γρ. Κωδικός: 4867**

Νανοϋβριδική ρητίνη

3M Filtek™ Z550

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.

- Φαινόμενο χαμηλεοντισμού
- Αντίσταση στην αποτριβή και τη θραύση
- Μειωμένη συστολή πολυμερισμού
- Άριστη οριακή εφαρμογή
- Δεν κολλάει στα εργαλεία
- Χρώματα : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2, OA3



Συσκευασίες :

- Σύριγγες 4 γρ και κασετίνες

Μικροϋβριδική ρητίνη

3M Filtek™ Z250

Φαινόμενο χαμηλεοντισμού, άριστη αντοχή στην αποτριβή.

Χρώματα: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal, Universal dentin



Συσκευασίες :

- Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες

Νανοϋβριδική ρητίνη

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation



Tetric EvoCeram®

Συσκευασίες:

Σύριγγα 3 γρ., κάψουλες 20x0,2 γρ., σετ 8 συριγγών των 3 γρ.

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή νανοϋβριδική ρητίνη καθολικής χρήσης.

- Θαυμάσια, γρήγορη στίλβωση, υψηλή και μακροχρόνια λάμψη
- Πολύ λείες επιφάνειες, υψηλή αντοχή στην αποτριβή, εξαιρετικά χαμηλή συστολή

Αποχρώσεις οδοντίνης: A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin

Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3

Απόχρωση υψηλής φωτοδιαπερατότητας κοπτικού άκρου: T

Αποχρώσεις λεύκανσης: Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I

Νανοϋβριδική ρητίνη

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

Evetric



Καθολικής χρήσης με νανοχρωστικές που δημιουργούν το φαινόμενο του χαμαιλεοντισμού. Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα των 400% Al.

Συσκευασίες:

• Κασετίνα 8x3,5γρ Ref. 640102 περιέχει A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin

• Σύριγγες 3,5 γρ. σε A1, A2, A3, A3.5, A3.5 Dentin, B2, B2 Dentin, B3, C2, T.

• Κασετίνα 4x3,5γρ. 2XA2, 2XA3, 1X Evetric Bond 6γρ. Ref. 668409

Νανοϋβριδική ρητίνη μονής τοποθέτησης

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation



Tetric EvoCeram Bulk Fill

- Αποκαταστάσεις νεογιλών, οπισθίων δοντιών (Ομάδες II και III), σχισμών
- Σύντομο χρονικό διάστημα θεραπείας - Στρώματα 4mm
- Φυσική απόδοση χρωμάτων
- Ιδανικά προσαρμοσμένη σύσταση για εξαιρετική πρόσφυση στα τοιχώματα της κοιλότητας
- Αποχρώσεις: IVA (A2, A3), IVB (B1, B2), IVW (νεογιά και ανοιχτόχρωμα δόντια)

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ, μικροσύριγγες Cavifill 20 X 0,2 γρ.

Ρευστή ρητίνη μονής τοποθέτησης

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation



Tetric EvoFlow Bulk Fill

Συμπληρώνει την επιτυχημένη ρητίνη Tetric EvoCeram Bulk Fill και εφαρμόζεται ως βάση μονής τοποθέτησης σε αποκαταστάσεις I και II ομάδας.

Συσκευασίες: Σύριγγες 2 γρ, μικροσύριγγες Cavifill 20 X 0,2 γρ.

Αποχρώσεις: IVA (A2, A3), IVB (B1, B2), IVW (νεογιά και ανοιχτόχρωμα δόντια)

Ρευστή ρητίνη

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

Tetric EvoFlow®



Λεπτόρρευση σύνθετη ρητίνη, φωτ/μενη, ακτινοσκιερή, νανοϋβριδική.

- Ο χαμαιλεοντισμός καθιστά τις μικρές αποκαταστάσεις αόρατες.
- Σταθερό όπου απαιτείται με σύγκριτη ακτινοσκιερότητα.
- Αποχρώσεις οδοντίνης: A2 Dentin, B2 Dentin, A3.5 Dentin
- Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3
- Απόχρωση κοπτικού άκρου: T, I
- Αποχρώσεις λεύκανσης: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Συσκευασίες: Σύριγγα 2 γρ, Κάψουλες 20 X 0,2 γρ

Νανοϋβριδική ρητίνη

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

IPS
Empress Direct®

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη καθολικής χρήσης για εξαιρετικά υψηλές αισθητικές απαιτήσεις διαθέσιμη σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και διαφορετικών επιπέδων φωτοδιαπερατότητας. Ιδανική για την τεχνική της διαστρωμάτωσης. Παρουσιάζει άριστες ιδιότητες στίλβωσης, φυσική αδιαφάνεια, φθορισμό και οπαλινότητα.

• Αποχρώσεις οδοντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, IV A5, IV A6, B1, B2, C3, D2, Λεύκανσης L & XL

• Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Λεύκανσης L & XL

• Αποχρώσεις διαφάνειας: Trans 30, Trans 20, Opal

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ, μικροσύριγγες Cavifill 10 X 0,2γρ

Νανόκοκκη ρητίνη



Φωτοπολυμεριζόμενη ενισχυμένη νανόκοκκη ρητίνη που χρησιμοποιείται σαν στρώμα αδαμαντίνης για αποκαταστάσεις όλων των ομάδων. Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Λεύκανσης W Αποχρώσεις κοπτικού άκρου: λευκό, διάφανο, ανοιχτό γκρι



Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ. Κωδ.: BISEMH852** TIMH: 41,5€

Μικροϋβριδική ρητίνη



Φωτοπολυμεριζόμενη μικροϋβριδική ρητίνη υψηλής αντοχής για όλες τις χρήσεις για αποκαταστάσεις όλων των ομάδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαστρωματική τεχνική με την AELITE AESTHETIC ENAMEL. Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, D3, αδιαφάνεια A1-0, αδιαφάνεια A3.5-0



Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ. Κωδ.: BISEMH812** TIMH: 29€

Ρητίνη οπισθίων



Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη οπισθίων χαμηλής συστολής πολυμερισμού με συρρίκνωση μόνο 1,4% και υψηλή αντοχή. Μειώνει αισθητά τις τάσεις που μεταφέρονται στο δόντι λόγω του πολυμερισμού. Είναι ακτινοσκιερή. Η αυξημένη περιεκτικότητα σε ενισχυτικές ουσίες αποδίδει εξαιρετικά σημεία επαφής, εξαιρετική δυνατότητα διαμόρφωσης της μαστικής επιφάνειας και άριστες όμορες επιφάνειες.



Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, C4, D3

Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ Κωδ.: BISEMH721** TIMH: 34,5€

Λεπτόρρευση μικροϋβριδική ρητίνη



Φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας.



Αποχρώσεις: AELITEFLO: A1, A2, A2-αδιαφάνεια, A3, A3.5, A5, B1, B3, C2, C3, D3, αδιαφάνεια λευκό, διαφάνεια AELITEFLO LV (χαμηλό ιξώδες): A2, A3.5

Συσκευασίες:

Σύριγγα Aeliteflo1,5 γρ Κωδ.: BISEMH67***F TIMH: 15€

Σύριγγα Aeliteflo LV1,5 γρ Κωδ.: BISEMH661** TIMH: 15€

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων



- Διπλού πολυμερισμού υβριδική ρητίνη με χαμηλή συρρίκνωση κατάλληλη για συγκόλληση αξόνων και κατασκευή κολοβωμάτων
- Εξαιρετική ρευστότητα, εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες, θιξοτροπική
- Υψηλή αντοχή, υψηλή συγκόλληση, εύχρηστη
- Ακτινοσκιερή
- Απόχρωση: A1

Συσκευασίες: CORE-FLO DC Lite με χαμηλό ιξώδες που δεν απαιτεί πιστόλι, βάση/καταλύτης 8γρ. Κωδικός: BISEMA17801P TIMH: 46€

CORE-FLO DC βάση/καταλύτης 8γρ. Κωδικός: BISEMA23011P TIMH: 46€
Λόγω της ειδικής ρευστότητας του υλικού που βοηθά στην τοποθέτηση σε ριζικούς σωλήνες απαιτείται ειδικό πιστόλι με Κωδικό: BISEML22020P TIMH: 46€

Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων



Το Geristore είναι ένα διπλού πολυμερισμού, ρητινωδώς τροποποιημένο, υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης. Οι φυσικές ιδιότητες αυτού του μοναδικού και εξαιρετικά βιοσυμβατού υλικού το καθιστούν ιδανικό για αναρίθμητες εφαρμογές στην καθημερινή σας πράξη. Η υδρόφιλη Bis-GMA σύσταση του, επιτρέπει την χρήση του για άμεση κάλυψη πολφού. Επίσης θεωρείται και υλικό επιλογής για υποουλικές βλάβες και αποκαταστάσεις που έρχονται σε επαφή με τους μαλακούς ιστούς. Απελευθερώνει φθόριο, έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής και χαμηλή συστολή πολυμερισμού.

• **Συσκευασία:** Σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ Κωδικό: DISEM031457500 TIMH: 79€ σε χρώμα A2

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation

Multicore Flow

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων σε ζωντανά και ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Προαιρετικά φωτοπολυμερίζεται. 4 διαφορετικές αποχρώσεις: light, medium, white και blue.

Συσκευασία : Φύσιγγα 50 γρ. (απαιτεί τη χρήση του ειδικού πιστολιού Ivoclar DS 24)
Σύριγγα 10γρ. αυτόματης ανάμιξης χειρός (smartmix)

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων

BISCO
BIS-CORE



- Διπλού πολυμερισμού υβριδική ρητίνη
- Υψηλή περιεκτικότητα σε ενισχυτικές ουσίες για αξεπέραστη αντοχή
- Ιδανική για χρήση με άξονες ανθρακονημάτων/υαλονημάτων
- Εξαιρετική ακτινοσκοπιότητα

Συσκευασία: Σύριγγα βάσης και καταλύτη έκαστη 5 γρ.
Κωδικός: BISEMA1730NB **TIMH:** 44€

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη

BISCO

BISFIL II / 2B

Υβριδική χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη με υψηλή ακτινοσκοπιότητα που χρησιμοποιείται ως στρώμα βάσης για αποκαταστάσεις οπισθίων. Η BISFIL II έχει ιδιότητες συμπυκνωσιμότητας και γρήγορο πολυμερισμό, ενώ η 2B είναι ρευστή και χρησιμοποιείται ως στρώμα βάσης σε αποκαταστάσεις ομάδων I, II. Και οι δύο ρητίνες διατίθενται στο φυσικό τους χρώμα.

Συσκευασίες:

Bisfill II: 2 σύριγγες βάσης έκαστη 5 γρ. και 2 σύριγγες καταλύτη έκαστη 10 γρ. (συνολικά 30 γρ.)

Κωδικός: BISEMA1240P **TIMH:** 108€

Bisfill 2B σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ

Κωδικός: BISEMA12710P **TIMH:** 54€

Υγρό στίλβωσης

BISCO

BISCOVER LV**Υγρό στίλβωσης χαμηλής ρευστότητας**

Το πρώτο αισθητικό sealant για ενδοστοματική και εξωστοματική χρήση

- Για να τελειώσετε άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις ρητίνης (ένθετα, επένθετα, στεφάνες κλπ.), προσωρινές και μόνιμες ακρυλικές αποκαταστάσεις.
- Αυξάνει την αντίσταση στην αποτριβή.
- Μειώνει δραματικά τον χρόνο στίλβωσης εξοικονομώντας χρόνο.
- Χαμηλό πάχος φιλμ που ελαχιστοποιεί τις διορθώσεις στη σύγκλιση.
- Χρησιμοποιείται με όλες τις συσκευές φωτοπολυμερισμού.
- Συμβατό με όλες τις ρητίνες

Συσκευασία: Φιαλίδιο 3 ml

Κωδικός: BISEMG93353P **TIMH:** 37€



Δίσκοι και ταινίες λείανσης ρητινών

3M Sof-Lex™



Δίσκοι και ταινίες σε πολλές αδρότητες και συσκευασίες, δύο διάμετροι δίσκων 9.5 και 12.7mm, εύχρηστα μαντρέλ Pop-on.

Χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη

Sadent composite

Υβριδική χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη για το στρώμα βάσης σε αποκαταστάσεις οπισθίων. Χρώματα: διατίθεται στο φυσικό της χρώμα

Συσκευασία:

Βάση και καταλύτης 30 γρ.
+ 7ml αδροποιητικό
TIMH: 33,20€