

Ταινίες και συγκρατητήρες τεχνικών τοιχωμάτων

- Ταινία τεχνητών τοιχωμάτων Hahnenkratt 10μ, πάχος 5 ή 6 ή 7μμ
ΤΙΜΗ: 16,9€
- Συγκρατητήρας τεχνητών τοιχωμάτων Ivory Hahnenkratt
ΤΙΜΗ: 22,9 €
- Συγκρατητήρας τεχνητών τοιχωμάτων Tofflemire Hahnenkratt
ΤΙΜΗ: 18,9 €



Spray δοκιμασίας ζωτικότητας πολφού

Euronda

Φιάλη 200ml

Κωδικός: EUREM233001

ΤΙΜΗ: 9,9€



Πάστα καθαρισμού

Alpha-Pro

Πάστα καθαρισμού μέσης αδρότητας με γεύση μέντα σε βάζο 100 γρ.
Κωδικός: ALPEM5600203002
Τιμή: 8€



Ρύγχη για αποτυπωτικά και υλικά προσωρινών



1. Αναμικτήρες αποτυπωτικού
Κωδικός: SOGEMPR0021CAN ΤΙΜΗ: 19,5 € τα 50 τμχ
2. Αναμικτήρες αποτυπωτικού σύγκλισης
Κωδικός: SOGEMPR0020DBP ΤΙΜΗ: 26€ τα 50 τμχ
3. Ρύγχη για αναμικτήρες
Κωδικός: PRPEMONE85 ΤΙΜΗ: 12€ τα 100 τμχ
4. Αναμικτήρες υλικού προσωρινών
Κωδικός: SOGEMPR0076CAB ΤΙΜΗ: 26€ τα 50 τμχ

Βοήθημα για απώθηση χειλέων και παρειών

ivoclar OptraGate®



Ένα καινοτόμο βοήθημα το οποίο μεγιστοποιεί εύκολα και άνετα το πεδίο εργασίας. Διατίθεται σε 3 μεγέθη.
Συσκευασία: Assortment με 30 small, 30 regular, 20 junior.

- Τα χείλη και οι παρειές απωθούνται ομοιόμορφα γύρω από το στόμα
- Εύκολη πρόσβαση, διαχείριση του πεδίου εργασίας
- Αποτελεσματική και ταχεία σχετική απομόνωση
- Χαλαρή και περισσότερο αποτελεσματική θεραπευτική διαδικασία
- Εύκολη τοποθέτηση
- Αυξημένη συγκέντρωση του επεμβαίνοντα μόνο στη θεραπευτική διαδικασία
- Συνδρομική και ανακούφιση στο έργο του οδοντιάτρου και του βοηθού του
- Μεγάλη άνεση του ασθενή κατά τη χρήση
- Ευελίξια τριών διαστάσεων για πολύ καλή τοποθέτηση
- Μαλακό, εύκαμπτο υλικό με εσοχές για τον χαλινό του άνω και κάτω χείλους
- Καλή συμβατότητα χάρη στο υλικό χωρίς λάτεξ

Ρύγχη για κόνιες, ρητίνες, αδροποιητικά



- 1.Κωδικός: SOGEMPR0076CAD ΤΙΜΗ: 25€ τα 50 τμχ
- 2.Κωδικός: BISEMX81257P ΤΙΜΗ: 27€ τα 30 τμχ
- 3.Κωδικός: BISEMX81267P ΤΙΜΗ: 27€ τα 30 τμχ
- 4.Κωδικός: BISEMX80602N ΤΙΜΗ: 2,7€ τα 25 τμχ
- 5.Κωδικός: PRPEMONE80 ΤΙΜΗ: 13€ τα 100 τμχ
- 6.Κωδικός: BISEMX80618N ΤΙΜΗ: 9,5€ τα 25 τμχ
- 7.Κωδικός: PRPEMONE81G23 ΤΙΜΗ: 15€ τα 100 τμχ



croma

est. 1976

Αυστριακά, αντιαλλεργικά, ενέσιμα υαλορουνικά προϊόντα μέγιστης καθαρότητας και ποιότητας.

Συσκευασίες:

- SAYPHA RICH για χρήση σε μεσοθεραπεία για μακροχρόνια αναζωογόνηση και ενυδάτωση του δέρματος. Σύριγγα 1ml **TIMH: 35€**
- SAYPHA FILLER για την διόρθωση ήπιων ή σοβαρών ρυτίδων και την διόρθωση ή αύξηση του όγκου των χειλιών. Σύριγγα 1ml **TIMH: 55€** και με λιδοκαΐνη **TIMH: 60€**
- SAYPHA VOLUME για την διόρθωση σοβαρών ρυτίδων, αυλάκων, υποδόριων εμβυθίσεων, περιγράμματος προσώπου και δημιουργία όγκου. Σύριγγα 1ml **TIMH: 60€** και με λιδοκαΐνη **TIMH: 70€**
- SAYPHA VOLUME PLUS για την διόρθωση έλλειψης όγκου και την αναμόρφωση του περιγράμματος του προσώπου. Σύριγγα 1ml **TIMH: 70€**

Βιοενεργό υλικό αποκατάστασης

ivoclar Cention Forte



Εναλλακτική αισθητική λύση αντί του αμαλγάματος για μόνιμες αποκαταστάσεις Ομάδας I και II. Συνδυάζεται φυσικά με το δόντι και ταυτόχρονα να καλύπτει την αποχρωματισμένη οδοντίνη. **Απόχρωση: A2.**

Συσκευασίες:

- IV0740831WW Cention Forte start 20 κάψουλεςx0.3g/
1 Φιαλίδιο Primer 3γρ.
- IV0740832WW Cention Forte start 20 κάψουλεςx0.3g/
1 Φιαλίδιο Primer 6γρ.

Εργαλεία ρητινών

ivoclar OptraSculpt Pad



Εργαλείο διαμόρφωσης ρητινών με ειδικό αφρώδες υλικό το οποίο δεν κολλά στα εργαλεία. Προσαρμόζεται ιδανικά στο σχήμα του δοντιού και επιτρέπει στο εμφρακτικό υλικό να ακολουθεί την ανατομικότητα του δοντιού χωρίς να αφήνει ανεπιθύμητα σημάδια στην επιφάνεια.

Οι κλίμακες αναφοράς που βρίσκονται στη λαβή του εργαλείου βοηθούν στη δημιουργία αισθητικών και ανατομικά σωστών αποκαταστάσεων στην άνω πρόσθια περιοχή αλλά και σε εμφράξεις οπισθίων.

Συσκευασίες:

- OptraSculpt Pad κασετίνα που περιέχει 1 εργαλείο , ανταλλακτικά άκρα 60 τεμ στα 4mm, 60 τεμ στα 6mm
- Ανταλλακτικά: κουτί 60 τεμ στα 4mm, κουτί 60 τεμ στα 6mm, εργαλείο OptraSculpt Pad.
- OptraSculpt Starter Kit περιέχει ένα εργαλείο και 3 X 20 άκρα (ball, chisel, point)

Σκόνης σόδας

NSK FLASH pearl



Σόδα NSK FLASH pearl με μικρούς, πιο στρογγυλούς κόκκους που δεν κάνουν ζημιά στην αδαμάντινη. Κατάλληλο για όλες τις συσκευές σοδοβολής.

Συσκευασίες:

- Φακελάκι 15 γρ. **Κωδικός: NSKEMY900693 TIMH: 1,9€**
- Φιάλη 300 γρ. **Κωδικός: NSKEMY900698 TIMH: 22€**

Καρφίδες ανασύστασης

STABILOK Fairfax

Καρφίδες ανασύστασης με αποσπώμενο άκρο από τιτάνιο 2 μεγεθών.

Συσκευασίες:

- Σετ με 20 καρφίδες και 1 τρυπάνι **Κωδικός: FAIEMSTABI* TIMH: 28,5€**
- Σετ με 100 καρφίδες και 5 τρυπάνια. **Κωδικός: FAIEMJUMBO* TIMH: 119,9€**
- Τρυπάνι / τμχ. **Κωδικός: FAIEMDRILL TIMH: 10,4€**



Θήκες μεταφοράς εργασιών

premium
plusuk

Θήκη φύλαξης και μεταφοράς εργασιών
ΤΙΜΗ: 1€



600 Retainer Box
W75mm x D61mm x H28mm



601 Mouth Guard
W77mm x D64mm x H40mm



602 All Guard
W77mm x D77mm x H38mm



603 Denture
W83mm x D68mm x H52mm

Ταινίες λείανσης

Stoddard Maxflex



- Χρωματικά κωδικοποιημένες ταινίες λείανσης επικαλυμμένες στην μία πλευρά με σωματίδια οξειδίου του αργιλίου.
 - Λεπού πάχους ταινία για εύκολη πρόσβαση στις μεσοδόντιες περιοχές για αποτελεσματική λείανση.
 - Επιλογή από 2 αδρότητες, coarse-medium/fine-ultrafine
- Συσκευασία:** 50τμχ.
Κωδικός: STOEMMFS00100* **ΤΙΜΗ:** 6,9€

Δίσκοι λείανσης

Stoddard



- Πολύ λεπτοί δίσκοι επικαλυμένοι με οξείδιο αλουμινίου.
 - Ιδανικοί για διαμόρφωση και υψηλή λείανση όλων των επιφανειών από ρητίνη, αμάγαμα, υαλοϊονομερή κονία, ημί-πολύτιμα και πολύτιμα μέταλλα.
 - Μανδρέλ πλήρως καλυμένο από τον δίσκο λείανσης
- Συσκευασίες:**
Maxflex Snap on αρχικό σετ: Περιλαμβάνει 240 δίσκους λείανσης σε 4 αδρότητες και 2 μανδρέλ.
Κωδικός: STOEMSET1013001 **ΤΙΜΗ:** 59€
Ανταλλακτικοί δίσκοι 100τμχ.: **ΤΙΜΗ:** 19€
Μανδρέλ: **ΤΙΜΗ:** 5€

Γύψοι

Whip Mix



Οι φημισμένοι και εξειδικευμένοι γύψοι της Whipmix Resin Rock, Silky Rock, Microstone.

Σύριγγες και βελόνες διακλυσμών

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



Διαφανείς πλαστικές σύριγγες των 5 ml

- Με σπείρωμα Luer Lock για ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται για τον διακλυσμό ριζικών σωλήνων και συνδυάζονται με όλες τις βελόνες διακλυσμού της Ultradent.

Συσκευασία: 10τμχ.

Κωδικός: ULTEM201 **ΤΙΜΗ:** 12,5€

Βελόνα διακλυσμού Endo-Eze® Irrigator Tip

- Σχεδιασμένη για σύριγγα των 5 ml για διακλυσμούς της Ultradent
- Με λοξοτόμηση έτσι ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο προώθησης των διαλυμάτων πέρα από το ακρορριζίο.
- Λυγίζεται και διαθέτει αμβλύ άκρο το οποίο δεν βουλώνει
- Διάμετρος: 27 ga (0,40 mm)

Συσκευασία: 20τμχ.

Κωδικός: ULTEM207 **ΤΙΜΗ:** 13,95€

Επίχρυστοι βιδωτοί άξονες

R&S



Υπόστρωμα χαλκού εξασφαλίζει τέλεια προσκόλληση του στρώματος χρυσού για την αποφυγή διάβρωσης.

- Τετράγωνη κεφαλή για εύκολη εφαρμογή και ξεβίδωμα.
- Επιλογή από 6 μεγέθη και 4 μήκη αξόνων.

Συσκευασία με 240 άξονες: 12 άξονες από το κάθε μέγεθος με τα αντίστοιχα κλειδιά τους.

Κωδικός: GCDEM13820 **ΤΙΜΗ:** 109€

Ανταλλακτική συσκευασία 12 αξόνων του ίδιου μεγέθους.

Κωδικός: GCDEM138** **ΤΙΜΗ:** 6€

Σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων

Dentsply
Sirona

Palodent



Το διάσημο σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων σχεδιασμένο από την triodont. Διατίθεται αρχικό σετ που περιλαμβάνει:

100 palodent v3 matrices, 75 wedges, 30 wedgguards,

1 universal ring, 1 narrow ring, 1 forcep, 1 pin- tweezers

Κωδικός: DECEM659700V

NSK

Λιπαντικό και καθαριστικό spray 500ml κατάλληλο για όλες τις χειρολαβές NSK αλλά και όλες τις χειρολαβές αερότορ άλλων κατασκευαστών με ρουλεμάν εκτός αυτών που απαιτούν γρασαδόρο. Περιέχει οινόπνευμα για τον καλύτερο καθάρισμό των χειρολαβών. Τα ρύγχη λίπανσης διατίθενται χωριστά ανάλογα τον τύπο χειρολαβής.

Κωδ. **NSKEMY900630** ΤΙΜΗ: **24,95€**



Προσωπίδα

Euronda



Αρχική συσκευασία:
Βραχίονας μαζί με 10 προσωπίδες
Κωδικός: **EUREM261103** ΤΙΜΗ: **19€**

Ανταλλακτική συσκευασία:
Σετ 20 ανταλλακτικών προσωπίδων
Κωδικός: **EUREM261104** ΤΙΜΗ: **28€**

Βουρτσάκια/Λάστιχα καθαρισμού

Stoddard



• Βουρτσάκι στίλβωσης, τρίκινο, κυπελοειδές
Κωδικός: **STOEMJC/WBRA** Τιμή: **0,3€**
• Λάστιχο στίλβωσης κυπελοειδές
Κωδικός: **STOEMEPY002/001** Τιμή: **0,2€**

Σφίνες ξύλινες

R&S



• Δεν γλιστράνε μετά την τοποθέτησή τους
• Το ανατομικό τους σχήμα εξασφαλίζουν επιτυχές σημείο επαφής
• Διατίθενται σε 5 μεγέθη:
Extra small/small/Medium/Large/Extra Large
Συσκευασία ασορτί 400τμχ
(Extra small 100τμχ/Small 150τμχ/Medium 100τμχ/
Large 50τμχ) Κωδικός: **GCDEM201112** ΤΙΜΗ: **35,8€**
Συσκευασία 100 ανταλλακτικών σφινών
Κωδικός: **GCDEM26***** ΤΙΜΗ: **9,85€**

Γυάλινα ιγδία ανάμιξης

premium plusuk

Γυάλινα ιγδία σε χρώματα γαλάζιο, πράσινο, διαφανές.
Κωδικός: **PRPEMONE040*****
ΤΙΜΗ: **2€**



Στοματοδιαστολείς

premium plusuk

Κλιβανιζόμενοι στοματοδιαστολείς σιλικόνης για ενήλικες και παιδιά
Κωδικός: **PRPEMONE2090*** ΤΙΜΗ: **6€**



Αντισηπτικές παστίλιες

R&S

Αντισηπτικό στοματικό διάλυμα σε παστίλιες ταχείας διάλυσης. Συσκευασία: 1000τμχ. σε γεύση μέντας ή θυμόλης
Κωδικός: **GCDEM1058690*** ΤΙΜΗ: **16,9€**



Πετσετοκάτοχα

premium plusuk

• Πετσετοκάτοχο "μασελάκι"
Κωδικός: **PRPEMONE92RED** ΤΙΜΗ: **6,8€**
• Πετσετοκάτοχο σιλικόνης
Κωδικός: **PRPONE090**** ΤΙΜΗ: **4,5€**



Διαμαντόπαστες λείανσης ρητινών και κεραμικών



Diamond Polish Mint



- Μικροκρυσταλλικοί λευκοί κόκκοι διαμαντιού
- Αξεπέραστη αισθητική στίλβωση
- Ιδανική για αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης ή πορσελάνης
- Σε γεύση μέντας

Συσκευασία: 2 x 1,2 ml (1,40 g) σύριγγες Ultradent Diamond PolishMint 0,5 µm-για σύνθετη ρητίνη
Κωδικός: ULTEM5540 **TIMH:** 36€

Συσκευασία: 2 x 1,2 ml (1,40 g) σύριγγες Ultradent Diamond PolishMint 1 µm-για πορσελάνη
Κωδικός: ULTEM5541 **TIMH:** 36€

Πεδία αποστειρωμένα (ανά τεμάχιο)



Πεδία σε μεγέθη

- 45 X 75 εκ **TIMH:** 0,4 €/τμχ **Κωδικός:** MLNEM15226MG
- 75 X 90 εκ **TIMH:** 0,6 €/τμχ **Κωδικός:** MLNEM15221MG
- 100 X 150 εκ **TIMH:** 1,4 €/τμχ **Κωδικός:** MLNEM15223MG

Κλιβανιζόμενη φρεζοθήκη



Κλιβανιζόμενες στους 134°C για
 36 ή 72 φρέζες αερότορ-μικρομότορ.
 Φρεζοθήκη 36 θέσεων
Κωδικός: EURAN240015 **TIMH:** 5,4€
 Φρεζοθήκη 72 θέσεων
Κωδικός: EURAN240016 **TIMH:** 6,9€



Τολύπια βάμβακος



Συσκευασία 300 γρ No 1 και No 2
Κωδικός: GCDEM10656302 **TIMH:** 5,3€



Σκουφάκια, καλύμματα κεφαλωτού, χαρτί ταμπλέτας, γάζες

- Σκουφάκια 100τμχ.
Κωδικός: AUREM12102*** **TIMH:** 7,62€
- Καλύμματα κεφαλωτού 150τμχ.
Κωδικός: AUREM109.201.B **TIMH:** 16,6€
- Χαρτί ταμπλέτας 250 τμχ
Κωδικός: AUREM109301** **TIMH:** 5,5€
- Γάζες μη αποστειρωμένες 5X5 cm, κουτί 100 τμχ
Κωδικός: AUREM119112 **TIMH:** 1€

Άμεσος πάγος



Άμεσος πάγος μιας χρήσης.
 Ενεργοποιείται με την πίεση
 και φτάνει άμεσα
 σε θερμοκρασία -1°C.



Κωδικός: SOGEMSOGEVATNT **TIMH:** 0,9€

Barrier film



Φίλμ προστασίας επιφανειών
 με αυτοκόλλητο μπλέ ή διαφανές.
 10 X 15 εκ, 1200 τμχ σε ρολό
TIMH: 19,9€



Βουρτσάκια τοποθέτησης υλικών μιας χρήσης

- Βουρτσάκια γενικής χρήσης
 σε μεγέθη
 Regular/Fine/Ultrafine 100τμχ.
Κωδικός: PRPEMONE18***T
TIMH 5€
- Βουρτσάκια για ενδοδοντική χρήση 100τμχ.
Κωδικός: PRPEMONE18904T **TIMH:** 6€



Δισκάρια φθορίωσης



Δισκάρια φθορίωσης διπλά σε 3
 μεγέθη: small, medium, large.
Συσκευασία 50τμχ **Κωδικός:** PRPEMONE7800* **TIMH:** 17,5€



Θήκη τολυπίων



Διατίθεται σε λευκό ή μπλε χρώμα.
Κωδικός: PRPEMONE1140** **TIMH:** 10,5€



Επιστόμια αεροϋδροσύριγγας μίας χρήσης



Riskontrol



Η αεροϋδροσύριγγα είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο. Το riskontrol σας προστατεύει 100% από τις μολυσματικές ασθένειες και:

- είναι εύκαμπτο σε αντίθεση με τα μεταλλικά ρύγχη
- διατίθεται με ταχυσυνδέσμους για κάθε τύπο unit/σύριγγας
- εξασφαλίζει 100% στεγνό αέρα χάρη σε ειδική πατέντα ξεχωριστών θαλάμων αέρα, νερού

Συσκευασία:

250 τμχ. σε χρώμα λευκό, πράσινο, μπλέ, ροζ, κίτρινο
Κωδικός: ROLEM201** ΤΙΜΗ: 36€

Πετσέτες με λαιμόκοψη




Συσκευασία:

100τμ 46cm x 60cm μαζί με ένα πετσετοκάτοχο.

Κωδικός: PRPEMLF2208 ΤΙΜΗ: 21€

Ρύγχη αναρρόφησης




Λοξοτομημένα ρύγχη μια χρήσης 100τμχ.σε διάφορα χρώματα
ΤΙΜΗ: 5,5€

Ρύγχη αναρρόφησης

Sogeva



Κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο για ρύγχος αναρρόφησης 11mm ή 16mm.

Συσκευασία: 10 τμχ

Κωδικός: SOGEMCANNULEMOD*
Τιμή 13,9€

Προστατευτικά χειρολαβών, συριγγών, αναρροφήσεων

- Ελαστικά προστατευτικά καλύμματα μιας χρήσης χειρολαβών και εργαλείων.

Συσκευασία: 500τμχ.

Κωδικός: SOGEMGAUNI ΤΙΜΗ: 38€



- Πλαστικά διαφανή καλύμματα μιας χρήσης και διαστάσεων 26cm x 6.5cm για την προστασία της αεροϋδροσύριγγας και της υποδοχής της σιελαντλίας/χειρουργικής αναρρόφησης.

Συσκευασία: 500τμχ.

Κωδικός: PRPEMLF100C ΤΙΜΗ: 15€

Σιελαντλίες




Κουτί 100 τμχ σε χρώματα μπλέ, πράσινο, διάφανο, ροζ, κίτρινο.

Κωδικός: EUREM228* ΤΙΜΗ: 2,85€

Ρύγχη αναρρόφησης

Sogeva



Αποστειρωμένα σε συσκευασία 20τμχ. με ένα διπλό αντάπτορα.

Κωδικός: SOGEMCANSTER

Τιμή: 21,9€

Απολυμαντικό επιφανειών



zeta 3 soft

Απολυμαντικό επιφανειών
έτοιμο για χρήση 750ml
Κωδικός: ZHEEMC810023
ΤΙΜΗ: 15,7€



Απολυμαντικό εργαλείων



zeta 1 Ultra

Απολυμαντικό εργαλείων 1 lt,
συμπυκνωμένο 1%
Κωδικός: ZHEEMC810000
ΤΙΜΗ: 30,2€



Απολυμαντικά μαντηλάκια



zeta 3 pop up

100 μαντηλάκια επιφανειών zeta 3 pop up.
Κωδικός: ZHEEMC810064 ΤΙΜΗ: 12,3€



Απολυμαντικό χειρ. αναρροφήσεων



zeta 5 power act

Απολυμαντικό για τις χειρουργικές
αναρροφήσεις 1lt, συμπυκνωμένο 1%.
Κωδικός: ZHEEMC810040 ΤΙΜΗ: 40,1€



Σακουλάκια και ρολλά αυτοκαύστου

Sogeva

Σακουλάκια
αυτοκαύστου κουτί 200 τμχ

διαστάσεων 60x110mm/200τμχ	ΤΙΜΗ: 7€
διαστάσεων 90x230mm/200τμχ	ΤΙΜΗ: 11,4€
διαστάσεων 140x250mm/200τμχ	ΤΙΜΗ: 17€
διαστάσεων 190x330mm/200τμχ	ΤΙΜΗ: 23,5€
διαστάσεων 230x365mm/100τμχ	ΤΙΜΗ: 16,95€
διαστάσεων 330x440mm/200τμχ	ΤΙΜΗ: 58€

Ρολλά αυτοκαύστου 200m

διαστάσεων mm 50 X 200m	ΤΙΜΗ: 9,75€
διαστάσεων mm 75 X 200m	ΤΙΜΗ: 14,8€
διαστάσεων mm 100 X 200m	ΤΙΜΗ: 18,8€
διαστάσεων mm 150 X 200m	ΤΙΜΗ: 28,8€
διαστάσεων mm 200 X 200m	ΤΙΜΗ: 39,8€
διαστάσεων mm 300 X 200m	ΤΙΜΗ: 59,8€

Απολυμαντικό επιφανειών



Απολυμαντικό επιφανειών Reval
Plus Professional, έτοιμο διάλυμα.
Φιάλη με dispenser του 1lt.
Κωδικός: TSEEM1464
ΤΙΜΗ: 12€



Απολυμαντικό χειρών



Το Reval Hand Gel Lemon
προσφέρει στιγμιαίο και βαθύ
καθαρισμό των χειρών, χωρίς
νερό και σαπούνι. Φιάλη με
dispenser του 1lt.
Κωδικός: TSEEM21-92
ΤΙΜΗ: 11,9€





A legend,
redefined

ΤΟ ΝΕΟ A-DEC 500.

Ανακαλύψτε το εντελώς νέο A-DEC 500, ένα μηχάνημα μύθο. Σε ένα κόσμο περίπλοκης τεχνολογίας σας φέρνουμε την έξυπνη απλότητα. Αξεπέραστη εργονομία, έξυπνες λειτουργίες και αληθινά χρήσιμη τεχνολογία. Από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οδοντιατρικών μηχανημάτων στον κόσμο.

a|dec

@ a-dec.com/500EXPERIENCE

a dec[®]
reliablecreativesolutions



townie
choice



Μοναδική εργονομία και άνεση χάρη στην ταπετσαρία πολυτελείας και τα περιστρεφόμενα unit, πτυελοδοχείο, έδρα και προβολέα. Από τον Νο1 διεθνώς κατασκευαστή οδοντιατρικών μονάδων. Κατασκευή 100% στις Η.Π.Α.

a dec[®]
reliablecreativesolutions



townie
choice




Το νέο A-dec 300 αποτελεί την χρυσή τομή υψηλών προδιαγραφών και προσιτού κόστους. Κατασκευή 100% στις Η.Π.Α.

a dec[®]
reliablecreativesolutions



townie
choice



Η νέα οικονομική πρόταση με πρωτοποριακό σχεδιασμό από την πρώτη παγκοσμίως σε πωλήσεις και αξιοπιστία Adec.



Belmont®



Το κορυφαίο μοντέλο της Belmont με πρωτοποριακό σχεδιασμό, εργονομία και νέες τεχνολογίες. Διατίθεται σε πολλές εκδόσεις με ευρύχωρη ταμπλέτα και εξαιρετικά ελαφρύ χειρισμό των χειρολαβών με μοναδικό σύστημα καλωδίων από πάνω. Έγχρωμη οθόνη αφής και δυνατότητα ηλεκτρικού κεφαλωτού, ανακλινόμενου υποπόδιου, ασύρματου ποδοδιακόπτη και πολλών άλλων. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.




Belmont®



Το διάσημο μοντέλο της Belmont συνώνυμο της εργονομίας και αξιοπιστίας. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.




Belmont®



Το οικονομικό μοντέλο της Belmont, συνώνυμο της Ιαπωνικής ποιότητας και αξιοπιστίας.





Η Copega είναι ιταλική εταιρία κατασκευής με πολυετή παράδοση, φημισμένη για την πολύ αξιόπιστη και στιβαρή κατασκευή των μηχανημάτων της. Ταμπλέτα με καλώδια πάνω με 4 φωτιζόμενες θέσεις και δυνατότητα ηλεκτρικών μικρομότορ με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και ροπιών. Ηλεκτρονική ρύθμιση απόδοσης αερότορ και αποτρύγωσης. Πτυελοδοχείο με αποσπώμενη λεκάνη από πορσελάνη η γυαλί.



Saevo S400



Η οικονομική πρόταση από την πρώτη σε πωλήσεις στη Λατινική Αμερική Saevo. Η Saevo κατασκευάζει στη Βραζιλία περισσότερες από 10.000 οδοντιατρικές έδρες ετησίως με εξαγωγές σε περισσότερα από 60 κράτη. Η σειρά Saevo S400 διαθέτει αξιοπιστία, στιβαρή κατασκευή, πολύ οικονομική συντήρηση με ελάχιστο κόστος ανταλλακτικών μετά τη λήξη της εγγύησης. Περιλαμβάνει ταμπλέτα με καλώδια πάνω, πτυελοδοχείο με αποσπώμενη λεκάνη πορσελάνης, έδρα με ηλεκτροκινητήρα Bosch και προβολέα με 3 LED και 30000 lux. Προαιρετική άνετη ταπετσαρία πολυτελείας.



5.500€

Saevo S200



Η οικονομική πρόταση από την πρώτη σε πωλήσεις στη Λατινική Αμερική Saevo. Η Saevo κατασκευάζει στη Βραζιλία περισσότερες από 10.000 οδοντιατρικές έδρες ετησίως με εξαγωγές σε περισσότερα από 60 κράτη. Η σειρά Saevo S200 διαθέτει αξιοπιστία, στιβαρή κατασκευή, πολύ οικονομική συντήρηση με ελάχιστο κόστος ανταλλακτικών μετά τη λήξη της εγγύησης. Περιλαμβάνει ταμπλέτα με καλώδια κάτω, πτυελοδοχείο με αποσπώμενη λεκάνη πορσελάνης, έδρα με ηλεκτροκινητήρα Bosch και προβολέα με 3 LED και 30000 lux.



4.500€

Belmont® 900



Ο κορυφαίος προβολέας LED Belmont 900 προσφέρει φυσικό φως με παράγοντα χρωματικής απόδοσης (CRI) 90 στα 5000K. Διαθέτει 10 διαφορετικές πηγές φωτός ώστε να μη σκιάζει. Παρέχει εξαιρετική εργονομία με κίνηση 3 αξόνων. Τοποθετείται σε όλες τις οδοντιατρικές μονάδες και σε στήριξη οροφής.

ΤΙΜΗ: 2.500€



Τροχήλατο Unit

SADENT Diadema



Τροχήλατο unit με αεροϋδροσύριγγα. Δυνατότητα τοποθέτησης έως 6 γραμμών εργαλείων. Δυνατότητα ενσωμάτωσης μικροσυσκευών αποτρίγωσης, φωτοπολυμερισμού, σοδοβολής και ανεξάρτητης παροχής υγρών. Συνδέεται σε όλα τα οδοντιατρικά μηχανήματα.

Προβολέας



Gcom Polaris LED Ιταλίας. Διαθέτει προοδευτική ρύθμιση έντασης φωτός από 8.000-50.000 lux και πατενταρισμένο σύστημα προοδευτικής ρύθμισης της θερμοκρασίας φωτός από 4.200° - 6.000° K. Η ρύθμιση αυτή βοηθά στο να κουράζονται λιγότερο τα μάτια σας και να βλέπετε τους μαλακούς ιστούς και τις αντιθέσεις τους.

ΤΙΜΗ: 1.100€

Καθίσματα ιατρού και βοηθού



ADEC 400 Series

Ανατομικά καθίσματα υψηλής ποιότητας για ιατρό και βοηθό. Ρυθμίζεται εύκολα ώστε να δουλεύετε πιο ξεκούραστα κ εργονομικά προστατεύοντας τη σπονδυλική σας στήλη. Διαθέτει ροδάκια υψηλής ποιότητας.

ΤΙΜΗ: 850€



Κάθισμα ιατρού

SADENT S5



ΤΙΜΗ: 380 €

Ψηφιακή ακτινογραφία

Ray Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea



Ψηφιακή ακτινογραφία με αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας Advanced APS. Διαθέσιμοι σε μεγέθη 1 και 2. Εικόνα υψηλής ευκρίνειας με ανάλυση 25 lp/mm και ασύγκριτη αντοχή αισθητήρα και καλωδίου. Κατασκευασμένη από την Ray Κορέας με την τεχνολογία ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσμο.

TIMH: 2.500€ (size 1) και 2.900€ (size 2)

Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας με πλάκες φωσφόρου

Ray Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea

Ψηφιακή ακτινογραφία κατάλληλη για πλάκες φωσφόρου σε 5 μεγέθη που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. Κατασκευασμένη από την Ray Κορέας με την τεχνολογία ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσμο. Διαθέτει οθόνη προεπισκόπησης ακτινογραφίας 4.3", quick scan mode, auto erasing, auto plate detection. Υψηλή ευκρίνεια με θεωρητική ανάλυση 21 lp/mm.

TIMH: 3.800€ με 5 πλακίδια (2X N.0, 2X N.2, 1X N.3)



Καθίσματα ιατρού

a dec
reliablecreativesolutions

ADEC 500 series

Το μόνο κάθισμα που αλλάζει σχήμα ανάλογα με την πίεση που ασκείται. Υποστηρίζει τη μέση σας, δεν πιέζει τα πόδια σας. Εκπληκτική ποιότητα κύλισης και άνεσης. Ρυθμίζεται εύκολα ώστε να δουλεύετε πιο ξεκούραστα κ εργονομικά προστατεύοντας τη σπονδυλική σας στήλη.



Ακτινογραφικό

Belmont®

Phot-X II S



- 100% Ιαπωνίας
 - Συνεχούς ρεύματος (DC) με επιλεγόμενο kV (60 ή 70kV) και mA (3 ή 6mA) και σημείο εστίασης 0,4
 - Λυχνία Toshiba
 - Πιο ευκρινείς ακτινογραφίες
 - Πολύ ελαφριά κεφαλή 4 kg για εύκολη στόχευση
 - Κατάλληλο για φιλμ ή ψηφιακή ακτινογραφία
- ΤΙΜΗ: 3.300€**

Λούπες

PX PeriOptix®

Νέα σειρά λούπες HDMax



Καλύτερη ευκρίνεια, πιο φωτεινό πεδίο ανεξαρτήτως μεγέθυνσης, μικρότερο βάρος, 8 διαθέσιμα χρώματα. Κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Διατίθενται σε 3 αποστάσεις εργασίας σε μεγεθύνσεις X3 και X3,5

Τιμές: TTL από 980€ και Flip up από 595 €

Ηλεκτρικός αναλογικός πολυδοκιμαστήρας



Dental Electronics Δανίας
ΤΙΜΗ: 340€

Ακτινογραφικό

FONA
XDG

- Σημείο εστίασης 0.4
 - Λυχνία 70Kv, 7mA, DG
 - Κατάλληλο για φιλμ ή ψηφιακή ακτινογραφία
 - Επιτοίχιο, τροχήλατο ή οροφής
- ΤΙΜΗ: 2.100€**

Μικροσκόπιο

OPTOMIC
producing quality

- Κατασκευασμένο στην Ισπανία
 - Φωτισμός LED
 - Διόπτρες με ανάκλιση 240°
- Προαιρετικά:
- Διαγώνια κίνηση 45°
 - Variofocus
 - Πολλές επιλογές μεγέθυνσης όπως X3 X4,5 X7 X11 X17
 - Κάμερα HD
- ΤΙΜΗ: από 13.000€**

Συσκευή μικροαδροποίησης

RØNVIG

Ενδοστοματική και εξωστοματική αδροποίηση. Αυξάνει έως και 400% τη συγκόλληση ρητίνων, αμαλγάματος, όψεων, πορσελάνης, ορθοδοντικών brackets, στεφανών & γεφυρών. Σύνδεση σε γραμμή αέρος απευθείας ή με επιπλέον σύνδεσμο τύπου Midwest κόστους 98€.

Κωδικός: RONEM1900 ΤΙΜΗ: 270€

Ray

Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea

RAYSCAN



Ο αξονικός τομογράφος CBCT RAYSCAN κατασκευάζεται στην Κορέα στο εργοστάσιο της RAY στη Samsung 1-ro, Gyeonggi-do. Η Ray προέρχεται από ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσμο και σας προσφέρει αξεπέραστη τεχνολογία, ευκρίνεια, εργονομία και αξιοπιστία.

Ο αξονικός RAYSCAN βραβεύτηκε με διακεκριμένα βραβεία όπως το Reddot Design Award και το International Design Excellence Award.

Χαρακτηριστικά:

- Επιλογή διαφορετικών πεδίων απεικόνισης (Multi FOV) με μέγιστο πεδίο 20 X 20 cm
- Voxel 70 - 300μm
- Χαμηλή δόση ακτινοβολίας
- Εικόνα ποιότητας High Definition



RAYFace

Το τελειότερο 3D Face scanner

Αποτυπώστε το χαμόγελο σε 0.5s με 12 κάμερες σε μία λήψη. Συνδυάστε τα δεδομένα του Face scanner με δεδομένα CBCT και IOS με το μοναδικό λογισμικό της Ray.

3shape

ΤΩΡΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ!!!



TRIOS® 3

- Ψηφιακή αποτύπωση, χρωματοληψία, λήψη έγχρωμων φωτογραφιών HD και βιντεοσκόπηση για άριστη αναγνώριση ορίων.
- Δυνατότητα σχεδιασμού χαμόγελου, ορθοδοντικής θεραπείας και ψηφιακής αποτύπωσης εμφυτευμάτων.
- Φανταστική τεχνολογία με τεχνητή νοημοσύνη (A.I.) σας προσφέρει αξεπέραστη ακρίβεια και ταχύτητα αποτύπωσης.
- Συνδεσιμότητα με Invisalign®



Μόνο από τη SADENT

- Υποστήριξη από ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού
- Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο από προσθετολόγους, περιοδοντολόγους και ορθοδοντικούς
- Ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο workflow με αποτελέσματα ύψιστης ακρίβειας
- Μακροχρόνια άτοκη χρηματοδότηση
- Περιλαμβάνει μοναδικά app: Smile Design, Patient monitoring, Treatment simulator, Specific motion
- Ζωντανή επίδειξη στο ιατρείο σας με δυνατότητα κατασκευής τελικών αποκαταστάσεων

Η καλύτερη ψηφιακή αποτύπωση σύμφωνα με την έρευνα της ADA !

Ανακαλύψτε το TRIOS MOVE που ανεβάζει την επικοινωνία με τους ασθενείς σας σε άλλο επίπεδο.

3shape **ΤΩΡΑ**
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ!!!

TRIOS 5

- Ο πιο εύκολος, μικρός, έξυπνος και εξελιγμένος ενδοστοματικός σαρωτής.
- Ασύρματος με ψηφιακή αναγνώριση επιφανειακής τερηδόνας
- 30% μικρότερο και 20% ελαφρύτερο συγκριτικά με το TRIOS 4
- Εξελιγμένη ασύρματη σύνδεση: έως 15 μέτρα στον ίδιο χώρο και σάρωση μέσω Wifi με το TRIOS Share
- ScanAssist: πιο εύκολη σάρωση ανεξαρτήτως από τη διαδρομή σάρωσης
- Βελτιωμένη υγιεινή, αξεπέραστη εμπειρία.

Δείτε περισσότερα στις σελίδες

www.sadent.com
www.3shape.com

ACKURETTA Dentiq LCD

Χάρη στην κορυφαία τεχνολογία LCD εκτυπώστε με εξαιρετική ακρίβεια, συνέπεια και ταχύτητα μοντέλα και ακριβείς χειρουργικούς οδηγούς με πάχος στρώματος εκτύπωσης 30 -150 μικρά.

- Ανοιχτό σύστημα υλικών εκτύπωσης, κερδίστε χρήματα και αποκτήστε λύσεις που συχνά δεν υπάρχουν σε κλειστά συστήματα. Δέχεται ρητίνες 405nm πολλών κατασκευαστών.
- Οικονομικά ανταλλακτικά, εύκολα και γρήγορα στην αλλαγή από τον χρήστη.
- Υψηλή ανάλυση 47 μm
- Πλήρεις λύσεις για κάθε εργασία. Εκτύπωση εκμαγείων προσθετικής και ορθοδοντικής. Εκτύπωση προσωρινών αποκαταστάσεων, χειρουργικών ναρθήκων για εμφυτεύματα, ναρθήκων για άλλες χρήσεις και ατομικών δισκαρίων.
- Προηγμένο λογισμικό χωρίς κόστος συνδρομών
- Σύνδεση Wi-Fi
- Λείες επιφάνειες εκτυπώσεων
- Αυτόματο καλιμπράρισμα
- Partner της 3Share: Δοκιμασμένα εξαιρετικά αποτελέσματα με TRIOS, εργαστηριακούς σαρωτές και λογισμικά της 3Share και πολλών άλλων κατασκευαστών



Αυτόκαυστος

Euronda®

E8 B Class

Ο νέος E8 της Euronda αποτελεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία των αυτοκαύστων B Class. Σας δίνει χωρητικότητα 24 λίτρων με 5 δισκάρια αλλά χάρη στην τεχνολογία του μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού και ρεύματος σε σχέση ακόμα και με τον προηγούμενο αυτόκαυστο 18 λίτρων.

Διαθέτει θύρα κάρτας μνήμης SD για να αποθηκεύει τα δεδομένα των αποστειρώσεων, γεννήτρια ατμού, έγχρωμη οθόνη αφής και σύστημα αναγνώρισης του ακάθαρτου νερού.

Θα σας εκπλήξει και με την ταχύτητα του με συνολικό χρόνο αποστείρωσης που ξεκινά από τα 18 μόλις λεπτά.

Εξωτερικές διαστάσεις: 460 x 455 x 610 mm (πλάτος - ύψος - βάθος)

ΤΙΜΗ: 3.900€



Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη



Άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό για καλύτερη συντήρηση και αξιοπιστία

NSK

iCare

Τελευταία λέξη στην αυτόματη λίπανση των χειρολαβών και τον καθαρισμό τους με πεπιεσμένο αέρα. Δέχεται παράλληλα 4 χειρολαβές όλων των κατασκευαστών.
Κωδικός: NSKMHCARE ΤΙΜΗ: 1.900€



Συστήματα απόσταξης νερού

Euronda



Aquadist: Απιονιστής νερού με χωρητικότητα 4 lt. Απιονίζει 700ml ανά μία ώρα.
Κωδικός: EUREMAQDIST
ΤΙΜΗ: 250€

Αυτόκαυστος

PRESTIGE 2100



- Αυτόκαυστος κλίβανος κατηγορίας N από τη Μεγάλη Βρετανία με χωρητικότητα 9lt
 - 1 πρόγραμμα αποστείρωσης στους 126°C/1.4 bar με συνολικό χρόνο 20'
 - Αξιόπιστη και οικονομική λύση
- Κωδικός: PREEM21001XP
ΤΙΜΗ: 1050€

Λουτρό υπερήχων

Euronda

E3D



Λουτρό υπερήχων με τεχνολογία Euronda Sweep mode για αποτελεσματικότερη λειτουργία. Θέρμανση, χρονοδιακόπτης LED, χωρητικότητα 3 lt, περιλαμβάνει ειδικό καλαθάκι. Εξωτερικές διαστάσεις (πρόσψη Χ ύψος Χ βάθος) 26 X 22 X 16 cm
Κωδικός: EUREMNEWE3D/ACC
ΤΙΜΗ: 650€ με καλαθάκι

Σακουλοποιός

Euronda

Euroseal



Εξασφαλίζει τέλεια σακουλοποίηση με κόλληση 12μμ. Σακουλοποιεί συσκευασίες με διαστάσεις έως 310μμ και δέχεται έως 6 ρολά. Διαστάσεις (πλάτος Χ βάθος Χ ύψος) 44 X 39 X 32 cm
Κωδικός: EUREMTEURO ΤΙΜΗ: 600€

ivoclar Bluephase PowerCure

Φωτοπολυμερίστε αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε 3 μόλις δευτερόλεπτα! Μόνο με το σύστημα της Ivoclar 3s PowerCure και τα Adhese Universal, Tetric PowerFill και Tetric PowerFlow και ένταση φωτός 3.000 mW/cm² χρησιμοποιώντας το Bluephase PowerCure



ivoclar Bluephase G4

- Πρόγραμμα Precure 2''
- Δόνηση συσκευής όταν απομακρυνθείτε από το πεδίο πολυμερισμού
- Ευρύ μήκος κύματος 380-515nm για τον αποτελεσματικό φωτοπολυμερισμό όλων των συστατικών των ρητινών
- Μικρή εργονομική χειρολαβή, εύχρηστη για όλους
- Άκρο πολυμερισμού διαμέτρου 10mm
- Υψηλή ένταση φωτός 1200mW/cm²
- Ασύρματη και ενσύρματη λειτουργία



DTE



- Ένταση έως 1600 mw/cm²
 - Ασύρματη, LED
- Κωδικός: W00EMLUXEPLUS**
ΤΙΜΗ: 150€

3M

Elipar™ DeepCure-LED



- Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ρύγχους που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών
 - Υψηλής απόδοσης μοντέλο 1.470 mW/cm²
- Κωδικός: 76973**

NSK Varios Combi

Συσκευή αποτρίγωσης με τεχνολογία I piezo, με παροχή υγρών για πέριο, ένδο και προσθετική. Συνδυάζει και συσκευή σοδοβολής και καθαρισμού των θυλάκων με γλυκίνη.
Περιλαμβάνει 3 χειρολαβές, 3 δοχεία και 3 ξέστρα.
Κωδικός: NSKEMY1002843 TIMH: 3.950€



Συσκευή αποτρίγωσης

ACTEON**Newtron**

Η νέα σειρά συσκευών αποτρίγωσης της Satelec με πρωτοποριακό σχεδιασμό. Διαθέτουν αποσπώμενες, αποστειρώσιμες γυάλινες επιφάνειες, χρωματική φωτεινή κωδικοποίηση, δυνατότητα παροχής υγρών, φωτισμό LED, σύστημα εντοπισμού της τερηδόνας B.LED. Διατίθενται και ενσωματωμένες.

Συσκευή αποτρίγωσης

NSK Varios 970

Μεγάλη ποικιλία άκρων για περιοδοντολογία, ενδοδοντία, οδοντική χειρουργική, προσθετική.

Δέχεται δοχείο για την παροχή υγρών και συνδέεται στο δίκτυο νερού. Πολύ ελαφριά χειρολαβή (36 γρ.) και μνήμες. Περιλαμβάνει 3 ξέστρα.



- **Varios 970** χωρίς φως
Κωδικός: NSKMHVAR970 TIMH: 1.490€
- **Varios 970** με φως LED
Κωδικός: NSKMHVARLUX970 TIMH: 1.690€

Συσκευή αποτρίγωσης

NSK Varios 370

Συσκευή αποτρίγωσης με τεχνολογία I piezo. Χωρίς φως. Περιλαμβάνει 3 εργαλεία.

Κωδικός: NSKMHVARIOS370 TIMH: 690€

Αποτριγώσεις για ενσωμάτωση σε unit

NSK Varios 170

Συσκευή πιεζοκρυστάλλων για αποτρίγωση, ενδοδοντία, περιοδοντολογία και προσθετική με μεγάλη επιλογή εργαλείων.

- **Varios 170** χωρίς φως, με 3 εργαλεία
Κωδικός: NSKMHVAR170 TIMH: 590€
- **Varios 170** με φως led, με 3 εργαλεία
Κωδικός: NSKMHVARLUX170 TIMH: 900€

Χειρολαβή αποτρίγωσης Airscaler

NSK Ti-Max X S970

Τιτανίου με φως για συνδέσμους NSK, KAVO®, SIRONA®. Επιλογή έντασης. Δέχεται άκρα για airscaler NSK (ζητήστε μας κατάλογο)

Κωδικός: NSKEMS970 (διευκρινίστε σύνδεσμο)
TIMH: 640€ Περιλαμβάνει 3 ξέστρα.

Χειρολαβή αποτρίγωσης Airscaler

NSK AS2000

Αποτρίγωση χωρίς φως για απευθείας σύνδεση σε γραμμές αέρος με πίεση 2,3 ατμόσφαιρες με 2 τρύπες (Borden) ή 4 τρύπες (Midwest). Δέχεται τα δικά του ξέστρα.

Κωδικός: NSKEMAS2000 (borden ή midwest)
TIMH: 375€ Περιλαμβάνει 3 ξέστρα.

Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr**Elements IC**

Η τελευταία λέξη στις συσκευές κάθετης συμπύκνωσης της γουταπέρκας και έγχυσης θερμοπλαστικοποιημένου εμφρακτικού ριζικών σωλήνων με μεγάλη ακρίβεια και ευκολία στη χρήση. Ασύρματη με ψηφιακές ενδείξεις, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Διαθέτει δυνατή μπαταρία που αρκεί τουλάχιστον για 16 ρ.σ με μία φόρτιση. Μπαταρία τελευταίας γενιάς με επαγωγική φόρτιση που την αντικαθιστάτε εύκολα χωρίς την ανάγκη τεχνικού. Ρυθμίζετε με ακρίβεια τη θερμοκρασία με τη βοήθεια ψηφιακής οθόνης.

Κωδικός: SYBEM973-0600-TYPEF

Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr**Elements IC Downpack**

Ασύρματη συσκευή θερμοσυμπύκνωσης με εργονομικό σχεδιασμό και ρύθμιση της θερμοκρασίας από 140°C έως 400°C για απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας. Συμβατή με τα περίφημα Buchanan Plugger.

Κωδικός: SYBEM973-0602-TYPEF

Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr**Elements IC Backfill**

Ασύρματη συσκευή έγχυσης γουταπέρκας elements IC Backfill Unit με ρύθμιση της ροής της γουταπέρκας και ρύθμιση της θερμοκρασίας (100°C έως 230°C) για απόλυτο έλεγχο της τρισδιάστατης έμφραξης. Διαθέτει ένδειξη για τα επιπέδα της γουταπέρκας που έχει απομείνει.

Κωδικός: SYBEM973-0604-TYPEF

Χειρολαβή για ρίνες χειρός

NSK

Η χειρολαβή NSK τύπου "M4" δέχεται ρίνες χειρός τις οποίες κινεί μηχανικά με κίνηση 30 μοιρών αριστερά- 30 μοιρών δεξιά. Διευκολύνει την αρχική διάνοιξη των ριζικών σωλήνων εξασφαλίζοντας ασφάλεια, άριστο έλεγχο και μεγάλο κέρδος χρόνου και κόπου.

Κωδικός: NSKEME4R & NSKEMTEP-Y**ΤΙΜΗ: 360€**

Μικρομότορ ενδοδοντίας

Kerr**Elements e-motion**

Έγχρωμη οθόνη επαφής για όλες τις λειτουργίες και 24 προγράμματα. Νέα χειρολαβή ενδοδοντίας με μικρότερη κεφαλή που σας επιτρέπει καλύτερη ορατότητα και πρόσβαση, ειδικά στα οπίσθια δόντια.

Ο εξελιγμένος αλγόριθμος του μικρομότορ σας εξασφαλίζει καλύτερη κοπτική ικανότητα για τα εργαλεία σας και προστασία από τη θραύση των εργαλείων. Έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει εξαιρετικά με τα εργαλεία Sybron TF Adaptive που σε συνδυασμό με το μικρομότορ Sybron σας προσφέρουν τα πλεονεκτήματα τόσο της περιστροφικής όσο και την παλινδρομής κίνησης. Γερμανικής κατασκευής.

Κωδικός: SYBEM815-1702

Συσκευή για την αφαίρεση του βιοφίλμ

NSK

Perio-Mate



Η νέα συσκευή για την περιοδοντολογία Periomate σας βοηθά να αφαιρέσετε το βιοφίλμ σε μόλις 20" με την χρήση ειδικής σκόνης γλυκίνης. Διαθέτει ημιδιαφανές πλαστικό άκρο για καθαρισμό των θυλάκων που σας δίνει καλή ορατότητα και είναι ανώδυνο για τον ασθενή.

Κωδικός: NSKEMPERIOM TIMH: 790€

Εντοπιστής ακρορριζίου

Kerr

Apex ID




Εντοπιστής τελευταίας γενιάς που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Επιλέξτε εσείς το σημείο "0" και μετρήστε με ακρίβεια ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Κωδικός: SYBEM972-0090 TIMH: 824€

Σοδοβολή

NSK

Prophy-mate Neo



Νέα γνήσια ιαπωνική συσκευή σοδοβολής NSK. Διαθέτει δύο αποσπώμενα ρύχνη 60° και 80° περιστροφή 360° σε δυο σημεία, εργαλεία καθαρισμού και 5 φακέλακια FLASH pearl.

Η σύνθεση του FLASH pearl δεν κάνει ζημιά στην αδμαντίνη σε αντίθεση με τις συνηθισμένες δικαρβονικές σόδες. Κατάλληλη για ταχυσύνδεσμους NSK®, Κανο®, Bien Air®, Sirona®, W&H® **TIMH: 730€**

Κωδ. NSKEMPMNG* διευκρινήστε ταχυσύνδεσμο

Εντοπιστής ακρορριζίου

NSK

iPexII



Η επόμενη γενιά στους εντοπιστές με λειτουργία smartlogic που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Συνδυάζεται ιδανικά με τα μικρομότορ ενδοδοντίας NSK και μετράει παράλληλα με τη διεύρυνση του ρ.σ από το μοτέρ.

Κωδικός: NSKEMIPEX2 TIMH: 790€

Μικρομότορ Ενδοδοντίας

NSK

Endomate TC2



Ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας με ψηφιακή οθόνη και ακριβή ρύθμιση στροφών και ροπών. Αυτόματη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφίνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. Δυνατότητα σύνδεσης με εντοπιστή ακρορριζίου. Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.

Κωδικός: NSKEMENDOMATEC2 TIMH: 890 €

Μικρομότορ Ενδοδοντίας

NSK

Endomate DT2



Μοτέρ ενδοδοντίας με ψηφιακή οθόνη και ακριβή ρύθμιση και διατήρηση σταθερών τιμών στο φόν και ροής.

Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μειωτική χειρολαβή μικρομότορ με mini κεφαλή αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο. Αυτόματη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφίνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. Δυνατότητα σύνδεσης με εντοπιστή ακρορριζίου. Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.

Κωδικός: NSKEMENDOMATEDT2 TIMH: 790 €

Διοδικό LASER

dm
DenMat[®] innovative
dentals
technologies
SOL



Εύχρηστο, μικρό, φορητό και οικονομικό διοδικό Laser για κοπή μαλακών ιστών, αιμόσταση, περιοδοντική θεραπεία κ.α. Διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη και μπλέ ακτίνα οδηγό. Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ με 2 έτη εγγύηση.
ΤΙΜΗ: 4.200€

Συσκευή ανώδυνης αναισθησίας

RØNVIG CALAJECT

- Το αναισθητικό δρα πολύ καλύτερα και γρηγορότερα
- Ο χρόνος για να μουδιάσει ο ασθενής είναι ελάχιστος έως μηδενικός
- Δεν απαιτεί κανένα ειδικό αναλώσιμο όπως άλλα αντίστοιχα συστήματα Δουλεύει με συνήθεις βελόνες και ενέσεις

ΤΙΜΗ: 2.690€



Συσκευή ανάμιξης αποτυπωτικών

3M Pentamix™ Lite

Η συσκευή Pentamix lite σας εξασφαλίζει ομοιογενή αποτυπώματα ακριβείας άνευ κενών, σταθερή ροή, οικονομική και σταθερή δοσολογία και λήψη του υλικού και λιγότερες αλλοιώσεις.



Αρθρωτήρες

Whip Mix



Η πιο πλήρης σειρά από διάσημους αρθρωτήρες Hanaui, Denar, WhipMix. Αρθρωτήρες μέσω των τιμών, ημιπροσαρμοζόμενοι ή πλήρως προσαρμοζόμενοι.

Πληροφορίες στο 211 1022900 εσωτ 215

Δονητής γύψου

Whip Mix



Μονός δονητής γύψου

Κωδικός: WHIEM31377 ΤΙΜΗ: 115€

Δονητής αμαλγάματος

TAC 400M

Ιταλικός δονητής αμαλγάματος με ψηφιακή ρύθμιση χρόνου και καπάκι κατάλληλος για κάψουλες αμαλγάματος και άλλων υλικών.
ΤΙΜΗ: 320€



Ηλεκτροτόμος

ACTEON Servotome



Ηλεκτροτόμος Γαλλίας 30 W με 10 ηλεκτρόδια για αιμόσταση και κοπή μαλακών ιστών στην οδοντιατρική.

Κομπρεσέρ χωρίς λάδι


METASYS
META Air 24 light

Παροχή αέρα 135lt/min, 1,1kW,
κάδος 24lt, 65 db(A) χωρίς κάλυμμα, 52
db(A) με κάλυμμα
Διαστάσεις (ύψος-πλάτος-βάθος):
60 X 42 X 40 cm
ΤΙΜΗ: 1.270€

**META Air 150 light**

Παροχή αέρα από 2 πιστόνια (boxer)
για 3 έδρες, 152lt/min, 1,5kW, κάδος
40lt, 66 db(A) χωρίς κάλυμμα, 53 db(A)
με κάλυμμα
Διαστάσεις (ύψος-πλάτος-βάθος):
77 X 60 X 41 cm
ΤΙΜΗ: 1.890€ (χωρίς τον εικονιζόμενο ξηραντήρα)



Χειρουργική αναρρόφηση


VS 300 S


Χειρουργική αναρρόφηση Γερμανίας με
φυγόκεντρο διαχωρισμό λημμάτων.
Απορροφητική ισχύς 180 mbar,
65 dB(A), διαστάσεις
37 x 31 x 31 cm
(ύψος- πλάτος-βάθος)
Κωδικός: DURMH712301

Χειρουργική αναρρόφηση


CATTANI
AIR TECHNOLOGY
TURBO-JET

Χειρουργική αναρρόφηση Ιταλίας με φυγόκεντρο διαχωρισμό
λημμάτων, μέγιστη ροή 650l/min, 61 dB(A),
διαστάσεις 36 x 54 x 35cm (ύψος- πλάτος-βάθος)
Κωδικός: CATMHTURBO-J

Χειρουργική αναρρόφηση


METASYS
EXCOM HYBRID 1S


Χειρουργική αναρρόφηση Αυστρίας
με φυγόκεντρο διαχωρισμό
λημμάτων, ισχύς 0,63kW, 63 dB(A),
διαστάσεις 53 X 35 X 32cm
(ύψος- πλάτος-βάθος)
Κωδικός: MTSMH02010153

Διαχωριστής αμαλγάματος


METASYS
ECO II

- Διαχωρισμός αμαλγάματος 99,3% κατά ISO 1143
- Συμβατός με χειρουργικές αναρρόφησης Cattani Turbojet, Duerr VS300S, όλα τα μοντέλα Metasys κ.α

Κωδικός: MTSEM01050004



KAESER Dental



KCT Blue 110 24

Παροχή αέρα 65lt/min στα 5 bar, 0,75kW, κάδος 24lt, 64 db(A) χωρίς κάλυμμα. Διαστάσεις (ύψος-πλάτος-βάθος): 74 X 43 X 42 cm
ΤΙΜΗ: 1.700€ και με ξηραντήρα **ΤΙΜΗ: 2.700€**

Ανεξάρτητος ξηραντήρας

Ο Kryosec TAH5 είναι ένας ανεξάρτητος ξηραντήρας τύπου ψυγείου που ξηραίνει πολύ αποτελεσματικά τον αέρα για έως και 7 οδοντιατρικές μονάδες και συνδέεται με το κομπρεσέρ σας. Δεν χρειάζεται συντήρηση ή φίλτρα.

Κωδικός: ΚΑΕΕΜ1240500010

ΤΙΜΗ: 1.700€

KCT Blue 230 24

Παροχή αέρα 158lt/min στα 5 bar, 1,5kW, κάδος 24lt, 69 db(A) χωρίς κάλυμμα. Διαστάσεις: (ύψος-πλάτος-βάθος) 73 X 50 X 50 cm
ΤΙΜΗ: 2.700€ και με ξηραντήρα **ΤΙΜΗ: 3.700€**

Τροχήλατο συσκευών



Διαστάσεις: 55x63x76 cm
Κωδικός: ΤΡΧΡΑΦ
ΤΙΜΗ: 450 €

Κάλυμμα Ηχομονωτικό Κομπρεσέρ




Διαστάσεις: 55x54x83 cm
Κωδικός: ΚΟΜΔΝ1
 Διαστάσεις: 60x59x103 cm
Κωδικός: ΚΟΜΔΝ5
ΤΙΜΗ: 200 €

Τροχήλατο για laser & μικροσυσκευές με ράφια inox



Συρτάρια: 3
 Διαστάσεις: 55x63x76cm
Κωδικός: ΤΡΧΜΚΙ
ΤΙΜΗ: 560 €

Κάλυμμα Αναρρόφησης Cattani Turbojet



Διαστάσεις: 75x55x50cm
Κωδικός: ΚΑΝΤΥΡ
ΤΙΜΗ: 260 €

Κάλυμμα Κομπρεσέρ airmed



Διαστάσεις: 70x40x70cm
Κωδικός: ΚΟΜΑΙΡ
ΤΙΜΗ: 200 €

Κάλυμμα Αναρρόφησης Metasys excom




Διαστάσεις: 44x40x60 cm
Κωδικός: ΚΑΝΜΕΤ
ΤΙΜΗ: 200 €


Ξέστρα και άκρα NSK® για συσκευές NSK®, Satelec®, EMS®

Τα άκρα NSK Ιαπωνίας είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλα για όλες τις συσκευές αποτρίγωσης πιεζοκρυστάλλων NSK και SATELEC®. Τα άκρα με το σημάδι EMS® είναι κατάλληλα και για τις συσκευές αποτρίγωσης EMS®. Όλα τα άκρα της NSK είναι ιαπωνικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και στην τιμή των **49€**. Τα άκρα για τις βάσεις V TIP HOLDER (V10, V30 στα **49€**) με τους κωδικούς V-XXX στοιχίζουν **35€**. Η ονομασία EMS® είναι κατοχυρωμένη από την EMS® Dental Ελβετίας και η Satelec® από την Acteon SA Γαλλίας.

Αποτρίγωση



Ξέστρα ειδικά για εμφυτεύματα και προσθετικές αποκαταστάσεις




Χαλάρωση προσθετικών εργασιών



Αφαίρεση αξόνων




Περιοδοντολογία




Επανάληψη περιοδοντολογικής θεραπείας



Ενδοδοντία (καθαρισμός, διεύρυνση ρ.σ., επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας)



Ακρορριζεκτομές



V TIP για την ενδοδοντία



Το μοναδικό σύστημα V TIP προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στην ενδοδοντία (καθαρισμός, διεύρυνση ρ.σ., επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας και αφαίρεση σπασμένων εργαλείων) στην οδοντική χειρουργική και στον καθαρισμό εμφυτευμάτων και προσθετικών εργασιών. Αποτελείται από την εργονομική βάση και πολύ οικονομικά άκρα με πολλές επιλογές σε γωνίες, σχήματα, μήκη και διαμέτρους.

NSK Ιαπωνίας: καλύτερη εγγύηση, καλύτερη εξυπηρέτηση και αξία για τα χρήματά σας!

Η NSK σας προσφέρει όχι μόνο 1 έτος εγγύηση για όλα της τα προϊόντα αλλά στις χειρολαβές η αλλαγή ρότορα σας δίνει νέα εγγύηση για άλλο ένα χρόνο για τον ρότορα! Παράλληλα κάθε επισκευή αερότορ υπό εγγύηση γίνεται άμεσα χωρίς κανένα κόστος και δε χρειάζεται η χειρολαβή να σταλεί στο εξωτερικό με μεγάλη δαπάνη χρόνου και χρήματος για εσάς.

Όλα τα προϊόντα της NSK κατασκευάζονται 100% στην Ιαπωνία και είναι συνώνυμα της υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Η SADENT είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της NSK και σας προσφέρει γνήσια προϊόντα, γνήσια ανταλλακτικά και υπεύθυνη τεχνική εξυπηρέτηση. Οι όροι εγγύησης ισχύουν για αγορά και τεχνική κάλυψη μόνο από την Sadent και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας. Προσοχή στις απομιμήσεις!

Εκ μέρους της NSK Nakanishi Inc. Ιαπωνίας και της Sadent



Ταχυσύνδεσμοι LED για αερότορ NSK και KAVO®



PTL-CL-LED
NSKEMPTL-CL-LED **TIMH: 230€**

Προσφέρει σύγχρονο φωτισμό LED σε όλες τις παλιές και νέες χειρολαβές αέρος με φως της NSK. Διατίθεται και με ρύθμιση νερού με Κωδικό NSKEMPTL-CL-LEDIII και **TIMH 250€**.



KCL-LED
NSKEMKCL-LED **TIMH: 310€**

Προσφέρει σύγχρονο φωτισμό LED σε όλες τις χειρολαβές αέρος με φως για ταχυσύνδεσμο τύπου KaVo® MULTIflex®

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανταλλακτικούς λαμπτήρες για χειρολαβές όλων των κατασκευαστών καθώς και για τα γνήσια ανταλλακτικά NSK Ιαπωνίας.



Αερότορ S MAX M

NSK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

M900L
NSKEMM900L : με φως

M900
NSKEMM900 : χωρίς φως



- φως υάλου • κεραμικά ρουλεμάν • ανοξείδωτο ατσάλι • σύστημα καθαρής κεφαλής • αποσπώμενοι ρότορες για άμεση αντικατάσταση
- βαλβίδα αντεπιστροφής • ultra rush • τετραπλό σπρέυ νερού • πίεση λειτουργίας 2,2 - 2,5 Kg/cm² • διατίθεται με φως για ταχυσυνδέσμους NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien Air® • διατίθεται χωρίς φως για ταχυσυνδέσμους NSK®, W&H®, KaVo®

- Standard κεφαλή
- Μέγιστη ταχύτητα 430.000 στρ/λεπτό
- Ισχύς 26 W

TIMH: 375€ χωρίς φως, 524€ με φως



Αερότορ χωρίς φως PanaMax2

NSK

Pana-Max2

NSKEMPA2M4

Με 4 τρύπες
Midwest

NSKEMPA2B2

Με 2 τρύπες
Borden

NSKEMPA2PTL

Για ταχυσύνδεσμο
NSK®

NSKEMPA2KV

Για ταχυσύνδεσμο
KaVo®



TIMH: 268€



TIMH: 310€



TIMH: 310€

- ισχύς 20W • κεραμικά ρουλεμάν • ανοξείδωτο ατσάλι με επεξεργασία αντοχής σε χτυπήματα και εκδορές • μονό σπρέυ νερού • ultra rush
- σύστημα καθαρής κεφαλής • πίεση λειτουργίας 1,8 - 2,2 Kg/cm² • αποσπώμενοι ρότορες για άμεση αντικατάσταση

Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα μπαίνουν σε αυτόκαυστο



Λίπανση καθημερινά και πριν-μετά τον αυτόκαυστο

☎ 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | 🌐 www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.



Ti-Max Z

ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

- η μεγαλύτερη ισχύς της παγκοσμίου αγοράς 26W
- αποσιωπημένοι ρότορες για εύκολη και οικονομική επισκευή από τον ιατρό
- νέας γενιάς κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή και λιγότερο θόρυβο
- νέα επεξεργασία του τιτανίου για μεγαλύτερη αντοχή σε χτυπήματα και εκδορές
- φως υάλου
- ατόφιο τιτάνιο: μισό βάρος σε σχέση με ασάλινες χειρολαβές
- σύστημα καθαρής κεφαλής
- βαλβίδα αντεπιστροφής
- ultra push
- τετραπλό σπρέυ νερού
- πίεση λειτουργίας 2,5 - 3,0 Kg/cm²

Z900L
NSKEMZ900L με φως



- Ισχύς 26W
- Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
- Για ταχυσύνδεσμους NSK



Z900KL
NSKEMZ900KL με φως



- Ισχύς 24W
- Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
- Για ταχυσύνδεσμους KaVo®



Z900SL
NSKEMZ900SL με φως



- Ισχύς 24W
- Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
- Για ταχυσύνδεσμους Sirona®



Z900WL
NSKEMZ900WL με φως




- Ισχύς 24W
- Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
- Για ταχυσύνδεσμους W&H®



Z900BL
NSKEMZ900BL με φως



- Ισχύς 24W
- Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
- Για ταχυσύνδεσμους Bien Air®



TIMH: 792€ με φως

Αερότορ Τιτανίου TI-MAX X450L



NSKEMTIMAX-X450L με φως

TIMH: 792€

- ατόφιο τιτάνιο: μισό βάρος σε σχέση με ασάλινες χειρολαβές
- ειδικός ψεκασμός νερού Water jet
- φωτισμός υάλου
- κεφαλή με γωνία 45°
- κεραμικά ρουλεμάν
- σύστημα καθαρής κεφαλής
- βαλβίδα αντεπιστροφής
- ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι
- διατίθεται για ταχυσυνδέσμους NSK, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air® και με τους νέους ταχυσύνδεσμους NSK LED
- δεν εξαγεί αέρα από την κεφαλή
- πίεση λειτουργίας 2,2 - 2,5 Kg/cm²

Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα μπαίνουν σε αυτόκαυστο



Λίπανση καθημερινά και πριν-μετά τον αυτόκαυστο

211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.

**NSK Ti-Max X205L**

με 4 τρύπες Midwest



Κωδικός: NSKEMTIX205L ΤΙΜΗ: 650€

Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων αέρος με φως

- με φως LED και περιστροφή 360 °
- εσωτερικό σπρέυ νερού
- βαλβίδα αντεπιστροφής
- μέγιστη ταχύτητα 20.500 στρ./λεπτό
- συμβατό με όλες τις χειρολαβές μικρομότορ με φως

**NSK M40XS**

- Κατασκευασμένο από τιτάνιο
- Εσωτερικό σπρέυ νερού
- 60-40.000 στρ/λεπτό με κατάλληλο ηλεκτρονικό NSK®
- Φωτισμός LED
- Κατάλληλο για λάστιχα μικρομότορ τύπου NSK ή BIEN AIR® 4VLM/4VR400

Ηλεκτρικό μικρομότορ M40XS

Κωδικός:

NSKEMM40XSL με φως LED ΤΙΜΗ: 679€

NSKEME1136-051 χωρίς φως ΤΙΜΗ: 529€

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν καλώδιο και ηλεκτρονικό.

**NSK NLX PLUS****Ηλεκτρικό μικρομότορ χωρίς καρβουνάκια NLX PLUS**

- Με ακρίβεια στη ρύθμιση στροφών, ροπής κ ανάστροφη λειτουργία για ενδοδοντία
- Πολύ μικρότερο βάρος (61 γραμ) και μήκος (688μμ) σε σχέση με ανταγωνιστικά
- Λιγότερος θόρυβος, λιγότεροι κραδασμοί, περισσότερη ροπή (3.4nm-cm)
- Χωρίς καρβουνάκια, με φωτισμό LED 32000 LUX
- Κατασκευασμένο από τιτάνιο ώστε να έχει μικρότερο βάρος και μεγαλύτερη αντοχή εσωτερικό σπρέυ νερού
- Ακριβής ρύθμιση στροφών από 2000 - 40.000 rpm
- Με τις κατάλληλες γωνιακές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσθετική και οδοντική χειρουργική με φρέζες αερότορ ή μικρομότορ, για ενδοδοντία, για χειρουργική και για άλλες θεραπείες
- Διατίθεται ως συσκευή προς ενσωμάτωση σε unit με ρύθμιση ροπής και αυτόματη όπισθεν για την ενδοδοντία

**NSK****Multipad**

Με το Multipad μπορείτε να χειριστείτε τα ηλεκτρικά μικρομότορ NSK NLX nano, NLX plus και την συσκευή αποτρύγωσης NSK Varios 170. Το μικρομότορ NLX nano μπορεί μέσω του Multipad να ρυθμιστεί στις 1,000 - 40,000 rpm και σε ροπές έως 3.4 Ncm. Το NLX plus σας προσφέρει επιπλέον και λειτουργίες ενδοδοντίας (auto reverse).

Κωδικός: NSKEMY1001846

ΤΙΜΗ: 749€

Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα μπαίνουν σε αυτόκαυστο



Λίπανση καθημερινά και πριν-μετά τον αυτόκαυστο

☎ 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | 🌐 www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.

Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων αέρος χωρίς φως

NSK

- αirmotor χωρίς φως • κίνηση εμπρός / όπισθεν • κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο • νέο πιο κοντό και ελαφρύ μοτέρ

SMAXM205

Εσωτερικός
ψεκασμός νερού

Μέγιστη ταχύτητα 20,000 στρ/λεπτό

NSKEMSMAX205M4

Με 4 τρύπες
Midwest

ΤΙΜΗ: 469€

FX205m

Εξωτερικός
ψεκασμός νερού

Μέγιστη ταχύτητα 25,000 στρ/λεπτό

NSKEMFX205M4

Με 4 τρύπες
Midwest

NSKEMFX205

Με 2 τρύπες
Borden

ΤΙΜΗ: 359€

Γωνιακές χαμηλών ταχυτήτων τιτανίου Ti-Max Z

NSK

Ti-Max Z

ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

NSKEMTZ95L με φως

ΤΙΜΗ: 1.059€



νέο μικρότερο σώμα και κεφαλή • ατόφιο τιτάνιο: μισό βάρος σε σχέση με ασάλινες χειρολαβές • με φως υάλου ή χωρίς φως • ultra push : αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό τετραπλό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type πολλαπλασιασμός στροφών 1:5 • κεραμικά ρουλεμάν • δέχεται φρέζες αερότορ

NSKEMTZ25L με φως

ΤΙΜΗ: 845€



νέο μικρότερο σώμα και κεφαλή • ατόφιο τιτάνιο: μισό βάρος σε σχέση με ασάλινες χειρολαβές • με φως υάλου ή χωρίς φως • ultra push : αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό μονό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type • σχέση στροφών 1:1

NSKEMZ45L με φως

ΤΙΜΗ: 899€



ατόφιο τιτάνιο • ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • σχέση στροφών 1:4,2 για έως 168.000 στρ/λεπτό • δέχεται φρέζες αερότορ • τετραπλό εσωτερικό σπρέυ • ειδικό σχήμα για ψεκασμό νερού δύο επιλογών για χειρουργεία • υποδοχή ISO E Type

Γωνιακές χαμηλών ταχυτήτων τιτανίου Ti-Max X

NSK

Ti-Max X

ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

NSKEMTX95L με φως

ΤΙΜΗ: 799€



ατόφιο τιτάνιο: μισό βάρος σε σχέση με ασάλινες χειρολαβές • με φως υάλου ή χωρίς φως • ultra push : αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό τετραπλό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type πολλαπλασιασμός στροφών 1:5 • κεραμικά ρουλεμάν • δέχεται φρέζες αερότορ

NSKEMTX25L με φως

ΤΙΜΗ: 649€



ατόφιο τιτάνιο: μισό βάρος σε σχέση με ασάλινες χειρολαβές • με φως υάλου ή χωρίς φως • ultra push : αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό μονό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type • σχέση στροφών 1:1

Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα
παίρνουν σε αυτόκαυστο135°C
SSSΛίπανση καθημερινά και πριν-μετά
τον αυτόκαυστο

211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.



Γωνιακές χαμηλών ταχυτήτων ατσαλιού S MAX

NSK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

NSKEMM25L με φως

NSKEMM25 χωρίς φως



ΤΙΜΗ: 530€ με φως και 399€ χωρίς φως

με φως υάλου ή χωρίς φως • ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • σχέση στροφών 1:1 • δέχεται φρέζες μικρομότορ • μονό εσωτερικό σπρέυ νερού

NSKEMM95L με φως

NSKEMM95 χωρίς φως



ΤΙΜΗ: 649€ με φως και 530€ χωρίς φως

με φως υάλου ή χωρίς φως • ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι • σύστημα καθαρής κεφαλής • πολλαπλασιασμός στροφών 1:5 • κεραμικά ρουλεμάν • τετραπλό σπρέυ νερού • δέχεται φρέζες αερότορ



Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων χωρίς φως με εξωτερικό ψεκασμό νερού

NSK

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

NSKEMFX25m

ΤΙΜΗ: 199€



- push button
- αποσπώμενος – αντικαταστάσιμος ρότορας
- σχέση 1:1 για ταχύτητα έως 40 000 στρ/λεπτό
- νέο ανθεκτικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- νέο μικρότερο, λεπτότερο και ελαφρύτερο σώμα
- εξωτερικό σπρέυ νερού



Κεφαλάρια χαμηλών ταχυτήτων για στελέχη NSK EC

NSK

NSKEMNAC-Y

ΤΙΜΗ: 70€



- αλλαγή φρέζας με ελέτα (γαντζάκι)
- δέχεται φρέζες μικρομότορ CA Ø 2.35μμ
- κατάλληλο και για ενδοδοντικά εργαλεία με κίνηση 360 μοιρών
- max 25.000 στρ/λεπτό



Συσκευή μέτρησης οστεοενσωμάτωσης

NSK

Osseo 100

Μετρά με μαγνητικούς παλμούς αξιόπιστα τη σταθερότητα και οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων. Σας δίνει τιμές ISQ και στηρίζεται σε εκτενή βιβλιογραφία.

Χρησιμοποιείται με MultiPeg τα οποία είναι για 20 χρήσεις έκαστο, μειώνοντας το κόστος ανά χρήση σε σχέση με άλλες συσκευές. Συμβατό με πολλά συστήματα εμφυτευμάτων. Διατίθεται και στην έκδοση Osseo 100+ ώστε να συνδέεται ασύρματα με το χειρουργικό μοτέρ NSK Surgic pro2

ΤΙΜΗ: 2.140€



Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα μπαίνουν σε αυτόκαυστο



Λίπανση καθημερινά και πριν-μετά τον αυτόκαυστο

☎ 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | 🌐 www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.

NSK

NSKEMFX65M

ΤΙΜΗ: 199€



- χωρίς φως με εξωτερικό ψεκασμό νερού
- νέο ανθεκτικότερο και εργονομικότερο σώμα από ανοξείδωτο ασάλι
- σύστημα καθαρής κεφαλής
- σχέση στροφών 1:1 για ταχύτητα έως 40 000 στρ / λεπτό

NSK

NSKEMM65

ΤΙΜΗ: 399€



- ατσάλιου χωρίς φως
- μονό εσωτερικό σπρέυ νερού
- σύστημα καθαρής κεφαλής
- έως 40.000 στροφές/λεπτό

NSK

NSKEMX65L

ΤΙΜΗ: 550€



- τιτανίου με φως υάλου
- μονό εσωτερικό σπρέυ νερού
- σύστημα καθαρής κεφαλής
- νέα επιφάνεια DURACOAT για να μην χαράζεται η χειρολαβή
- έως 40.000 στροφές/λεπτό

NSK

NSKEMTISG65L

ΤΙΜΗ: 550€



- τιτανίου με φως υάλου
- εξωτερικό σπρέυ νερού
- σύστημα καθαρής κεφαλής
- κατάλληλη για τα φωτιζόμενα χειρουργικά μοτέρ NSK

Ειδική ευθεία χειρουργικής

NSK

NSKEMSGS-ES

ΤΙΜΗ: 430€



- σχέση στροφών 1:1
- για χειρουργικές φρέζες (\varnothing 2.35)
- με περιστρεφόμενο τσοκ
- με μεγαλύτερη αντοχή αξιοπιστία και απόδοση από τις συνηθισμένες ευθείες, ειδική για χειρουργεία
- σύστημα καθαρής κεφαλής

Ευθεία χειρουργικής με γωνία 20°

NSK

NSKEMSGA-ES

ΤΙΜΗ: 530€



- σχέση στροφών 1:1, για χειρουργικές φρέζες (\varnothing 2.35)
- με περιστρεφόμενο τσοκ
- με μεγαλύτερη αντοχή αξιοπιστία και απόδοση από τις συνηθισμένες ευθείες, ειδική για χειρουργείο
- σύστημα καθαρής κεφαλής

Ευθεία οστεοτομίας

NSK

NSKEMSGR2-E

ΤΙΜΗ: 1.400€



- λάμες πάχους 0.35μμ
- μείωση στροφών 3:1
- μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα 12 600 κινήσεις/λεπτό
- εξωτερικό σωληνάκι ψύξης
- κλιβανιζόμενη σε αυτόκαυστο

Διατίθεται με προσθιοπίσθια ή παλινδρομική αριστερο-δεξιά ή κεφαλοουριαία κίνηση



Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα μπαίνουν σε αυτόκαυστο

135°C
SSS



Λίπανση καθημερινά και πριν-μετά τον αυτόκαυστο

☎ 211 1022900 εσвт. 208 • 2310 968799 | 🌐 www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.

Χειρολαβές εμφυτευματολογίας-χειρουργικής ISO E-Type

NSKSG20
NSKEMSG20

ΤΙΜΗ: 629€

**NSK**X-SG20L
NSKEMX-SG20L

ΤΙΜΗ: 845€



- ανοξείδωτο ατσάλι
- χωρίς φως
- ultra push : αλλαγή φρέζας με κουμπάκι
- δυνατότητας εσωτερικής και εξωτερικής ψύξης νερού
- υποστηρίζει μέγιστη ροπή 80 Ncm
- σχέση μείωσης 20:1
- σύστημα καθαρής κεφαλής

- στόφιο τιτάνιο
- με φως υάλου (LED με το κατάλληλο μοτέρ)
- ultra push : αλλαγή φρέζας με κουμπάκι
- δυνατότητας εσωτερικής και εξωτερικής ψύξης νερού
- υποστηρίζει μέγιστη ροπή 80 Ncm
- σχέση μείωσης 20:1
- σύστημα καθαρής κεφαλής

Εργαστηριακό μικρομότορ

NSK**Ultimate XL**

- Μοτέρ χωρίς καρβονάκια
- 50.000 rpm
- 250W
- 8,7 N-cm
- Auto cruise
- επιτραπέζιο ή γονάτου

Κωδ.: NSKEMUMXL-GT2M

(επιτραπέζιο)

Κωδ.: NSKEMUMXL-KT230

(γονάτου)

ΤΙΜΗ: 1.400€



Εργαστηριακό αερότορ

NSK Presto Aqua II

- Αερότορ αυτολιπαινόμενο (δε θέλει λίπανση)
- με σπρέυ νερού

Κωδικός: NSKEMY150023 ΤΙΜΗ: 1.200€

Εργαστηριακό μικρομότορ

NSK Volvere i7

- Μοτέρ χωρίς πυρήνα
- 35.000rpm
- 4.1 N-cm
- Auto cruise

Κωδικός: NSKEMY1002890

ΤΙΜΗ: 840€



Εργαστηριακό αερότορ

NSK Presto IIΑερότορ
αυτολιπαινόμενο (δε θέλει λίπανση)

Κωδικός: NSKEMPRESTOII ΤΙΜΗ: 690€

Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα
μπάνουν σε αυτόκαυστο135°C
SSSΛίπανση καθημερινά και πριν-μετά
τον αυτόκαυστο

☎ 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | 🌐 www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.


NSK Surgic Pro 2

- ασύρματος ποδοδιακόπτης
- ασύρματη σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή μέτρησης οστεοενσωμάτωσης NSK Osseo 100
- ασύρματη σύνδεση Bluetooth με iPad και εξωτερικές συσκευές για την τήρηση αρχείου των δεδομένων των χειρουργείων
- σύστημα ρύθμισης ροπής: Advanced Torque Calibration
- κοντό (61mm) και ελαφρύ (110 gr) κλιβανιζόμενο μικρομότορ τιτανίου χωρίς καρβονάκια
- υψηλή ροπή : έως 80 N-cm
- ταχύτητα μοτέρ : 200~40,000 min⁻¹
- μήκος καλωδίου 2m
- 8 προγράμματα
- διατίθεται με φως LED 32.000 LUX ή χωρίς
- έγχρωμη μεγάλη οθόνη LCD
- SurgicPro2 με φως LED και γωνιακή 20:1 τιτανίου LED **TIMH: 3.900€**



NSK Variosurg3

- η καλύτερη απόδοση στην αγορά
- νέα άκρα για την εσωτερική ανύψωση ιγμορείου (socket lift)
- πιεζοχειρουργική συσκευή για την κοπή οστού, οστεοπλαστική, λήψη μοσχευμάτων, ανύψωση ιγμορείου, χειρουργική ενδοδοντία, εξαγωγή δοντιών κ.α εφαρμογές μικρής και μεγάλης χειρουργικής στόματος
- τώρα το νέο μοντέλο Variosurg3 με 50% μεγαλύτερη ισχύ και τη μικρότερη, ελαφρύτερη χειρολαβή της αγοράς για καλύτερη ορατότητα
- μία χειρολαβή για όλες τις χρήσεις (χειρουργική, αποτρίγωση, περιοδοντολογική θεραπεία, ακρορριζεκτομές κ.α)
- φωτισμός LED ρυθμιζόμενης έντασης
- περιλαμβάνουν 6 εργαλεία
- το Variosurg3 συνδέεται σε ενιαία βάση με το χειρ. μοτέρ NSK Surgic Pro και λειτουργούν με τον ίδιο ποδοδιακόπτη για λόγους εργονομίας



Κωδικός: **NSKEMY1002726**
Variosurg3 με φως LED **TIMH: 5.290€**



Όλες οι χειρολαβές με αυτό το σήμα
παίρνουν σε αυτόκαυστο



Λίπανση καθημερινά και πριν-μετά
τον αυτόκαυστο

☎ 211 1022900 εσωτ. 208 • 2310 968799 | 🌐 www.sadent.com

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιμές είναι ενδεικτικές & διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Οι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισμό. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τμημάτων αυτού.

PHILIPS ZOOM! Whitespeed



- Η τέταρτη γενιά λάμπας ZOOM! για λεύκανση στο ιατρείο
- Η μόνη μέθοδος ιατρείου με εκτενή βιβλιογραφία και έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων που αποδεικνύει ότι δεν ανεβάζει θερμοκρασία στους ιστούς.
- Κατασκευή και σχεδιασμός στην California των Η.Π.Α με την κορυφαία τεχνολογία και εξασφάλιση της Philips.

Λευκαντικό ιατρείου λάμπας

PHILIPS ZOOM!



Λευκαντικό για τη λάμπα ZOOM!. Υλικό για οκτώ 15' εφαρμογές (2-3 ασθενείς) με όλα τα υλικά απομόνωσης και 4 σύριγγες Nitewhite 16% για το σπίτι. Δεν απαιτεί ψυγείο.
ΤΙΜΗ: 210€

Λευκαντικό σπιτιού

PHILIPS ZOOM! NITELWHITE



Λευκαντικό για το σπίτι για χρήση το βράδυ για 4-8 ώρες ημερησίως. Το μόνο με ACP (άμορφο φωσφορικό ασβέστιο) που μειώνει την ευαισθησία και επαναμεταλλικοποιεί την αδαμαντίνη. Δεν απαιτεί ψυγείο.

Συσκευασία: 6 σύριγγες (18 νύχτες) 14,4ml ισοδύναμο 16% υπερ-καρβαμιδίου, θήκη varθηκών, πλάκες κατασκευής varθηκών.
ΤΙΜΗ: 64€

Λευκαντικό σπιτιού

PHILIPS ZOOM! DAYWHITE



Λευκαντικό για το σπίτι για χρήση το πρωί 2X30' ημερησίως. Το μόνο με ACP (άμορφο φωσφορικό ασβέστιο) που μειώνει την ευαισθησία και επαναμεταλλικοποιεί την αδαμαντίνη. Δεν απαιτεί ψυγείο.

Συσκευασία: 6 σύριγγες (9 ημέρες), 14,4 ml 6% υπερ-υδρογόνου, θήκη varθηκών, πλάκες κατασκευής varθηκών.
ΤΙΜΗ: 60€

Απευαισθητοποιητική γέλη

PHILIPS Relief GEL



Απευαισθητοποιητική γέλη σε σύριγγες για εφαρμογή με οδοντόβουρτσα ή με τους νάρθηκες της λεύκανσης. Ενδείκνυται για κάθε μορφή ευαισθησίας λόγω λεύκανσης, υφίζησης ούλων, αποκάλυψης ρίζας, ορθοδοντικής κ.α. Χάρη στο ACP (άμορφο φωσφορικό ασβέστιο) που βοηθά στην επαναπρόσληψη ιόντων από την αδαμαντίνη και τη βελτίωση του χρώματος μετά τη λεύκανση.

Συσκευασία: 4 σύριγγες των 2.4 γρ. έκαστη **ΤΙΜΗ: 23€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence® PF Doctor Kit



- 10% ή 16% υπερ. του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο
- 8 x 1,2 ml σύριγγες
- 1 x 1.2ml σύριγγα LC Block-Out
- 2 x φύλλα Sof-Tray 0.9mm
- 1 x οδοντόκρεμα 30ml

Opalescence Whitening

- 1 x θήκη ναρθηκών
- 1 x χρωματολόγιο

TIMH: 69€

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Patient Kit



- 10% ή 16% Υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο
- 8 x 1,2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening

- 1 x θήκη ναρθηκών
- 1 x χρωματολόγιο

TIMH: 64€

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence PF ανταλλακτικές σύριγγες



Συσκευασία με 4 σύριγγες 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο x 1,2 ml έκαστη. **TIMH: 28,95€**

Λεύκανση για το ιατρείο

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Boost PF 40% 2 Ασθενών



- 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση στο ιατρείο.

Συσκευασία:

- 2 x 1.2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost
- 1 x 1.2ml σύριγγα OpalDam Green

- 1 x στοματοδιαστολέας
- 5 x Ρύγχη Micro 20g
- 5 x Ρύγχη Micro 20g FX

**Κωδικός: ULTEM4751
TIMH: 88€**

Λεύκανση για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence® Endo



- Χρησιμοποιείται για τη λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών με δυσχρωμίες
- Εύκολη τοποθέτηση στο μυλικό θάλαμο

Συσκευασία: 2 σύριγγες x 1,2 ml (1,45 γρ.) Opalescence Endo και 20 x ρύγχη Black Mini

Κωδικός: ULTEM1270 TIMH: 80,95€

Στοματικό διάλυμα



Unisept Mouthwash



Καθημερινό στοματικό διάλυμα με ενεργό οξυγόνο. Καθαρίζει, επουλώνει και ανακουφίζει από τη δυσφορία που μπορεί να προκαλέσουν άφθες, έλκη και πληγές της στοματικής κοιλότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας. Φιάλη 1,5lt
Κωδικός: TSEEM13-72 TIMH: 11,38€

Στοματικό διάλυμα



Chlorhexil



Το Chlorhexil 0,20% με κλωρεξιδίνη 0,20%, δημιουργήθηκε για τον δραστικό έλεγχο και την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, την καταπολέμηση της μικροβιακής πλάκας και την άμεση ανακούφιση και προστασία της στοματικής κοιλότητας από ερεθισμούς και φλεγμονές ιδίως σε περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου. Φιάλη 1,5 lt.

Κωδικός: TSEEM10-45 TIMH: 11,38€

Στοματικό διάλυμα



Unisept Dental Cleanser



Το Unisept Dental Cleanser είναι στοματικό διάλυμα καθημερινής χρήσης το οποίο συνδυάζει όλα τα οφέλη της πολλαπλής δράσης του ενεργού οξυγόνου (υπεροξειδίου του υδρογόνου 0,8%) με την ισχυρή και μακράς διάρκειας αντισηπτική προστασία που προσφέρει η κλωρεξιδίνη (0,05%) και το CPC (0,05%) συμβάλλοντας έτσι στην καθημερινή βελτίωση της υγιεινής της στοματικής κοιλότητας και στην καταπολέμηση των αιτιών της κακοσμίας.

Φιάλη 1,5 l **Κωδικός: TSEEM12-56 TIMH: 11,38€**



100% Ιαπωνική κατασκευή



Ταπετσαρία πολυτελείας για μεγαλύτερη άνεση



Έγχρωμη οθόνη επαφής



Πρωτοποριακός σχεδιασμός των καλωδίων χειρολαβών από πάνω που σας προσφέρει ασύγκριτη εργονομία, μεγαλύτερες και περισσότερες κινήσεις

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
- ΓΟΥΔΙ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
- e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 2023-24

σελ.

6	ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ - ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
14	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ
16	ΡΗΤΙΝΕΣ
20	ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΕΩΝ
21	ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
25	ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ, EXPASYL
30	ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
36	ΦΡΕΖΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
38	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
41	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
45	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
47	ΥΓΡΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
48	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
52	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ UNIT, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
53	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
54	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΛΟΥΠΕΣ
55	ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ, ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΟ
56	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ TRIOS
58	3D ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
58	ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
60	ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ
65	ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ΧΕΙΡ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
67	ΞΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ NSK®, SATELEC®, EMS®
68	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΚΑΙ ΑΕΡΟΤΟΡ
75	ΜΟΤΕΡ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΙΕΖΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
76	ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

SADENT The service company

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
- ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ: 210 77.77.608
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, ΤΚ: 546 36, Τηλ: 2310 968.799
- e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com



sadentaebe