

SADENT

Κατάλογος Οδοντιατρικών Ειδών

2023-24

TRIOS 5

Έξυπνο. Ασύρματο. Το απόλυτο TRIOS.
Χωρίς υποχρεωτική συνδρομή.



NSK

Surgic Pro 2

Το τελειότερο χειρουργικό μοτέρ.



www.sadent.com

3shape

Nobel
Biocare™

ivoclar

NSK
NAKANISHI INC.

a|dec
reliablecreative**solutions**

Belmont®

Διανομέας **3M**

PHILIPS

ALPHA Bio^{TEC}
Implantology

bone & tissue
regeneration

botiss
biomaterials

BISCO

ACTEON

Zhermack
BEYOND INNOVATION

Dentsply
Sirona

Kerr

Euronda®

dm
DenMat[®] innovative
dental
technologies

NTI
New Technology
Instruments

ISI

HELMUT ZEPF
MEDIZINTECHNIK GMBH



Ο ιδρυτής της εταιρίας
Σπύρος Σαρηγιάννης (1904-1990)

Η Sadent ιδρύθηκε ως οδοντιατρικά Σαρηγιάννη το 1925 από τον Σπύρο Σαρηγιάννη (1904-1990). Ιδιοκτήτες σήμερα είναι οι Χρήστος, Μαρία, Σπύρος και Εμμανουήλ Σαρηγιάννης. Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει πολλές από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρίες όπως οι Adec, Takara Belmont, NSK, Ivoclar-Vivadent κ.α. Στη Sadent παραμένουμε μια οικογενειακή επιχείρηση 3ης γενιάς με πάνω από 50 άτομα μόνιμο προσωπικό και έχουμε την χαρά να έχουμε πελάτες έως και τεσσάρων γενεών.

Προτεραιότητα μας είναι η επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα και στη στήριξη των οδοντιατρικών σχολών, των επιστημονικών εταιριών και των οδοντιατρικών συλλόγων όλης της Ελλάδος.



Το πρώτο οδοντιατρικό κατάστημα
Σαρηγιάννη το 1925

Παράλληλα η Sadent αποτελεί τον πρώτο κατασκευαστή και εξαγωγέα ελληνικών οδοντιατρικών μηχανημάτων. Η Sadent ήταν ο πρώτος Έλληνας κατασκευαστής που έλαβε μέρος στη διεθνή έκθεση IDS του 1983 στη Γερμανία. Έχει εξοπλίσει χιλιάδες οδοντιατρεία του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τις κλινικές του Ολυμπιακού χωριού και πολλών μεγάλων κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Η Sadent επίσης έχει εξοπλίσει πανεπιστήμια στη Λιβύη και κάνει εξαγωγές σε διάφορες χώρες.

Το 2011 μεταφέραμε τα κεντρικά μας από τα Μελίσια στην Παιανία. Το νέο κτίριο διαθέτει χώρο σεμιναρίων και εστίασης 100 ατόμων, εργαστήρια για πρακτική εξάσκηση οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών, 8 στημένα ανεξάρτητα οδοντιατρεία και 1 εργαστήριο προς επίδειξη και πολλά άλλα. Βρίσκεται στην Παιανία κοντά στο αεροδρόμιο και στην έξοδο 18 της Αττικής οδού, και συγκεκριμένα στο 1ο κλμ της λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου.



Η Sadent στη διεθνή έκθεση IDS 1983



Η Sadent εξόπλισε με οδοντιατρικά μηχανήματα
την κλινική των ολυμπιακών αγώνων του 2004



Το νέο κεντρικό μας κτίριο στην Παιανία

3Shape TRIOS

Better for them.
Better for you.

Καλύτερη φροντίδα για τους ασθενείς σας

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συμβουλευέστε τους ασθενείς σας από το να τους δείξετε τα δικά τους δόντια και τη στοματική τους κατάσταση. Το 3Shape Trios* σας βοηθά να αποκτήσετε μεγαλύτερη πειθώ και να βελτιώσετε το ποσοστό αποδοχής των προτεινόμενων σχεδίων θεραπείας. Θα δείτε ότι οι ασθενείς σας θα είναι πιο ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με τις υπηρεσίες σας και θα συνεισφέρουν στην επιτυχία του ιατρείου σας.

Τι καλύτερο;

Δείτε περισσότερα στο <http://www.sadent.com>

* Το 80% των δημοσιευμένων μελετών δείχνουν ότι οι ασθενείς προτιμούν την ψηφιακή από τη συμβατική αποτύπωση και το 88% των δημοσιεύσεων δείχνουν ότι το 88% των οδοντιάτρων προτιμούν την ψηφιακή από τη συμβατική αποτύπωση.



3shape 

• ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ. Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900 • ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799 • e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ

Καλώντας στο κεντρικό μας τηλέφωνο 211-1022900 μόλις βγει η προαπάντηση παρακαλούμε πατήστε τα παρακάτω εσωτερικά νούμερα για την άμεση σας εξυπηρέτηση. Το κεντρικό μας τηλέφωνο σας συνδέει με τα στελέχη μας τόσο στα κεντρικά μας στην Παιανία, όσο και στο Γουδή. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο παρακαλώ αφήστε μήνυμα στον τηλεφωνητή που θα βγει αυτόματα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο.

Τα κεντρικά στην Αθήνα είναι ανοικτά Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 -17:00.

Το κατάστημα της Θεσσαλονίκης είναι ανοικτό Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-16:00. Καλέστε το 2310 968799 για τεχνική εξυπηρέτηση και πωλήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Πωλήσεις και παραγγελίες

Trigos, 3d printers, οδοντιατρικά μηχανήματα, οδοντιατρικά laser, μικροσκόπια, μικροσυσκευές, χειρολαβές, εργαστηριακά μοτέρ, ψηφιακές ακτινογραφίες, CBCT, πανοραμικά, ακτινογραφικά, κομπρεσέρ, χειρ. αναρροφήσεις	εσωτ. 208
Εμφυτεύματα, μοσχεύματα, μεμβράνες	εσωτ. 201
Υλικά και αναλώσιμα	εσωτ. 200
Παραγγελίες και εξυπηρέτηση καταστημάτων οδοντιατρικών	εσωτ. 221
Παραγγελίες ανταλλακτικών για μηχανήματα ή χειρολαβές	εσωτ. 130
Παραγγελίες οδοντοτεχνικών ειδών	εσωτ. 205

Τεχνική υποστήριξη

Επισκευές χειρολαβών, μηχανημάτων, μικροσυσκευών, κλιβάνων	εσωτ. 130
Trigos, ψηφιακές ακτινογραφίες, κάμερες	εσωτ. 146
Παραδόσεις / εγκαταστάσεις οδοντιατρικών μηχανημάτων	εσωτ. 131

Λογιστήριο – παραλαβές παραγγελιών

Λογιστήριο / ταμείο / πληρωμές συναλλαγματικών και επιταγών (πλην εμφυτευμάτων)	εσωτ. 129
Λογιστήριο / ταμείο / παραδόσεις εμφυτευμάτων	εσωτ. 201
Λογιστήριο / παραδόσεις και παραλαβές παραγγελιών και καρτέλες πελατών	εσωτ. 122


www.sadent.com

  [sadentaebe](https://www.instagram.com/sadentaebe)



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους του καταλόγου

Απλά αξιόπιστα...



NobelParallel™ Conical Connection

Το NobelParallel Conical Connection είναι αξιόπιστο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή του. Παρέχει εξαιρετική ευελιξία, που θα εκτιμήσετε είτε είστε έμπειρος είτε ξεκινάτε την ενασχόληση σας με την εμφυτευματολογία. Με τον πλήρως τεκμηριωμένο σχεδιασμό του, το εμφύτευμα παρέχει υψηλή αρχική σταθερότητα, επιτρέποντας καθολική χρήση σε όλους τους τύπους οστού και σε ευρύ φάσμα ενδείξεων. Ξεκινήστε τη θεραπεία περισσότερων ασθενών καλύτερα.

Visit nobelbiocare.com/nobelparallel

SADENT

Τηλ.: 211 10.22.900 (εσωτ. 212)

www.sadent.com



**Nobel
Biocare™**



WELCOME TO
WELCOME TO
THE WELCOME TO
ERA OF
MUCOINTEGRATION™

Η χημεία των επιφανειών στην οποία
τα κύτταρα δεν μπορούν να αντισταθούν

Οι νέες επιφάνειες Heal και TiUltra. Δύο καινοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες τεχνογνωσίας μας στην εφαρμοσμένη ανοδίωση. Έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία και την τοπογραφία της επιφάνειας από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμφυτεύματος για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών σε κάθε επίπεδο.

Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration™.

nobelbiocare.com/surface

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
 - ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
 - e-mail: info@sadent.com
- www.sadent.com



Nobel
Biocare™

NobelReplace® Conical Connection



Το τεκμηριωμένο ριζόμορφο σώμα εμφυτεύματος με ισχυρή κωνική σύνδεση.

Το NobelReplace CC συνδυάζει το αυθεντικό ριζόμορφο σώμα εμφυτεύματος με ισχυρή κωνική σύνδεση, προσφέροντας σε εσάς και τους ασθενείς σας μια αισθητική λύση για ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων. Το σώμα του εμφυτεύματος μιμείται το σχήμα της φυσικής ρίζας δοντιού και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλή αρχική σταθερότητα (ακόμα και σε μαλακό τύπο οστού) και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο της άμεσης λειτουργίας.

- **Ενισχυμένη οστεοενσωμάτωση.** Η μοναδική επιφάνεια TiUnite με αυλακώσεις διατηρεί τη σταθερότητα του εμφυτεύματος μέσω του γρήγορου σχηματισμού οστού και προάγει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.
- **Τυποποιημένο πρωτόκολλο.** Το τυποποιημένο και φιλικό προς τον επεμβαίνοντα χειρουργικό πρωτόκολλο, με χρωματικά κωδικοποιημένα εξαρτήματα, απλοποιεί τη παρασκευή του φρεατίου.
- **Ισχυρή κωνική σύνδεση.** Η εσωτερική εξαγωνική κωνική σύνδεση προσφέρει υψηλή μηχανική αντοχή που εξασφαλίζει την απαιτούμενη σταθερότητα της αποκατάστασης για ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα.
- **Πρόσβαση σε καινοτόμες αποκαταστάσεις.** Επωφεληθείτε από καινοτόμες λύσεις, διαθέσιμες μόνο για την εσωτερική κωνική σύνδεση, όπως το χωρίς κονία κολόβωμα NobelProcera ASC (Angulated Screw Channel) και την επιεμφυτευματική στεφάνη FCZ (Full-Contour Zirconia)
- **Δύο επιλογές κολάρου.** Επιλέξτε μεταξύ TiUnite στον αυχένα ή 0,75 mm λείο κολάρο για διαφορετικές κλινικές ανάγκες και επιλογές θεραπείας.
- **Εξαιρετική αισθητική.** Ενσωματωμένη μετατόπιση πλατφόρμας, σχεδιασμένη για την αύξηση του όγκου των μαλακών ιστών για αισθητική περισσότερο φυσική.

Nobel Biocare™ On1 Concept®


Διατηρώντας την πρόσφυση των μαλακών ιστών

Το On1 concept διατηρεί τη δομή του συνδετικού ιστού ενώ προσφέρει πλήρη προσθετική και χειρουργική ευελιξία. Απλοποιεί την προσθετική διαδικασία μετακινώντας την πλατφόρμα από το επίπεδο του οστού στο επίπεδο των ιστών.

Ένα σύστημα είναι τόσο ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος κρίκος του. Αυτός είναι ο λόγος που το On1 Concept® σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε ως πλήρες σύστημα. Μικρές αλλαγές σε οποιαδήποτε παράμετρο μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες ακραίων φορτίων και πίεσης, οι οποίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε αποτυχία του εμφυτεύματος.

Διατηρήστε ανέπαφη την άμεση πρόσφυση των μαλακών ιστών

Η βάση On1 εδράζεται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Η δομή του συνδετικού ιστού μένει άθικτη καθώς η βάση On1 παραμένει in situ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προσθετικής διαδικασίας αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης. Η διατήρηση της βάσης On1 in situ προστατεύει από οστικές υφιζήσεις και βοηθά στη διατήρηση της υγείας των μαλακών ιστών.



Nobel Biocare™

Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration™

Η χημεία των επιφανειών στην οποία τα κύτταρα δεν μπορούν να αντισταθούν

Η Nobel παρουσιάζει τις επιφάνειες Xeal και TiUltra - δύο νέες καινοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες τεχνογνωσίας μας στην εφαρμοσμένη ανοδιώση. Από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμφυτεύματος, έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία και την τοπογραφία της επιφάνειας για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών σε κάθε επίπεδο.

TiUltra

Περισσότερα από αδρότητα

Η ιδανική ενσωμάτωση των ιστών δεν αφορά μόνο την αδρότητα της επιφάνειας, αλλά και το πώς αντιδρά κάθε επιφάνεια με τον παρακείμενο ιστό. Η TiUltra είναι μια υπερ-υδρόφιλη, πολλαπλών ζωνών, ανοδιωμένη επιφάνεια εμφυτεύματος, με σταδιακή τοπογραφία από το κολάρο έως το άκρο.

Xeal

Η πρωτοποριακή επιφάνεια για Mucointegration™

Η ενσωμάτωση ιστών αρχίζει εδώ. Η πυκνή επαφή των μαλακών ιστών με το κολόβωμα μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός που προστατεύει το υποκείμενο οστό. Αυτή είναι η βάση για μακροπρόθεσμη υγεία και σταθερότητα των ιστών.

Η νέα επιφάνεια Xeal είναι διαθέσιμη για τη Βάση On1™ και τα κολοβώματα Multi-unit.

Nobel Biocare™ creos™ xenoprotect

Η creos xenoprotect είναι απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου για πρωτόκολλα καθοδηγούμενης οστικής και ιστικής αναγέννησης.

Εξαιρετικός χειρισμός

- Υψηλή διατήρηση των διαστάσεων όταν ενυδατώνεται.
- Κόβεται εύκολα (ακόμα και μετά τη διαβροχή) και δεν κολλάει στα εργαλεία.
- Δυνατότητα επανατοποθέτησης in situ
- Και οι δύο πλευρές μπορούν να τοποθετηθούν στη βλάβη

Μηχανική Αντοχή

- Εξαιρετική συγκράτηση ραμμάτων
- Δεν σχίζεται, καθιστώντας εύκολη τη χρήση ραμμάτων ή τη σταθεροποίηση με καρφίδες



Συσκευασίες: 15 x 20 mm (N1520), 25 x 30mm (N2530), 30 x 40mm (N3040)

Μόσχευμα βόειας προέλευσης

Nobel Biocare™ creos xenogain - ένα ευρύ φάσμα μοσχευματικών υλικών βόειας προέλευσης για καθοδηγούμενη οστική αναγέννηση

Ευελιξία

- Διατίθεται σε φιαλίδιο, σύριγγα ή αποστειρωμένο μπολ για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Δύο μεγέθη κόκκων και ποικιλία συσκευασιών.

Ικρίωμα για οστική αναγέννηση

- Το μη-συντηγμένο μοσχευματικό υλικό διατηρεί το χώρο για την οστική αναγέννηση.
- Η σχέση Ca/P είναι παρόμοια με του ανθρώπινου οστού.

Ασφάλεια


- Ποιοτικά ελεγμένες μέθοδοι επεξεργασίας για την απομάκρυνση των βόειων λιπιδίων και πρωτεϊνών.
- Βιοσυμβατό.

Σχεδιασμένο να δίνει αποτελέσματα

- Το νέο σχηματισμένο οστό ενσωματώνεται με το creos xenogain ως βάση για την επιτυχή τοποθέτηση του εμφυτεύματος.
- Υδροφίλο για γρήγορη ενυδάτωση.
- Οστεοαγωγίμες ιδιότητες.



	Κόκκοι	0.25g	0.5g	1g	2g
Φιαλίδιο	Λεptoί (0.2-1mm)	N1110	N1120	N1130	N1140
	Αδρoί (1-2mm)	N1111	N1121	N1131	N1141
Μπωλ	Λεptoί (0.2-1mm)	N1110-B	N1120-B	N1130-B	N1140-B
	Αδρoί (1-2mm)	N1111-B	N1121-B	N1131-B	N1141-B
Σύριγγα	Λεptoί (0.2-1mm)	N1210	N1220	-	-
	Αδρoί (1-2mm)	N1211	N1221	-	-



Ασφαλές, αξιόπιστο και προβλέψιμο κλινικό αποτέλεσμα

Το maxgraft® είναι ένα αποστειρωμένο και ασφαλές προϊόν αλλομοσχεύματος από δότες ανθρώπινου οστού, το οποίο επεξεργάζεται η Cells + Tissuebank Austria. Χάρη στη διαδικασία καθαρισμού πολλαπλών βημάτων είναι ασφαλές και διατηρεί τα πλεονεκτήματα των μοσχευμάτων ανθρώπινου οστού. Το ανθρώπινο κολλαγόνο είναι υπεύθυνο για τη γρήγορη ενσωμάτωση, επούλωση και ευελιξία του μοσχεύματος. Η εξαιρετική ικανότητα βιολογικής αναγέννησης του maxgraft® παρέχει ένα προβλέψιμο κλινικό αποτέλεσμα.

Γρήγορη ανακατασκευή του οστού χωρίς τις επιπλοκές μιας δεύτερης χειρουργικής επέμβασης

Το maxgraft® είναι μια φυσική μήτρα ανθρώπινου οστού που χρησιμεύει ως ικρίωμα για την φυσική αναγέννηση του οστού. Είναι μια πραγματική εναλλακτική λύση για τη λήψη αυτομοσχεύματος. Μπορεί να αποφευχθεί μια δεύτερη χειρουργική θέση για τη συλλογή

αυτόλογου οστού και ο σχετικός κίνδυνος μόλυνσης, επιπλοκών στη δότρια περιοχή, μετεγχειρητικού πόνου και απώλειας σταθερότητας του οστού.

Ενδείξεις

- Αύξηση της ακρολοφίας για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτευμάτων
- Ανακατασκευή της ακρολοφίας για προσθετική θεραπεία
- Οστεώδη ελλείμματα
- Διατήρηση μετεξακτικού φατινίου
- Ανύψωση ιγμορείου
- Περιοδοντικές βλάβες

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ SADENT ΑΕΒΕ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Φ.Ε.Κ 3761/11-10-2019

Φυσικό βόειο οστικό μόσχευμα



cerabone

Το cerabone της Botiss Γερμανίας είναι ένα αξιόπιστο, σταθερό σε διαστάσεις και ασφαλές οστικό μόσχευμα. Λόγω της υψηλής υδροφιλικότητας της επιφάνειας του cerabone, η μίξη του με αίμα ή φυσιολογικό ορό παρέχει ιδανική κολλητικότητα για τη διαμόρφωσή του. Το τριδιάστατο δίκτυο πόρων επιτρέπει τη γρήγορη εναπόθεση και διεύθυνση αίματος και πρωτεϊνών και λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σαν δεξαμενή πρωτεϊνών και αυξητικών παραγόντων. Η μοναδική διαδικασία παραγωγής βασίζεται στη θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες που απομακρύνει όλα τα οργανικά συστατικά και τις πρωτεΐνες και εξαλείφει τον κίνδυνο ανοσολογικών αντιδράσεων. Γρήγορη ενσωμάτωση με σχηματισμό νέου οστού

Ενδείξεις

- Οριζόντια και κάθετη ανάπλαση
- Διατήρηση ακρολοφίας
- Διατήρηση μετεξακτικού φατινίου
- Ανύψωση ιγμορείου
- Περιοδοντικές βλάβες

Μεμβράνη περικαρδίου για ΚΟΑ/ΚΑΙ




Jason

Πλεονεκτήματα

- Μακράς διάρκειας λειτουργία φραγμού από 3 έως 6 μήνες
- Βιοσυμβατή – δεν αφαιρείται
- Σταθερότητα – αντοχή σε δυνάμεις πολλαπλών κατευθύνσεων και σχίσσιμο, επιδέχεται μεγάλο εύρος ραμμάτων και μηχανισμών συγκράτησης
- Ικανότητα κάλυψης – ευλύγιστη αλλά δυνατή, με εξαιρετική προσαρμογή στα όρια της επιφάνειας
- Γρήγορη ενυδάτωση και εύκολος χειρισμός
- Ευκολία τοποθέτησης και προσαρμογής στην περιοχή μόσχευσης
- Τρεις διαθεσιμότητες διαστάσεων, μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο σχήμα
- Πολύ λεπτή αλλά και ανθεκτική με πάχος περίπου 0,05mm έως 0,35mm

Ενδείξεις

- Μετεξακτικό φατινίο
- Βλάβες διάτρησης
- Βλάβες στο δικασμό των ριζών (κλάση I και II)
- Οριζόντια αύξηση
- Υφίζηση σε εμφυτεύματα
- Ενδοστικές βλάβες (1-3 τοιχωμάτων)
- Διατήρηση ακρολοφίας
- Ανύψωση εδάφους ιγμορείου
- Προστασία της μεμβράνης του Schneider



collacone®



Το collacone είναι ένας φυσικός και απορροφήσιμος κώνος κολλαγόνου, που έχει ως σκοπό τη προστασία της πληγής και τη σταδιακή διαδικασία επούλωσης καθώς επίσης και μια φυσική μήτρα που παρέχει τη δομή για τη δημιουργία νέου οστού. Η επούλωση ενός μετεξακτικού φατνίου, μετά την αφαίρεση του δοντιού, χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία και ωρίμανση ενός θρόμβου αίματος, ακολουθούμενη από τη διήθηση των ινοβλαστών που αντικαθιστούν το πήγμα και τελικά δημιουργούν μια προσωρινή μήτρα, που επιτρέπει τη δημιουργία νέου οστίτη ιστού στο μετεξακτικό φατνίο. Το collacone προσφέρει εύκολη, βιοσυμβατή και προβλέψιμη θεραπευτική διαδικασία διατήρησης της ακρολοφίας.

Πλεονεκτήματα:

- Φυσικός κώνος κολλαγόνου
- Απορροφάται μέσα σε 2 με 4 εβδομάδες
- Σταθεροποίηση του αιματικού θρόμβου και αποτελεσματική τοπική αιμόσταση
- Διατηρείται ακέραιο παρουσία αίματος και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
- Προστασία της πληγής
- Μήτρα τριών διαστάσεων για ανάπτυξη του ιστού
- Ελεγχόμενη διαδικασία επούλωσης
- Αιμοστατική επίδραση

Συσκευασία: 12 αποστειρωμένοι μεμονωμένοι κώνοι

Εμφύτευμα κλασικής αισθητικής



I.C.E. (Implant Classical Esthetics)

Το I.C.E. αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της μοναδικής ικανότητας της Alpha-Bio Tec να μετατρέπει την επιστημονική καινοτομία σε ένα αποτελεσματικό προϊόν εμφυτευματολογίας.

Το εμφύτευμα I.C.E. είναι ιδανικό για τους γιατρούς που απαιτούν ακρίβεια, αξιοπιστία και ασφάλεια. Σχεδιασμένο να είναι εύχρηστο και να εγγυάται την ομαλή τοποθέτηση, το I.C.E. παρέχει τέλεια εφαρμογή και τέλεια αποτελέσματα.

Το I.C.E. ενδείκνυται για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών περιστατικών και τύπων οστού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε απλά περιστατικά όσο και σε άμεσες φορτίσεις, άμεσες εμφυτεύσεις και ανυψώσεις ιγμορείου.

Το I.C.E. διατίθεται σε πολλές διαμέτρους και μήκη και έχει για προσθετική πλατφόρμα την πλέον διαδεδομένη εσωτερική εξαγωγική σύνδεση



Βασικά Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού

Μία πλατφόρμα για όλες τις διαμέτρους - Platform switching

Αντίστροφη κωνικότητα στη περιοχή του κολλάρου - Μικροσπείρωμα - Αδρή επιφάνεια που φτάνει στη κορυφή

Κωνικό σώμα εμφυτεύματος που συμπυκνώνει σαν οστεοτόμος

Σχεδιασμός διπλού σπειρώματος με βήμα 2mm - Σχεδιασμός μεταβαλλόμενου σπειρώματος - Προφίλ σπειρώματος 60° με τραπεζοειδές σχήμα 0,3mm

Πολύ στενό ακροεμφυτευματικό τμήμα με αποτελεσματικές αυλακώσεις κοπής, οξυαίχμες σπείρες και επίπεδο τελείωμα

Πλεονεκτήματα

Απλή διαδικασία αποκατάστασης

Υψηλότερο BIC στο φλοιώδες οστό - Βελτιωμένη κατανομή πίεσης - Μικρότερες απορροφήσεις - Μακροχρόνια αισθητικά αποτελέσματα

Υψηλή πρωτογενής σταθερότητα - Ομαλή τοποθέτηση

Εύκολη, γρήγορη και ελεγχόμενη τοποθέτηση - Εξαιρετική πρόσφυση στο οστό

Ομαλή αρχική διεύθυνση και υψηλή πρωτογενής σταθερότητα ακόμα και σε άμεση εμφύτευση


Simplantology σε όλα όσα κάνουμε!

Η Alpha-BioTec ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδοντιάτρων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις νέες τεχνολογίες, συνεργαζόμενη με κορυφαίους ειδικούς και επενδύοντας στην έρευνα, στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικά αποδοτικές λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες της εμφυτευματολογίας και σας παρέχουν αποδεδειγμένη κλινική επιτυχία.


multi neo™ THE NEXT SENSATION
 ONE IMPLANT **MULTIPLE OPTIONS** by Alpha-Bio Tec.

Χαρακτηριστικά σχεδιασμού και πλεονεκτήματα εμφυτεύματος



Ειδικές αυλακώσεις κοπής, μικροσπείρωμα και αλλαγή πηλατόφρμας

- ✓ Μειωμένη πίεση στο φλοιώδες οστό
- ✓ Βελτιωμένη διατήρηση του οστού
- ✓ Υψηλή αρχική σταθερότητα



Καινοτόμος σχεδιασμός σπειρώματος με διπλές μικροσπείρες και οξύαιχμη γωνίωση

- ✓ Υψηλή κοπτική ικανότητα
- ✓ Υψηλή αρχική σταθερότητα σε μαλακό και σε σκληρό τύπο οστού
- ✓ Μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής (BIC)



Μοναδικό χαρακτηριστικό επικέντρωσης και πρόσφυσης του ακροεμφυτευματικού τμήματος, έντονο και βαθύ σπείρωμα, αυλακώσεις συμπύκνωσης

- ✓ Υψηλή και σταθερή πρωτογενής σύνδεση
- ✓ Εύκολη πληθόγηση και διείσδυση
- ✓ Υψηλή κοπτική ικανότητα

www.alpha-bio.net



ALL BOND UNIVERSAL

Συγκολλητικός παράγοντας βασισμένος στην αιθανόλη και το νερό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στις άμεσες αποκαταστάσεις (εμφράξεις ρητίνης), όσο και στις έμμεσες αποκαταστάσεις (χρήση με ρητινώδεις κονίες χημικά πολυμεριζόμενες, φωτοπολυμεριζόμενες ή και διπλού πολυμερισμού) και μάλιστα χωρίς τη χρήση κάποιου ενεργοποιητή. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 3 τρόπους:

- α) Ολική αδροποίηση (αδροποίηση της οδοντίνης και της αδαμαντίνης)
- β) Επιλεκτική αδροποίηση (αδροποίηση των ορίων στην αδαμαντίνη).
- γ) Χωρίς αδροποίηση που επιτρέπει στο γιατρό μεγάλη ευκολία χρήσης ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες. Επίσης δεν δημιουργεί μετεμφρακτικές ευαισθησίες και παρέχει υψηλή δύναμη δεσμού.

Συσκευασία:
Φιαλίδιο 6ml. Κωδικός: BISEMB7202P TIMH: 74€

Συγκολλητικός παράγοντας



ONE-STEP

- Το πρώτο συγκολλητικό 5ης γενιάς ενός φιαλιδίου για όλες τις αποκαταστάσεις. Σημείο αναφοράς στην επιστημονική βιβλιογραφία.
- Υψηλή δύναμη δεσμού ακόμα και με αυτοπολυμεριζόμενα υλικά.
- Χρήση σε άμεσες & έμμεσες αποκαταστάσεις λόγω μικρού πάχους φίλμ (10-15μm)

Συσκευασίες:
Φιαλίδιο 4ml Κωδικός: BISEMU1101P TIMH: 51€

Ζελέ αδροποίησης



UNI-ETCH

32% ορθοφωσφορικό οξύ σε μορφή ημι-ζελέ για εύκολο χειρισμό.

- Συσκευασίες:**
- 1 σύριγγα 5 γρ. Κωδικός: BISEME5632EM TIMH: 14€
 - Μπουκάλι των 30 γρ. Κωδικός: BISEME5637E TIMH: 52€



Συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυμερισμού



UNIVERSAL PRIMER

Αυτοαδροποιούμενος διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας με δυνατότητα ολικής ή επιλεκτικής αδροποίησης.

- Συσκευασία:**
- 2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο.
- Κωδικός: BISEMB4110P TIMH: 99€**



Ζελέ αδροποίησης



SELECT HV

35% ορθοφωσφορικό οξύ για επιλεκτική αδροποίηση. Είναι θιξοτροπικό με έντονο μπλε χρώμα και παραμένει στη θέση του χωρίς να ρέει ώστε να επιτρέπει εύκολο χειρισμό και ακρίβεια κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

- Συσκευασίες:**
- 1 σύριγγα των 5 γρ. Κωδικός: BISEME59011P TIMH: 15€
 - 1 ανταλλακτική σύριγγα των 30ml. Κωδικός: BISEME59060P TIMH: 67€



Συγκολλητικός παράγοντας



Single Bond™ Universal Plus

Ο 3M™ Scotchbond™ Universal είναι ο πρώτος ακτινοσκιερός, universal συγκολλητικός παράγοντας.

Ενδείξεις

- Συγκόλληση όλων των ρητινωδών εμφρακτικών υλικών, κολοβωμάτων, sealant και ρητινωδών κονιών
- Συγκολλητικό σύστημα για την 3M™ RelyX™ Universal Ρητινώδη Κονία

- Επιδιόρθωση όλων των άμεσων και έμμεσων αποκαταστάσεων
- Primer για όλα τα αποκαταστατικά υλικά
- Απευαισθητοποίηση και αποτελεσματική κάλυψη της οδοντίνης

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml
Κωδικός: 41294

ivoclar Adhese® Universal VivaPen®



Συγκολλητικός παράγοντας ενός φιαλιδίου, καθολικής χρήσης, φωτοπολυμεριζόμενος άμεσων και έμμεσων αποκαταστάσεων.

- Οικονομική συσκευασία – μέχρι 190 εφαρμογές σε μονήρη δόντια ανά VivaPen*.
- Καθολική χρήση για όλες τις τεχνικές συγκόλλησης και αδροποίησης.
- Προβλέψιμα αποτελέσματα – υψηλή αντοχή δεσμού σε οδοντίνη και αδαμαντίνη.
- Πολυμερισμός μόνο σε 3" με το νέο σύστημα προϊόντων 3S PowerCure

Συσκευασίες:

- Adhese Universal System Vivapen 1x2ml/100 cannulas Ref. 754798
- Adhese Universal Vivapen Refill 1x2ml Ref. 665156

Ζελέ αδροποίησης

ivoclar Total Etch



37% Ορθοφωσφορικό οξύ σε μορφή ζελέ.

Συσκευασίες :

- Total Etch Jumbo με μία σύριγγα 30 γρ. Ref. 558530AN
- Total etch Refill με δύο σύριγγες 2 γρ. Ref. 550588AN

Συγκολλητικός παράγοντας

ivoclar Syntac®



Το κλασικό συγκολλητικό σύστημα ολικής αδροποίησης για ισχυρό χημικό δεσμό μεταξύ συνθέτων ρητινών και οδοντικής ουσίας.

Ενδείξεις:

- Για άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις.

Πλεονεκτήματα:

- Κλινικά δοκιμασμένο για πολλά χρόνια.
- Μειώνει τη μετεχειρτητική ευαισθησία.
- Άριστος, άμεσος δεσμός μεταξύ οδοντίνης/

αδαμαντίνης και σύνθετης ρητίνης.

- Μακροχρόνια αντοχή δεσμού.

Συσκευασίες:

- Refill Primer Ref. 532893 1x3γρ.
- Refill Adhesive Ref. 532892 1x3γρ.
- Refill Heliobond Ref. 532907 1x4γρ.
- Assortment Ref. 532891 με Syntac, 1x adhesive & primer 2x3 γρ, 1x Heliobond 6γρ.

Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων



Geristore



Το Geristore είναι ένα αυτοσυγκολλούμενο, ρητινώδες τροποποιημένο υαλοϊονομερές το οποίο έχει περισσότερες από δεκαεπτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά υψηλός παράγων βιοσυμβατότητας το κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού και υποουλικές αποκαταστάσεις. Είναι το μόνο ρητινώδες υαλοϊονομερές υλικό σε μορφή πάστα-πάστα και είναι ευκολότερο στη χρήση από αυτά που είναι σκόνη-υγρό. Είναι βιοσυμβατό με τους μαλακούς ιστούς και τα δόντια. Είναι υδρόφιλο και συγκολλάται παρουσία υγρασίας αίματος και μαλακών ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω του χαμηλού θερμικού συντελεστή και της βιοσυμβατότητας του, μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα.

Ενδείξεις

- Αποκαταστάσεις 5ης ομάδας ή άλλων επιφανειών μικρής αποτριβής
- Υλικό βάσης ή επικάλυψης για στεφάνες, γέφυρες, αμαλγάματα, ρητίνες, συγκολλούμενα ένθετα, επένθετα ή πολυμερισμένες με θερμότητα ρητίνες
- Συγκόλληση χυτευμένων στεφανών ή γεφυρών
- Ενδιάμεσο εμφρακτικό υλικό για νεογιλά δόντια.
- Συγκόλληση ενθέτων/επενθέτων από χρυσό
- Τοποθέτηση συγκολλούμενων αμαλαμάτων
- Επιδιόρθωση πορσελάνης
- Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων και αγκυλίων.
- Συγκόλληση γεφυρών Maryland
- Αισθητική προσωρινή αποκατάσταση σε σπασμένα φύματα

- Ανάστροφες εμφράξεις
- Κατάγματα δοντιών
- Συγκόλληση μεταλλικών στεφανών
- Επιδιόρθωση ορίων του αμαλγάματος
- Υποουλικές αποκαταστάσεις, σπασμένες ρίζες, βαθιές βλάβες από τερηδόνα, βλάβες από ριζική απορρόφηση
- Ανάστροφες εμφράξεις και διατρήσεις ριζών
- Αποκατάσταση και απόφραξη στηριγμάτων επενθέτων οδοντοστοιχιών
- Άμεση κάλυψη πολφού

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ.

Κωδικό: DNMEM031457500

ΤΙΜΗ: 85,1€ σε χρώμα A2

Ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων

3M
Filtek™
Ultimate



Η νανοτεχνολογία της 3M συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάμψη.

Άριστη αισθητική, χαμηλεοντισμός, ευελιξία για μονοστρωματική ή διαστρωματική τεχνική, χαμηλή αποτριβή και συστολή.

Αποχρώσεις οδοντίνης: A1, A2, A3, A4, B3, C4, W
Αποχρώσεις σώματος: A1, A2, A3

A3.5, A4, A6, B1, B2, B3, B5, C1, C2, C3, D2, D3, W, XW

Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, B1, B2, D2, W

Αποχρώσεις ημιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT

Συσκευασίες: Σύριγγες 4 γρ.

Κωδικός: 3920** και κασετίνες

Συμπυκνώσιμη σύνθετη ρητίνη

3M Filtek™ P60



Συμπυκνώσιμη σύνθετη ρητίνη για οπίσθιες αποκαταστάσεις με δυνατότητα στιβαγμού. Μικρός χρόνος πολυμερισμού, χαμηλή συστολή πολυμερισμού, άριστη αντίσταση στην αποτριβή και υψηλού βαθμού αντοχή του υλικού.

Αποχρώσεις: A3, B2, C2

Συσκευασία: Σύριγγες 4 γρ. **Κωδικός:** 4720**

Λεπτόρρευση ρητίνη μαζικής πλήρωσης

3M Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Η λεπτόρρευση ρητίνη μαζικής πλήρωσης για γρήγορες και ανθεκτικές αποκαταστάσεις.

Σε 4 αποχρώσεις A1, A2, A3, Universal.

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 2 γρ. **Κωδικός:** 4862**



Ρητίνη οπισθίων αποκαταστάσεων μαζικής πλήρωσης

3M Filtek™ One



• Η μοναδική νανοτεχνολογία της 3M προσφέρει αντοχή στις αποτριβές και άριστη λείανση, στίλβωση και ακτινοσκιερότητα

• Χαμηλή ογκομετρική συστολή και μειωμένες δυνάμεις πολυμερισμού

• Αυξημένη αδιαφάνεια για βελτιωμένη αισθητική

• Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι 5 mm πάχος (Bulk)

• Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, C2

• Νέας τεχνολογίας κάψουλα για εύκολη πρόσβαση

Συσκευασίες: Σύριγγες 4 γρ. **Κωδικός:** 4866**, 20 κάψουλες των 0,2 γρ. **Κωδικός:** 4867**

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

3M Filtek™ Z550

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.

• Φαινόμενο χαμαιοτοντισμού

• Μειωμένη συστολή πολυμερισμού

• Άριστη οριακή εφαρμογή

• Δεν κολλάει στα εργαλεία

• Χρώματα : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, **Συσκευασίες:**

B2, B3, C2, D3, OA2, OA3 • Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες



Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

3M Filtek™ Z250

Φαινόμενο χαμαιοτοντισμού, άριστη αντοχή στην αποτριβή.

Χρώματα: A1, A2, A3, A3.5, A4,

B1, B2, B3, C2, D3, Incisal,

Universal dentin

Συσκευασίες:

• Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες



Ρητίνη αισθητικών μονοχρωματικών αποκαταστάσεων

3M Filtek™ Universal



Σχεδιασμένη για αισθητικές μονοχρωματικές αποκαταστάσεις. Με την χρήση μόνο 8 αποχρώσεων και μίας αδιαφάνειας μπορεί να καλύψει τις 19 κλασικές αποχρώσεις. Τεχνολογία NaturalMatch που προσφέρει αισθητική και μείωση της τάσης συστολής.

Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW (Extra White).

Συσκευασία: σύριγγες 4 γρ.

Κωδικός: 6570**

Συσκευασία: Κάψουλες 20x0,20 γρ.

Κωδικός: 6575**

ivoclar

**Evetric**

Καθολικής χρήσης με νανοχρωστικές που δημιουργούν το φαινόμενο του χαμαιλεοντισμού. Εξαιρετική ακτινοσκοπιότητα των 400% Al.

Συσκευασίες:

- Κασετίνα 8x3,5 γρ. Ref. 640102 περιέχει A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin
- Σύριγγες 3,5 γρ. σε A1, A2, A3, A3.5, A3.5 Dentin, B2, B2 Dentin, B3, C2, T.
- Κασετίνα 4X3,5 γρ. 2XA2, 2XA3, 1X Evetric Bond 6γρ. Ref. 668409

ivoclar

**Συσκευασίες:**

Σύριγγα 3 γρ., κάψουλες 20x0,2 γρ.

Tetric EvoCeram®

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκοιερή νανοϋβριδική ρητίνη καθολικής χρήσης.

- Θαυμάσια, γρήγορη στίλβωση, υψηλή και μακροχρόνια λάμψη
- Πολύ λείες επιφάνειες, υψηλή αντοχή στην αποτριβή, εξαιρετικά χαμηλή συστολή
- Αποχρώσεις οδοντίνης: A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin
- Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3
- Απόχρωση υψηλής φωτοδιαπερατότητας κοπτικού άκρου: T
- Αποχρώσεις λεύκανσης: Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I

ivoclar

**Tetric PowerFill**

Ρητίνη για αποκαταστάσεις οπισθίων σε στρώσεις 4mm που φωτοπολυμερίζεται μόλις σε 3" με τη συσκευή φωτοπολυμερισμού Ivoclar Bluephase PowerCure

Συσκευασίες: σύριγγες 3 γρ. & κάψουλες 20X 0.2 γρ. σε χρώματα IVA, IVB, IVW

ivoclar

**Tetric PowerFlow**

Λεπτόρρευση ρητίνη για αποκαταστάσεις οπισθίων σε στρώσεις 4mm που φωτοπολυμερίζεται μόλις σε 3" με τη συσκευή φωτοπολυμερισμού Ivoclar Bluephase PowerCure

Συσκευασίες: σύριγγες 2 γρ. & κάψουλες 20X 0.2 γρ. σε χρώματα IVA, IVB, IVW

ivoclar

**Tetric EvoFlow®**

Λεπτόρρευση σύνθετη ρητίνη, φωτ/μενη, ακτινοσκοιερή, νανοϋβριδική.

- Ο χαμαιλεοντισμός καθιστά τις μικρές αποκαταστάσεις αόρατες.
- Σταθερό όπου απαιτείται με ασύγκριτη ακτινοσκοπιότητα.
- Αποχρώσεις οδοντίνης: A2 Dentin, B2 Dentin, A3.5 Dentin
- Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3
- Απόχρωση κοπτικού άκρου: T, I
- Αποχρώσεις λεύκανσης: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Συσκευασίες: Σύριγγα 2 γρ., Κάψουλες 20 X 0,2 γρ.

ivoclar

**IPS Empress Direct®**

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη καθολικής χρήσης για εξαιρετικά υψηλές αισθητικές απαιτήσεις διαθέσιμη σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και διαφορετικών επιπέδων φωτοδιαπερατότητας. Ιδανική για την τεχνική της διαστρωμάτωσης. Παρουσιάζει άριστες ιδιότητες στίλβωσης, φυσική αδιαφάνεια, φθορισμό και οπαλινότητα.

- Αποχρώσεις οδοντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, IVA5, IVA6, B1, B2, C3, D2, Λεύκανσης L & XL
- Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Λεύκανσης L & XL
- Αποχρώσεις διαφάνειας: Trans 30, Trans 20, Opal

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ., μικροσύριγγες Cavifill 10 X 0,2 γρ.

Νανόκοκκη ρητίνη



AELITE AESTHETIC ENAMEL



Φωτοπολυμεριζόμενη ενισχυμένη νανόκοκκη ρητίνη που χρησιμοποιείται σαν στρώμα αδαμαντίνης για αποκαταστάσεις όλων των ομάδων. Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, D2, D4, Λεύκανσης W Αποχρώσεις κοπτικού άκρου: λευκό, διάφανο.

Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ.

Κωδ.: BISEMH852 TIMH: 45€**

Μικροϋβριδική ρητίνη



AELITE ALL PURPOSE



Φωτοπολυμεριζόμενη μικροϋβριδική ρητίνη υψηλής αντοχής για όλες τις χρήσεις για αποκαταστάσεις όλων των ομάδων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαστρωματική τεχνική με την AELITE AESTHETIC ENAMEL.

Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1.

Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ.

Κωδ.: BISEMH812 TIMH: 34,5€**

Ρητίνη οπισθίων



AELITE LS POSTERIOR



Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη οπισθίων χαμηλής συστολής πολυμερισμού με συρρίκνωση μόνο 1,4% και υψηλή αντοχή. Μειώνει αισθητά τις τάσεις που μεταφέρονται στο δόντι λόγω του πολυμερισμού. Είναι ακτινοσκιερή. Η αυξημένη περικεκτικότητα σε ενισχυτικές ουσίες αποδίδει εξαιρετικά σημεία επαφής, εξαιρετική δυνατότητα διαμόρφωσης της μαστικής επιφάνειας και άριστες όμορες επιφάνειες.

Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1.

Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ.

Κωδ.: BISEMH721 TIMH: 38€**

Λεπτόρρευστη μικροϋβριδική ρητίνη



AELITEFLO



Φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας.

Αποχρώσεις: A1, A2, A2-αδιαφάνεια, A3, A 3.5, A5, B1, B3, C2, C3, D3, αδιαφάνεια λευκό, διαφάνεια

Συσκευασίες: Σύριγγα Aeliteflo1,5 γρ.

Κωδ.: BISEMH67*F**

TIMH: 17€

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων



Suprafil+



Μικροϋβριδική ρητίνη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις

- Μαλακή σύσταση για εύκολο χειρισμό
- Υψηλή διαφάνεια στις αποχρώσεις αδαμαντίνης
- Υψηλή αντοχή στην αποτριβή
- Ακτινοσκιερότητα
- Δεν κολλάει στα εργαλεία
- Αποχρώσεις οδοντίνης: A1/A2/A3/A3.5/B2
- Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1/A2/A3/A3.5/A4/B1/B2/B3/C2/C3/ Incisal

Συσκευασία: Σύριγγα 4γρ.

Κωδικός: GCDEM31396**

TIMH: 22€

Δίσκοι και ταινίες λείανσης ρητινών



Δίσκοι και ταινίες σε πολλές αδρότητες και συσκευασίες, δύο διάμετροι δίσκων 9.5 και 12.7mm, εύχρηστα μαντρέλ Pop-on.

Χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη



Συμπυκνώσιμη χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη με φθόριο και εύκολο χειρισμό για ανασύσταση κολοβωμάτων και αποκαταστάσεις οπισθίων.

Συσκευασία: 25γρ.+ 25γρ., φιαλίδιο 6ml BondLink Bond Enhancer, 25 ρύχνη Centrix +plugs, 10 mixing sticks

Κωδικός: DNMEM030616025

Τιμή: 139€

ivoclar Multicore Flow



Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων σε ζω-
ντανά και ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Προαιρετικά φωτο-
πολυμερίζεται. 4 διαφορετικές αποχρώσεις: light, medium, white
και blue.

Συσκευασία: Φύσιγγα 50 γρ. (απαιτεί τη χρήση του
ειδικού πιστολιού Ivoclar DS 24)
Σύριγγα 10 γρ. αυτόματης ανάμιξης χειρός (smartmix)

BISCO LIGHT-CORE



- Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων
- Διαμορφώνεται εύκολα, δεν κολλάει στα εργαλεία παρέχοντας εύκολο χειρισμό
- Βάθος πολυμερισμού 5mm
- Απόχρωση διαφανής
- Ιδανικό για χρήση κάτω από αισθητικές αποκαταστάσεις

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 5 γρ. έκαστη.
Κωδικός: BISEMA1727P TIMH 52€

Υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού



TheraBase

Υλικό βάσης, διπλού πολυμερισμού, αυτοσυγκολλούμενο με απελευθέρωση ασβεστίου. Επιτυγχάνει χημική συγκόλληση με την δομή του δοντιού απελευθερώνοντας και επαναφορτίζοντας ιόντα ασβεστίου χάρη στην τεχνολογία THERA της Bisco. Η απελευθέρωση ασβεστίου δημιουργεί αλκαλικό PH, ευεργετικό για την ζωτικότητα του πολφού. Είναι ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό από άλλα υλικά βάσης όπως υαλοϊονομερή και υαλοϊονομερή τροποποιημένα με ρητίνη. Είναι αδιαφανές και επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση στις ακτινογραφίες.

Κωδικός: BISEMH35010P
Τιμή: 73€

Παράγοντας διαβροχής εργαλείων



MODELING RESIN

Παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων για ρητίνες Φωτο-
πολυμεριζόμενη μικρόκοκκη ρητίνη, χαμηλής ρευστότητας που βοηθά
να τοποθετηστεί και να διαμορφώσετε τις ρητίνες διαβρέχοντας καλύ-
τερα το εργαλείο σας. Εξασφαλίζετε καλύτερη διαμόρφωση της ρητίνης
σας χωρίς να κολλάει στα εργαλεία. Σε αντίθεση με τον συγκολλητικό
παράγοντα που συχνά χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό δεν περιέχει
διαλυτικό και έτσι δεν επηρεάζει την σύσταση και αντοχή της ρητίνης.

Συσκευασία: 2 σύριγγες έκαστη 1,5 γρ.
Κωδικός: BISEMG9316P TIMH: 27€

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων



CORE-FLO DC CORE-FLO DC Lite



- Διπλού πολυμερισμού υβριδική ρητίνη με χαμηλή συρρίκνωση κατάλληλη για συγκόλληση αξόνων και κατασκευή κολοβωμάτων
- Εξαιρετική ρευστότητα, εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες, θιξοτροπική
- Υψηλή αντοχή, υψηλή συγκόλληση, εύχρηστη
- Ακτινοσκιερή
- Απόχρωση: A1

Συσκευασίες:

• CORE-FLO DC Lite με χαμηλό ιξώδες που δεν απαιτεί πιστόλι, βάση/κα-
ταλύτης 8γρ. **Κωδικός:** BISAEMA17801P TIMH: 52€

• CORE-FLO DC με υψηλό ιξώδες που απαιτεί χρήση πιστολιού, βάση/κα-
ταλύτης 8γρ. **Κωδικός:** BISEMA23011P TIMH 52€

• Αρχική συσκευασία CORE FLO DC LITE που περιλαμβάνει 2 σωληνάρια
του υλικού ανασύστασης CORE FLO DC LITE (8γρ. έκαστο) σε αποχρώσεις
Natural / A1 και Opaque White και 1 συγκολλητικό παράγοντα διπλού
πολυμερισμού Universal Primer™ Parts A&B (6ml έκαστο φιαλίδιο)
TIMH 160€

Υαλοϊονομερή αποκαταστατικά

3M Ketac™



- Νέο υαλοϊονομερές εμφρακτικό Ketac Universal
- Υαλοϊονομερές Ketac Molar σε κάψουλες ή σκόνη / υγρό
- Αισθητικό υαλοϊονομερές Ketac Fil Plus σε κάψουλες ή σκόνη / υγρό

Υλικό προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων

dm
DenMat® innovative dental technologies

PERFECTEMP II



- Το πρώτο και μοναδικό προσωρινό υλικό με δυνατότητα φθορισμού για καλύτερη προσομοίωση με τους οδοντικούς ιστούς
- Χρώματα A2, A3,5
- Χρόνος εργασίας 1:30"
- Συνολικός χρόνος 4:30"
- Συστολή πολυμερισμού 3,4%
- Χρήση με πιστόλι 4:1

Συσκευασία: 50ml. και 15 ρύγχη ανάμιξης
Κωδικός: DISEMSPD130X **TIMH:** 96,8€

Υλικά προσωρινών εμφράξεων

3M Cavit™



Συσκευασίες:

- Cavit G 28γρ. (44313)
- Cavit W 28γρ. (44130)

Υλικό προσωρινών αποκαταστάσεων

Zhermack
BEYOND INNOVATION

acrytemp



Ακρυλική αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ανθεκτικές μεταβατικές αποκαταστάσεις σε αποχρώσεις A2 και A3
Συσκευασία: Φύσιγγα 76 γρ. για πιστόλια 4:1 και 15 ρύγχη ανάμιξης
Κωδικός: ZHEEMC7002** **TIMH:** 86,7€

Φωτοπολυμεριζόμενο προσωρινό εμφρακτικό ενός συστατικού

ivoclar Telio Inlay



Ενδείξεις: Βαθιές παρασκευές ενθέτων με παράλληλα τοιχώματα, αναστρέψιμη έμφραξη των κοιλοτήτων πρόσβασης των βιδών σε επιεμφυτευματικές υπερκατασκευές, αναγόμεση προκατασκευασμένων προσωρινών πολυκαρβονικών ή μεθακρυλικών στεφανών.
Αποχρώσεις: Διαφανής και Universal

Συσκευασίες: Σύριγγες 3x2,5 γρ. ή κάψουλες 30x0,25γρ.

Υλικό προσωρινών εμφράξεων

R&S Temfil II



Έτοιμο προς χρήση προσωρινό εμφρακτικό χωρίς ευγενόλη-Υψηλής σκλήρυνσης και ταχείας πήξης. Ερμητική έμφραξη-Δεν προκαλεί ερεθισμό στον πολφώ.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 30 γρ. **Κωδ.:** GCDEM0122373 **TIMH:** 8,1€



DUO-LINK UNIVERSAL



Ενδείκνυται για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης για γέφυρες, ένθετα, επένθετα και άξονες κατασκευασμένα από μέταλλο, ρητίνη, πορσελάνη, κεραμικά υλικά, ζirkονία, αλουμίνια, κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται ανά περίπτωση με το Z-prime (ενισχυτικός παράγοντας για Ζirkονία, αλουμίνια, μέταλλα) και το Porcelain primer (ενισχυτικός παράγοντας πορσελάνης).

Παρέχει υψηλή δύναμη δεσμού, ακτινοσκιερότητα, λεπτό πάχος φιλμ, εύκολη αφαίρεση της περίσσειας και είναι κατάλληλη και για χρήση με CAD/CAM.

Συσκευασίες:

- Σύριγγα διπλής ανάμιξης βάση/καταλύτη 8 γρ.

Κωδικός: BISEMA197MWP (απόχρωση milky white) και BISEMA19030P (απόχρωση universal) **TIMH:** 63€

- Αρχική συσκευασία Duo Link Universal που περιλαμβάνει 1 ρητινώδη κονία Duo Link Universal 8γρ., 1 συγκολλητικό παράγοντα All Bond Universal 6ml, 1 σιλανιο Ζirkονίας Z-prime 2ml, 1 σιλανίο 3ml

Κωδικός: BISEMA19620K **TIMH:** 141€

3M RelyX™ Unicem



- Πολύ χαμηλός κίνδυνος μετεχειρητικής ευαισθησίας.
- Μοναδικές χημικές ιδιότητες αυτο-συγκόλλησης για εξαιρετικά υψηλή δύναμη δεσμού
- Περιορισμένες δυσχρωμίες, διασφαλίζοντας ένα μακράς διάρκειας αισθητικό αποτέλεσμα.

Προτεινόμενες Εφαρμογές:

Η Κονία RelyX™ Unicem προορίζεται για μόνιμη συγκόλληση με:

- Ολοκεραμικά, ένθετα, επένθετα, στεφάνες και γέφυρες, άξονες, γέφυρες Maryland.
- Εξ ολοκλήρου κεραμικές, συνθετικές ή μεταλλικές αποκαταστάσεις σε στηρίγματα εμφυτευμάτων.

Αποχρώσεις: Translucent, A2 Universal, A30

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 8,5 γρ. και 15 ρύγχη

Κωδικός: 5684*

Διατίθεται επίσης σε πρακτικό Σύστημα Εφαρμογής Arlicap™ / Maxicap™ από την 3M



Z PRIME PLUS



Το Z-prime plus είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας που αυξάνει την δύναμη του δεσμού της ρητινώδους κονίας στις έμμεσες αποκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία επιφανειών από Ζirkονία και αλουμίνια και άλλους τύπους κραμμάτων, ρητινών και ενδοδοντικών αξόνων. Χρησιμοποιείται με όλους τους τύπους των ρητινώδων κονιών.

Συσκευασία: 2 ml

Κωδικός: BISEMB6002P **TIMH:** 25€

3M RelyX™ Temp E / NE

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου για προσωρινή συγκόλληση στεφανών και γεφυρών. Προσφέρει πολύ μικρό πάχος στρώματος και πολύ καλή πρόσφυση στο δόντι σε συνδυασμό με εύκολη αφαίρεση της προσωρινής αποκατάστασης. Διατίθεται με ή χωρίς ευγενόλη.

Συσκευασίες:

RelyX™ Temp E 25 γρ. Βάσης και 18 γρ. καταλύτη σε μορφή πάστας. **Κωδικός:** 35014

RelyX™ Temp NE 36 γρ. Βάσης και 16 γρ. καταλύτη σε μορφή πάστας. **Κωδικός:** 56660





TheraCem

Η νέα βραβευμένη κονία που πρέπει να δοκιμάσετε!



Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού.

- Αποκτά αλκαλικό pH μετά τη συγκόλληση
- Απελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
- Δίνει ισχυρή συγκόλληση με τη ζirkονία χωρίς να απαιτεί συγκολλητικό παράγοντα
- Πολύ εύκολη αφαίρεση περισιείων
- Διαθέτει υψηλή ακτινοσκιερότητα



Συσκευασία: 8 γρ.
Κωδικός BISEMD46501P TIMH 79€

Αυτοσυγκολλούμενη κονία διπλού πολυμερισμού



BisCem



Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία για ταχεία συγκόλληση υψηλής αντοχής!

- Δεν χρειάζεται χρήση αδροποίησης και συγκολλητικού παράγοντα
- Λεπτό πάχος φιλμ συγκολλητικής κονίας (22μm)
- Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης
- Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα με ταυτόχρονη απελευθέρωση φθορίου
- Εύκολη απομάκρυνση των περισιείων
- Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μεταλλοκεραμικών και ολοκεραμικών αποκαταστάσεων, αξόνων όλων των τύπων, ενθέτων-επενθέτων

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης βάση / καταλύτης 8 γρ.
Κωδικός: BISEMD45011P TIMH: 69€

Κονία όψεων πορσελάνης



CHOICE 2



Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης. Αποδίδει χρωματική σταθερότητα με υψηλή αντοχή. Περιέχει ενισχυτικές ουσίες 79% κ.ο. και 75% κ.β. Έχει λεπτόρρευστη σύσταση για να μην εξασκεί τάσεις κατά την τοποθέτηση των όψεων. Δημιουργεί πολύ λεπτό φιλμ κάτω από τις αποκαταστάσεις. Αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, B3, C2, D2, διαφάνεια, ανοιχτό λευκό, ανοιχτό αδιαφανές, φυσικό αδιαφανές.

Αρχική συσκευασία Choice 2: 3 σύριγγες X 4.5 γρ. διαφάνεια, 1 X A2, 1 X Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml, αδροποίηση Uni-etch 5 γρ., υδροφθορικό οξύ 5 γρ., σιλάνιο δύο φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, θουρτσάκια.

Κωδικός: BISEMC3900K TIMH: 228€

Δοκιμαστικές πάστες 2 γρ. Κωδικός: BISEMC412**C TIMH: 16€

Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία

ivoclar SpeedCEM® Plus



Αυτοπολυμεριζόμενη, αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού. Ιδανικός συνδυασμός απόδοσης και ευκολίας. Η σύνθεσή της έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε αποκαταστάσεις οξειδίου του ζirkονίου, μέταλλο-κεραμικές και για τη συγκόλληση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Δίνει υψηλή ακτινοσκιερότητα και εύκολο καθαρισμό περισιείων.

Συσκευασία: Σύριγγα 9 γρ. διπλής ανάμιξης σε χρώματα διαφανές, αδιαφανές, κίτρινο.

ivoclar

Variolink® Esthetic

Αισθητική ρητινώδης κονιά, κατάλληλη για τη μόνιμη συγκόλληση αποκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων από υαλοκεραμικό, υαλοκεραμικό διπυριτικού λιθίου και ρητίνη (ένθετα, επένθετα και όψεις). Διατίθεται ως φωτοπολυμεριζόμενη VariolinkEsthetic LC μόνο για αποκαταστάσεις με μικρό πάχος υλικού <2 χιλ και ικανοποιητική διαφάνεια και ως Variolink Esthetic DC διπλού πολυμερισμού.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα, χάρη στον κατοχυρωμένο, ενεργό φωτοεκκινητή Ivocerin, ο οποίος είναι 100% ελεύθερος αμινών
- Ισορροπημένο και απλό χρωματικό σύστημα
- Φυσικός φθορισμός
- Εύκολη και ακριβής απομάκρυνση περίσσειας
- Ευέλικτη σύσταση – ιδανικός συνδυασμός ρευστότητας και σταθερότητας
- Εντυπωσιακή ακτινοδιαγνωστική



Αποχρώσεις:

Φωτεινό+, Φωτεινό, Ουδέτερο, Ζεστό, Ζεστό+

Συσκευασίες:

Διατίθεται σε κασετίνες, μεμονωμένες σύριγγες και σε δοκιμαστικές πάστες χρώματος.

Ρητινώδης κονιά γενικής χρήσης

ivoclar

Multilink® Automix

Ενδείξεις:

Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων (ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, ενδορριζικών αξόνων) κατασκευασμένων από:

- Μέταλλο και μεταλλοκεραμικά υλικά.
 - Ολοκεραμικά υλικά (πυριτικά)
 - Ενισχυμένα ολοκεραμικά υλικά (οξειδίου του ζirkονίου και οξειδίου του αλουμινίου).
 - Σύνθετη ρητίνη και σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με ίνες (FRC).
- Πλεονεκτήματα:
- Υψηλή αντοχή δεσμού σε όλες τις επιφάνειες
 - Εύκολη αφαίρεση περίσσειας.
 - Μήτρα σύνθετης ρητίνης βασισμένη στη Variolink II, τη ρητινώδη κονιά με την ηγετική θέση παγκοσμίως
 - Χημικά πολυμεριζόμενο υλικό με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού.
 - Τροποποιητής με αδροποιητικούς ενεργοποιητές (Self-etching primer).



Συσκευασία:

- System Pack : 1 σύριγγα Multilink automix 9 γρ., 1 Monobond plus 5 γρ., 1 Multilink primer A+B 6 γρ., 1 Liquid Strip 2,5 γρ.
- Multilink Automix Try-In Paste : νέες πάστες δοκιμής σε όλες τις αποχρώσεις σε συρ. 1,7 γρ.

Αποχρώσεις:

Αδιαφανές, Κίτρινο, Διαφανές, Λευκό.

Αδροποίηση και προετοιμασία σε ένα στάδιο

ivoclar Monobond Etch & Prime

Υλικό προετοιμασίας υαλοκεραμικών ενός συστατικού πριν από την συγκόλληση με ρητινώδεις κονίες. Αδροποίηση και σιλοποίηση σε ένα εύκολο στάδιο. Ταυτόχρονα, απομακρύνει υπολείμματα σάλιου από την επιφάνεια.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 γρ. Ref. 673026



Πάστα καθαρισμού του σάλιου

ivoclar

Ivoclean

Καθαρίζει αποτελεσματικά εκτός στόματος τις επιφάνειες συγκόλλησης των κεραμικών και των μεταλλικών προσθετικών αποκαταστάσεων, μετά από τη δοκιμή στο στόμα.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 γρ. Κωδικός: IVO637568AN



Γέλη καθαρισμού του σάλιου

BISCO

ZirClean

ZirClean

Για τον καθαρισμό των επιφανειών συγκόλλησης των ζirkονίων, των κεραμικών και μεταλλικών αποκαταστάσεων μετά από την ενδοστοματική δοκιμή.

Συσκευασία: Σύριγγα 5 γρ. με 15 ρύγχη μιας χρήσης
Κωδικός: BISEMB7351P TIMH: 21€

Ουδέτερο στρώμα και αποκαταστατικό

Dentsply Sirona **IRM®**



Οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη. Χρήση ως ουδέτερο στρώμα και ως αποκαταστατικό μεταβατικό υλικό.

Συσκευασία: 40 γρ. σκόνη και 15ml υγρό.
Κωδικός: DECEM60661500

Ουδέτερο στρώμα

Dentsply Sirona **Dycal®**



Υδροξειδίου του ασβεστίου, χημικά πολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, δεν εμποδίζει τον πολυμερισμό ακρυλικών και σύνθετων ρητινών.

Συσκευασία: σωληνάκια πάστα βάσης 13 γρ., και πάστα καταλύτη 11γρ. σε χρώμα Ivory.
Κωδικός: DECEM61105606

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

3M

RelyX™ Universal



Προτεινόμενες Εφαρμογές

- Πρακτικά για όλες τις ενδείξεις με χρήση ρητινώδους κονίας
- Όψεις
- Υπερεπένθετο
- Ένθετα/Επένθετα
- Στεφάνες
- Γέφυρες
- Άξονες ενδοδοντίας
- Maryland γέφυρες
- Ένθετες και επένθετες γέφυρες

- Πρακτικά για όλα τα υλικά ακόμα και υαλοκεραμικά, ζirkονία, μέταλλο και ρητινώδη υλικά.

Δοκιμαστικό kit: RelyX™ Universal 3,4 γρ. κονίας, συγκολλητικός παράγοντας SBU Plus 1,5 ml, αδροποίηση SBU Etchant 3ml

Κωδικός: 56969 (TR), 56970 (A1)

Ανταλλακτικές συσκευασίες: RelyX™ Universal 3,4 γρ. κονίας

Κωδικός: 56971 (TR), 56972 (A1), 56973 (A30P), 56974 (W0)

Υαλοϊονομερής κονία συγκολλήσεων

3M Ketac™ Cem Radiopaque
Ketac™ Cem Easymix

- Μόνιμη συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών από κεραμικά συστήματα εξ ολοκλήρου από αλουμίνα και ζirkονία με ενισχυμένο σκελετό
- Μόνιμη συγκόλληση ενδοδοντικών αξόνων και ορθοδοντικών μηχανημάτων κατασκευασμένων από μέταλλο
- Επίστρωση κοιλοτήτων
- Διατίθεται και σε Easymix για εύκολο χείρισμό και σεκάψουλες Arliscap και Maxicap

Συσκευασίες:

- Ketac cem Radiopaque 33 γρ. σκόνης και 12ml υγρού, **Κωδικός:** 37200
- Ketac cem Easymix 30 γρ. σκόνης και 12ml υγρού, **Κωδικός:** 56900



Ρητινώδης τροποποιημένη υαλοϊονομερής κονία

3M RelyX™ Luting



- Μόνιμη συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών από κεραμικά συστήματα εξ ολοκλήρου από αλουμίνα και ζirkονία με ενισχυμένο σκελετό
- Μόνιμη συγκόλληση ενδοδοντικών αξόνων και ορθοδοντικών μηχανημάτων κατασκευασμένων από μέταλλο

Συσκευασίες:

Σετ 16 γρ. σκόνης και 9ml υγρού, **Κωδικός:** 3505



THERACAL LC



Ρητινωδώς τροποποιημένο πυριτικό ασβέστιο, φωτοπολυμεριζόμενο, μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα ουδέτερα στρώματα όπως τα Dycal®, υαλομερείς κονίες, υδροξειδία του ασβεστίου κ.τ.λ. Επίσης ενδύκνεται για άμεση κάλυψη πολφού σε μικρές αποκαλύψεις λόγω του γεγονότος ότι περιέχει στη σύσταση του ασβέστιο. Η απελευθέρωση ασβεστίου και το αλκαλικό pH έχουν σημαντική θεραπευτική δράση και βοηθούν στην ανάπτυξη δευτερογενούς οδοντίνης. Προστατεύει και απομονώνει τον πολφό.

Συσκευασίες:

1 σύριγγα του 1 γρ. Κωδικός: BISEMH3301P ΤΙΜΗ: 21,75€

4 σύριγγες του 1 γρ. Κωδικός: BISEMH33014P ΤΙΜΗ: 65,25€



Κονία προσωρινής συγκόλλησης



Temporary Cement



Προσωρινή κονία συγκόλλησης χωρίς ευγενόλη με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου.

Συσκευασία: 40 γρ. βάση πάστα, 14 γρ. καταλύτη, 1 μπλόκ ανάμειξης.

Κωδικός: GCDEM0127699 ΤΙΜΗ: 19,9€

Μεταλλικά Δισκάρια



Διάτρητα μεταλλικά δισκάρια για αποτύπωση. Διατίθενται σε 6 μεγέθη για άνω-κάτω φραγμό.
ΤΙΜΗ: 5,9€

Πλαστικά Δισκάρια



Perfectray



Διάτρητα διαφανή πλαστικά δισκάρια για αποτύπωση small, medium, large (άνω-κάτω φραγμού)
Κωδικός: DNMEMSPD14** ΤΙΜΗ: 1,5€

Βινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας



Express™ & Express™ XT

Τα Express και τα Express XT προσφέρουν υψηλής ακρίβειας αποτυπώματα. Διατίθενται σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων για χρήση με συσκευή Pentamix ή για χρήση με πιστόλι Garant.



ivoclar

Virtual®



- Άριστη προσαρμογή και μετατόπιση υγρασίας, εξαιρετική ισορροπία φυσικών ιδιοτήτων
- Εξαιρετική αναγνωσιμότητα και ακρίβεια
- Ευέλικτοι χρόνοι εργασίας και γρήγορη φάση πήξης
- Άρωμα φρέσκιας μέντας

Αποχρώσεις:

Θαλασσί: Virtual Putty, Virtual Heavy Body και Virtual Monophase Καραμελέ: Virtual Light Body και Virtual Extra Light Body

Συσκευασίες:

- Λεπτόρρευστο Light Body Refill σε 2 ιξώδη και 2 χρόνους πήξης 2X50ml και ρύγχη,
- Παχύρρευστο Putty σε 2 χρόνους πήξης 2X300ml.
- Virtual 380 για συσκευή αυτόματης ανάμιξης

Clinix

Solutions in dentistry



Η υδρόφιλη σύσταση του Siliperfect-AD II επιτρέπει την αυξημένη ακρίβεια και το μειωμένο κίνδυνο σχηματισμού κενών λόγω της παρουσίας σάλιου.

Οι μηχανικές ιδιότητες του πολυμερισμένου υλικού είναι εξαιρετικές και επιτυγχάνει υψηλής ακρίβειας αποτύπωση των λεπτομερειών. Διατίθεται σε δύο χρόνους πήξης.

Συσκευασίες:

- Παχύρρευστο 2x250ml

Κωδικός: GCDEM011623* ΤΙΜΗ: 50€

- Λεπτόρρευστο 2x50ml + ρύγχη

Κωδικός: GCDEM011623* ΤΙΜΗ: 35€

dm

DenMat | innovative dental technologies



- Υδρόφιλο υλικό με θιξοτροπικές ιδιότητες
- Εξαιρετική απόδοση ορίων
- Δύο χρόνοι πήξης
- Γεύση βατόμουρο
- Τέσσερις επιλογές λεπτόρρευστου: heavy, medium, lite, extra lite

Συσκευασίες:

- Splash παχύρρευστο Regular ή Fast, βαζάκια 2x250ml, Τιμή: 78€
- Splash λεπτόρρευστο Regular ή Fast, φύσιγγες 2x48ml και ρύγχη ανάμειξης, ΤΙΜΗ: 37€

dm

DenMat | innovative dental technologies

BITE REGISTRATION



- Chocolate Bite με γεύση σοκολάτας. Έχει υψηλό μέτρο ελαστικότητας (η σκληρότητά του προσεγγίζει αυτή της γύψου). Ιδανικό για καταγραφή δήξης. Χρόνος πολυμερισμού: 1.30'
- Vanilla Bite με γεύση βανίλιας. Ίδιο με chocolate bite αλλά με χρόνο πολυμερισμού: 55".
- Clear Matrix διαφανές υλικό με γεύση μέντας για καταγραφή δήξης και κατασκευή «μήτρας» για προσωρινές αποκαταστάσεις. Χρόνος πολυμερισμού: 2.30'.

Συσκευασία:

2 φύσιγγες συνολικά 96ml και ρύγχη

Κωδικός: DISEMSPE1186, DISEMSPE1105, DISEMSPD1104, ΤΙΜΗ: 33,1€



elite HD+



Συσκευασίες:

- Παχύρρευστο 2x250ml
Κωδικός: ZHEEMC203** ΤΙΜΗ: 67,2€
- Παχύρρευστο 4 X 450ml
Κωδικός: ZHEEC2030** ΤΙΜΗ: 202,6€
- Λεπτόρρευστο 2x50ml και ρύγχη σε διάφορες ρευστότητες
Κωδικός: ZHEEMC203** ΤΙΜΗ: 48€
- Συσκευασίες για συσκευές αυτόματης ανάμιξης με 2x380ml βάση-καταλύτη και 15 ρύγχη ανάμιξης
Κωδικός: ZHEEM2023** ΤΙΜΗ: από 128€



hydrorise



Συσκευασίες:

- Παχύρρευστο 300ml βάση + 300ml καταλύτη
Κωδικός: ZHEEMC2070** ΤΙΜΗ: 87,5€
- Παχύρρευστο 4 X 450ml
Κωδικός: ZHEEC2070** ΤΙΜΗ: 234,6€
- Λεπτόρρευστο 2x50ml + ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20700* ΤΙΜΗ: 52,3€
- Συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20704* ΤΙΜΗ: 128,6€



hydrorise implant



Για αποτύπωση εμφυτευμάτων

Hydrorise Implant Heavy body

- Συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207090 ΤΙΜΗ: 191,9€

Hydrorise Implant Medium body

- Συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207092 ΤΙΜΗ: 191,9€

Hydrorise Implant light body

- Συσκευασία λεπτόρρευστου 2x50ml βάση - καταλύτη + 12 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207091 ΤΙΜΗ: 62,9€



zetaplus intro kit



Σιλικόνη συμπίκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας διαστάσεων.

Συσκευασία:

- 900ml παχύρρευστο, 140ml λεπτόρρευστο, 60ml καταλύτης
Κωδικός: ZHEEMC100730 ΤΙΜΗ: 41,3€

Kelly's



Ευγενολόχο φύραμα για λήψη αποτυπωμάτων ακριβείας

Συσκευασία:

- 2 σωληνάρια (βάση 50 γρ. και καταλύτης 60 γρ.)
Κωδικός: TELEMKELLPAS ΤΙΜΗ: 31,4€



ACTEON Expasyl™

- Απολύτως atraumatic μέθοδος που δεν βλάπτει το προσεφυκτικό επιθήλιο
- Απλή & γρήγορη εφαρμογή σε σχέση με το νήμα (κέρδος > 10' σε κάθε αποτύπωμα)
- Τέλεια αιμόσταση, ανώδυνη εφαρμογή
- Αξιόπιστο αποτέλεσμα στην αποτύπωση

Συσκευασίες:

- Ανταλλακτικές φύσιγγες φράουλα 20 τεμάχια **Κωδικός: ROLEM261001**
- Ανταλλακτικά ρύγχη 40 τεμάχια **Κωδικός: ROLEM261040**
- Πιστόλι εφαρμογής **Κωδικός: ROLEM260900**

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

3M Impregum™ Soft, Penta/Soft, Super Quick



Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υψηλής ακρίβειας για μονοφασική τεχνική αποτύπωσης. Διατίθεται σε συσκευασίες για ανάμιξη με το χέρι και για συσκευές Pentamix.

Συσκευασίες:

- Impregum Soft (31755), 2 βάσεις των 120ml και 2 καταλύτες των 15ml
- Impregum Penta (31644), 2 βάσεις των 300ml και 2 καταλύτες των 60ml
- Impregum Penta Soft (31730), 2 βάσεις των 300ml και 2 καταλύτες των 60ml
- Impregum Super Quick 1 βάση των 300ml και 1 καταλύτης των 60ml για medium (69386) και heavy (69410) ιξώδη και 2 σύριγγες των 50ml + 5 ρύγχη +5 ενδοστοματικές σύριγγες για ιξώδες light body (69380).

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

3M Monophase Penta

Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υψηλής ακρίβειας για μονοφασική τεχνική αποτύπωσης. Διατίθεται σε συσκευασία για συσκευές Pentamix.

Συσκευασίες:

- Monophase Penta Ref 31796, 1 βάση των 300ml και 1 καταλύτης των 60ml
- Monophase Soft Penta Ref 31798, 1 βάση των 300ml και 1 καταλύτης των 60ml



Βινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

Dentsply Sirona

Aquasil Ultra+

Ένα αποτυπωτικό με εκτενή έρευνα που το κατατάσσει στα κορυφαία όσον αφορά στην ακρίβεια και στην αντοχή στην απόσχιση. Διατίθεται σε 2 χρόνους και 4 ρευστότητες.

Συσκευασία:

- Παχύρρευστο (250+250ml) και λεπτόρρευστο (2 X 50ml και 6 ρύγχη)

Κωδικός: DECEM6787**



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

hydrogum 5

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας με σταθερότητα διαστάσεων 5 ημερών, με γέυση εξωτικών φρούτων και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'.

Κωδικός: ZHEEMC302070

Συσκευασία: 453 γρ.

ΤΙΜΗ: 14€



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

orthoprint

Αλγινικό 500 γρ. κατάλληλο για λήψη αποτυπωμάτων για ορθοδοντικές εργασίες και εκμαγεία μελέτης, γέυση βανίλια και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'.

Συσκευασία: 500 γρ.

Κωδικός: ZHEEMC302145

ΤΙΜΗ: 12,9€



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

tropicalgin

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας, με γέυση μάνγκο, χρωματική αλλαγή και γρήγορο χρόνο πήξης 2:35'.

Κωδικός: ZHEEMC302240

Συσκευασία: 453 γρ.

ΤΙΜΗ: 12,9€



Αιμοστατικό τζελ

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Viscostat: 20% θειικός σίδηρος, επιτυγχάνει βαθιά αιμόσταση και αναστέλλει την αιμορραγία σε δευτερόλεπτα.

Συσκευασία: Σύριγγα 30ml

Κωδικός: ULTEM645 Τιμή: 53€

Viscostat Clear: 25% κλωριούχο αργίλιο εξαλείφει προσωρινά την ήπια αιμοραγία χωρίς να χρωματίζει. Ενδεικτικό για την αισθητική ζώνη.

Συσκευασία: Σύριγγα 30ml

Κωδικός: ULTEM6408 Τιμή: 54€



Νήμα απόπτωσης ούλων

Zhermack
BEYOND INNOVATION

elite Cord

Νήμα απόπτωσης ούλων με ειδική πλέξη η οποία επιτρέπει κατά την τοποθέτηση του στην ουλοδοντική σχισμή να παραμένει στη θέση του χωρίς να σπάει η να παραμορφώνεται. Είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και διατίθεται σε 5 μεγέθη: 000,00,0,1,2. **Συσκευασία:** 275cm **Κωδικός:** ZHEEMC6100** **ΤΙΜΗ:** 18€

Νήμα απόπτωσης ούλων

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Ultrapak

100% βαμβάκι με ειδική πλέξη για να συμπιέζεται εύκολα, να είναι απορροφητικό και να παραμένει στην θέση.

Συσκευασία περίπου 244cm

Κωδικός: # 000 **ΤΙΜΗ:** 20,5€

Κωδικός: # 00 **ΤΙΜΗ:** 18,5€

Κωδικός: # 0 # 1 # 2 # 3 **ΤΙΜΗ:** 16,95€



Συσκευή Ανάμιξης Αλγινικού

Zhermack
BEYOND INNOVATION

MX300

Νέα συσκευή αυτόματης ανάμιξης αλγινικού με ψηφιακή οθόνη και υψηλή ταχύτητα 3600 rpm **ΤΙΜΗ:** 1097€



Αιμοστατικός παράγοντας

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Astringedent®

- Υδατικό διάλυμα 15,5% θειικού σιδήρου με pH ~1,0
 - Αναστέλλει την αιμορραγία σε δευτερόλεπτα
 - Εμποδίζει την επιμόλυνση με ουλικό υγρό
 - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για φορμοκρεσόλη στις πολυτομές
- Κωδικός:** ULTEM111 **ΤΙΜΗ:** 42,95€




Kerr™




Περιστροφική κίνηση όταν θέλετε. Ασύμμετρη παλίνδρομη κίνηση όταν την χρειάζεστε.

Τα εργαλεία TF Adaptive στηρίζονται στα δοκιμασμένα και τεκμηριωμένα TF και είναι κατασκευασμένα με τη διαδικασία της συστροφής και της θερμικής επεξεργασίας R Phase. Έτσι σε αντίθεση με τα συνηθισμένα εργαλεία Ni-Ti που είναι κατασκευασμένα με τροχισμό έχουν 2-3 φορές μεγαλύτερη αντοχή στην κυκλική κόπωση και 70% μεγαλύτερη ευκαμψία. Τα εργαλεία TF Adaptive μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα κλασικά μικρομότορ ή γωνιακές ενδοδοντίες που κάνουν περιστροφική κίνηση ή ακόμα καλύτερα με το μικρομότορ Sybron Elements και την κίνηση Adaptive. Η επαναστατική κίνηση Adaptive του μοτέρ ενδοδοντίας Elements είναι βασισμένη σε ένα πατενταρισμένο έξυπνο αλγόριθμο ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με το σύστημα μηχανοκινούμενων εργαλείων TF Adaptive. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο μηχανοκινούμενο εργαλείο TF Adaptive να μεταβάλλει την κίνησή του κατά την ενδορριζική περιστροφή του, ανάλογα με το μέγεθος της αντίστασης που δέχεται κατά την μηχανική διεύρυνση. Αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο κάνει αυτόματα είτε περιστροφική είτε ασύμμετρη παλίνδρομη κίνηση (reciprocation), ανάλογα με τις δυνάμεις που ασκούνται μέσα στον ριζικό σωλήνα. Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης είναι η εξαιρετική αφαίρεση των ρινισμάτων οδοντίνης με την περιστροφική κίνηση και η ελαχιστοποίηση του φαινομένου του "βιδώματος" του εργαλείου μέσα στο ριζικό σωλήνα με την ασύμμετρη παλίνδρομη κίνηση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADAPTIVE



Περιστροφική κίνηση:
600° δεξιόστροφα και
0° αριστερόστροφα όταν
το εργαλείο δεν δέχεται αντίσταση.



**Ασύμμετρη παλίνδρομη
κίνηση (reciprocation):**
370° δεξιόστροφα και έως 50°
αριστερόστροφα όταν το εργαλείο
δέχεται αντίσταση



Μοτέρ e-motion:
Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και βάση
δεδομένων για 24 συστήματα μηχανοκινούμε-
νων ρινών. Περιλαμβάνει την υπερδύναμη κίνηση
Adaptive.

Κωδικός Μοτέρ

815-1702 Μοτέρ Ενδοδοντίας e-motion/ περιλαμβάνει μοτέρ,γωνιακή 8:1,ποδοδιακόπτη.

Μηχανοκινούμενα εργαλεία TF Adaptive: **ΤΙΜΗ: 70,9€** για τις κάτωθι συσκευασίες.

817-3003	TF Adaptive Κιτ Στενών Ριζικών σωληνών 23mm/ Περιλαμβάνει 3τμχ. K-files (08,10,15) ,3 τμχ. TFA μηχανοκινούμενα εργαλεία(SM1,SM2,SM3).	817-4203	TF Adaptive Εργαλείο SM1 23mm-κουτί 4 τμχ.
817-3007	TF Adaptive Κιτ Στενών Ριζικών σωληνών 27mm/Περιλαμβάνει 3τμχ. K-files (08,10,15) ,3 τμχ. TFA μηχανοκινούμενα εργαλεία(SM1,SM2,SM3).	817-4207	TF Adaptive Εργαλείο SM1 27mm-κουτί 4 τμχ.
817-4003	TF Adaptive Κιτ Μεσαίων/Μεγάλων Ριζικών σωληνών 23mm/Περιλαμβάνει 3 τμχ. K-files(08,10,15) ,3 τμχ. TFA μηχανοκινούμενα εργαλεία (ML1,ML2,ML3).	817-6253	TF Adaptive Εργαλείο SM2 23mm-κουτί 4 τμχ.
817-4007	TF Adaptive Κιτ μεσαίων/μεγάλων Ριζικών σωληνών 27mm/Περιλαμβάνει 3 τμχ. K-files(08,10,15) ,3 τμχ. TFA μηχανοκινούμενα εργαλεία (ML1,ML2,ML3).	817-6257	TF Adaptive Εργαλείο SM2 27mm-κουτί 4 τμχ.
		817-4353	TF Adaptive Εργαλείο SM3 23mm-κουτί 4 τμχ.
		817-4357	TF Adaptive Εργαλείο SM3 27mm-κουτί 4 τμχ.
		817-8253	TF Adaptive Εργαλείο ML1 23mm-κουτί 4 τμχ.
		817-8257	TF Adaptive Εργαλείο ML1 27mm-κουτί 4 τμχ.
		817-6353	TF Adaptive Εργαλείο ML2 23mm-κουτί 4 τμχ.
		817-6357	TF Adaptive Εργαλείο ML2 27mm-κουτί 4 τμχ.
		817-4503	TF Adaptive Εργαλείο ML3 23mm-κουτί 4 τμχ.
		817-4507	TF Adaptive Εργαλείο ML3 27mm-κουτί 4 τμχ.

Kerr™ ZenFlex



Υψηλή αντοχή. Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης.

Ιδανική ισορροπία μεταξύ αντοχής και ευκαμψίας. Τα ZenFlex σας επιτρέπουν την επίτευξη του μήκους εργασίας μειώνοντας τον κίνδυνο της θραύσης του εργαλείου και διατηρώντας την δομική ακεραιότητα του δοντιού.



Υψηλή κοπτική ικανότητα

Σχεδιασμένα με τριγωνική διατομή και ειδική πατενταρισμένη θερμική επεξεργασία, τα ZenFlex εξασφαλίζουν υψηλή κοπτική ικανότητα που σας επιτρέπουν να φτάσετε στο μήκος εργασίας ακόμα και σε ριζικούς σωλήνες με δύσκολη ανατομία.



Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης

Η μέγιστη διάμετρος της έλικας του 1mm και το μη κοπτικό άκρο, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα της μετατόπισης του ριζικού σωλήνα και εξασφαλίζουν την δομική ακεραιότητα του δοντιού.



Εξαιρετική αντοχή

Η εξαιρετική αντοχή στην ροπή στρέψης και την κυκλική κόπωση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα της θραύσης του εργαλείου και της μετατόπισης του ριζικού σωλήνα.



Εξαιρετική ελαστικότητα

Το ειδικά θερμικά-επεξεργασμένο σχήμα του εργαλείου εξασφαλίζει εξαιρετική ελεγχόμενη μνήμη και ευκαμψία πάνω από 90°. Το ZenFlex διατηρεί το προκαμπυλομένο σχήμα του με αποτέλεσμα την ευκολότερη εισαγωγή του εργαλείου ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες του ριζικού σωλήνα.



Αντίστοιχοι κώνοι γουταπέρκας ZenFlex

Διατίθενται αντίστοιχου μεγέθους και κωνικότητας με τα μηχανοκινούμενα εργαλεία κώνοι γουταπέρκας που καλύπτουν όλα τα κλινικά περιστατικά.

Συσκευασίες: Διατίθενται σε κωνικότητες 04 και 06 και σε μεγέθη από 20 έως 55 σε μεμονωμένα κουτάκια και σε ασορτί κουτάκια μεγέθους 20-45 σε κωνικότητες 04 και 06. Κουτί 6τμχ.

Τιμή: 40,2€

Χειροκίνητα εργαλεία συμπύκνωσης

Kerr™

Τα εργαλεία Buchanan έχουν ένα άκρο νικελοτιτανίου και ένα ανοξείδωτο ατσάλι και χρησιμοποιούνται για κάθε τεχνική θερμής ή ψυχρής συμπύκνωσης.
Κωδικός: SYBEM974-00 ΤΙΜΗ: 79,6€** έκαστο



Kerr™ Traverse

Σας παρουσιάζουμε τα Traverse™ μηχανοκινούμενα εργαλεία διαβατότητας. Πριν από 125 χρόνια, η Kerr κατασκεύασε τα K-files και τώρα σας παρουσιάζει τα εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας - Traverse, που απλοποιούν την διαδικασία, εμπνέουν εμπιστοσύνη, είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Αντοχή στην καταπόνηση & παραμόρφωση / αντίσταση στη θραύση
Η μοναδική τεχνολογία "Μεταβλητής Θερμικής επεξεργασίας" των ρινών Traverse εξασφαλίζουν υψηλότερη αντοχή στην στρέψη συγκριτικά με άλλα μηχανοκινούμενα εργαλεία διαβατότητας στην αγορά.

Προσπελάστε τις ενσπασίσιμες και την δύσκολη ανατομία.
Η τριγωνική διατομή και η περιστροφική κίνηση συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των εμποδίων που παρουσιάζονται στον ριζικό σωλήνα.

Απλοποίηση διαδικασίας & Μείωση χρόνου εργασίας
Συγκριτικά με τα παραδοσιακά εργαλεία χειρός, τα Traverse απαιτούν λιγότερα εργαλεία για την προσπέλαση του ριζικού σωλήνα σε όλο μήκος εργασίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τον χρόνο εργασίας.

Μη κοπτικό άκρο για καλύτερο έλεγχο
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της μεταβολής σχήματος και διάτρησης του ριζικού σωλήνα. Η βελτιωμένη αντοχή του εργαλείου στην στρέψη μειώνει την πιθανότητα θραύσης και παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο της παρασκευής.



Μέγιστη διάμετρος εγκάρσιας διατομής έλικας
Με μέγιστη διάμετρο έλικας μόνο 1mm, τα Traverse διατηρούν περισσότερο την δομική ακεραιότητα του δοντιού συγκριτικά με τις ρίνες με συνεχόμενη ή σταδιακή κωνικότητα.

Ανώτερη μηχανική διαβατότητα
Με τα Traverse γίνεται πιο αποτελεσματική η τεχνική διεύρυνσης του ριζικού σωλήνα, δημιουργώντας ένα πιο κωνικό μονοπάτι διαβατότητας. Με αυτό τον τρόπο μειώνουν την καταπόνηση που δέχονται τα επόμενα εργαλεία διαμόρφωσης σε σύγκριση με τα μηχανοκινούμενα εργαλεία με κωνικότητα 02*

Συσκευασίες:
SYBEM818-2157 13/06/25mm
SYBEM818-2187 18/06/25mm
SYBEM818-2147 1τμχ. 25/08/17 mm + 3 τμχ. 13/06/25 mm
SYBEM818-2197 1τμχ. 25/08/17 mm + 3τμχ. 18/06/25 mm
SYBEM818-8256 25/08/17mm (Orifice opener)
Κουτί 4τμχ.
Τιμή: 56,6€

Ενδοδοντικά μικροεργαλεία χείρος

Kerr™

- K-Files /Hedstrom Files/Reamers 6τμχ. μεγέθη έως 80, **ΤΙΜΗ: 14,3€**
- Triple-Flex, εργαλεία από ανοξείδωτο ατσάλι εύκαμπτα, 6τμχ., **ΤΙΜΗ: 19,2€**



- Νευροεξαγωγοί 6τμχ **ΤΙΜΗ: 3,2€**
- Lentulo με ελατήριο 4τμχ **ΤΙΜΗ: 12,6€**
- Gates Glidden 6τμχ **ΤΙΜΗ: 14,8€**
- Peeso Reamers 6τμχ **ΤΙΜΗ: 14,8€**

Φυράματα



- Sealapex: υδροξείδιο του ασβεστίου χωρίς ευγενόλη για γρήγορη επούλωση και διαμόρφωση των σκληρών ιστών.
Συσκευασία 12γρ. βάση/12γρ. καταλύτη **Κωδικός: SYBEM18432 ΤΙΜΗ: 37€**
- Tubli-Seal: οξείδιο του ψευδαργύρου με ευγενόλη με ανοικτό χρώμα και ακτινοσκοπικό.
Συσκευασία 15γρ. βάση/5γρ. καταλύτη **Κωδικός: SYBEM00340 ΤΙΜΗ: 52€**
- Puip Canal Sealer: οξείδιο του ψευδαργύρου με ευγενόλη, μη τοξικό, πολύ ακτινοσκοπικό. Διατίθεται και στην έκδοση PC Sealer EWT με μεγάλο χρόνο εργασίας.
Συσκευασία 10,5γρ. σκόνη/4ml υγρό **Κωδικός: SYBEM24746 ΤΙΜΗ: 92,3€**

Kerr™

Φύραμα μόνιμης έμφραξης ρ.σ



AH Plus Jet



Ρητινούχο φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων σε μορφή πάστα- πάστα σε σύριγγα αυτόματης ανάμιξης.

Συσκευασία: Refill: 2 σύριγγες των 15 γρ.

Κωδικός: DECEM60620118

Παράγοντας χήλσης




- Αντιβακτηριακή δράση.
- Υδατοδιαλυτό για εύκολη απομάκρυνση.

Συσκευασία: Σύριγγα 10ml

Κωδικός: GCDEM3130548 TIMH: 24€

Βάση οργάνωσης ενδοδοντίας




Κλιβανιζόμενη βάση οργάνωσης 48 θέσεων + 4 φαλιδίων

Κωδικός: PRPEMONE4811 TIMH: 14,8€

Μεταλλικό κάλυμμα για την παραπάνω θήκη.

Κωδικός: PRPEMONE4830 TIMH: 7,4€

Θήκη για βάση οργάνωσης ενδοδοντίας

Κωδικός PRPEMONE4821 TIMH: 16€

Μετρητής ενδοδοντίας



Endo Block



Κλιβανιζόμενος μετρητής ενδοδοντίας χρώματος μπλε.

Κωδικός: PRPEMONE4888 TIMH: 12,8€

Φύραμα προσωρινής έμφραξης ριζικού σωλήνα




UltraCal XS

Το UltraCal XS είναι μία πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου 30-35% σε πάστα με ειδική σύνθεση η οποία είναι υδατική και ακτινοσκιερή.

- Αντιβακτηριδιακό
- Υψηλό pH 12,5
- Ακτινοσκιερό

• Ακριβής τοποθέτηση χάρη στο ρύγχος NaviTip

Συσκευασία: 4 σύριγγες x 1,2 ml (1,76 g) και 20 x NaviTips 29 ga (5 σε κάθε μήκος)

Κωδικός: ULTEM1027P

TIMH: 66,5€

Κώνι γουταπέρκας




Autofit Feather tip Gutta percha

Συνεχόμενη κωνικότητα και πολύ λεπτό άκρο, σαν φτερό.

Συσκευασία:

Κουτί 100 τμχ. σε μεγέθη FF, M-F, F, F-M, M, M-L, L.

Τιμή: 38,2€



Κώνι χάρτου




Κουτί με χρωματική κωδικοποίηση, assortί και μεμονωμένα μεγέθη από 15-80 200τμχ. TIMH: 4,4€

- Με κωνικότητα 4% και 6% σε μεγέθη από 15-80 100τμχ. TIMH: 6,6€

Κώνι γουταπέρκας




Κουτί με χρωματική κωδικοποίηση, assortί και μεμονωμένα μεγέθη από 15-80 120τμχ. TIMH: 7€

- Με κωνικότητα 4% και 6% σε μεγέθη από 15-80 60τμχ. TIMH: 9,5€

Λάστιχα και πλαίσιο απομόνωσης




• Λάστιχα 36τμχ διαστάσεων 15.2 x 15.2 cm και σε πάχος medium. Κωδικός: GCDEM0127402 TIMH: 11,7€

- Κλιβανιζόμενο πλαστικό πλαίσιο απομονωτήρα. Κωδικός: PRPEMONE4866 TIMH: 9,9€

Φύραμα μόνιμης έμφραξης ριζικού σωλήνα

Dentsply
Sirona

**AH 26
SILVERFREE**



Ρητινούχο φύραμα με άριστη πρόσφυση στα τοιχώματα του ρ.σ. Δεν ερεθίζει, δεν περιέχει άργυρο και είναι ακτινοσκιερό.

Συσκευασία: Σκόνη 8 γρ. και γέλη 10 γρ.
Κωδικός: DECEM60621101

Φύραμα μόνιμης έμφραξης ριζικού σωλήνα

Dentsply Sirona **AH PLUS
Root Canal Sealer**



Ρητινούχο φύραμα σε μορφή πάστα/πάστα. Βιοσυμβατό, ακτινοσκιερό, επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα.

Συσκευασία: 2 σωληνάρια 4+4ml
Κωδικός: DECEM60620110

Endo Ring

premium plusuk



• Κλιβανιζόμενο εργονομικό δαχτυλίδι με μετρητή και ανταλλακτικά σφουγγαράκια για μεταφορά των εργαλείων στο χέρι σας.

Κωδικός: PRPEMONE088

Τιμή: 12€

• Ανταλλακτικά σφουγγαράκια 50τμχ.

Κωδικός: PRPEMONE803

Τιμή: 19,9€


Άξονες ανθρακονημάτων και υαλονημάτων

inno tech®

Συντηρητική παρασκευή, υψηλή αντοχή, δεν μεταφέρουν τάσεις στη ρίζα και έτσι δεν υπάρχουν θραύσεις, βιοσυμβατοί, ακτινοσκιεροί.


LEVEL ONE

0,80-1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 mm



FOX

0,90 - 1,00 - 1,20 mm



•Κουτί 10 αξόνων σε κάθε ένα από τα μεγέθη

ΤΙΜΗ: 40€

•Κουτί 10 αξόνων και ένα τρύπανο σε κάθε ένα από τα μεγέθη

ΤΙΜΗ: 60€

Αντισηπτικά ριζικών σωλήνων



Το Eudent ED Sol είναι υδατικό διάλυμα EDTA 18%, χαμηλού ιξώδους, ενισχυμένο με Cetrirmonium bromide 1%, το οποίο με την αντισηπτική του δράση βοηθάει στον έλεγχο των μικροοργανισμών του ριζικού σωλήνα. Φιάλη 500ml.

Τιμή: 35€



Το Eudent ED clean είναι υδατικό διάλυμα με διγλυκονική χλωρεξιδίνη (Chlorhexidine Digluconate σε διάλυμα 2%) για τον καθαρισμό και την αντισηπία των ριζικών σωλήνων. Φιαλίδιο 200ml.

Τιμή: 15€



Euronda[®]

E8: Ένας μεγάλος αυτόκαυστος σε μικρή τιμή!



Αυτόκαυστος B CLASS 24 LT

Ο νέος **E8** της Euronda αποτελεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία των αυτοκαύστων B Class. Σας δίνει χωρητικότητα 24 λίτρων με 5 δισκάρια αλλά χάρη στην τεχνολογία του μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού και ρεύματος σε σχέση ακόμα και με τον προηγούμενο αυτόκαυστος 18 λίτρων. Διαθέτει θύρα κάρτας μνήμης SD για να αποθηκεύει τα δεδομένα των αποστειρώσεων, γεννήτρια ατμού, έγχρωμη οθόνη αφής και σύστημα αναγνώρισης του ακάθαρτου νερού. Θα σας εκπλήξει και με την ταχύτητα του με συνολικό χρόνο αποστείρωσης που ξεκινά από τα 18 μόλις λεπτά.

Euronda[®]

Euronda Spa - Via Chizzalunga 1, Sandrigo, Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111 - f (+39) 0444 656199 - m info@euronda.com - www.euronda.com



Μέγεθος 1/10mm
Μήκος (mm)
Τιμή €:
Αδρότητα:

801 009	801 010	801 012	801 014	801 016	801 018	805 009	805 010	805 012	805 014	805 016	805 018	807 010	807 012	807 014	807 016
2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

811 033	830L 012	830L 014	830L 016	835 009	835 010	835 012	835 014	836KR 010	836KR 012	836KR 014	837KR 010	837KR 012	837KR 014	837KR 016	850L 016	850L 018	847KR 018
4.2 4.90	4.0 2.90	5.0 2.90	5.0 2.90	3.0 2.90	4.0 2.90	4.0 2.90	4.0 2.90	6.0 2.90	6.0 2.90	6.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	11.5 5.50	11.5 5.50	8.0 3.80
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

850 010	850 012	850 014	850 016	850 018	850 023	850 031	850KR 014	850KR 018	856 012	856 014	856 016	856 018	856 021	859 014	859 016	859 018	859L 014
10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 4.10	10.0 6.10	10.0 2.90	10.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	11.5 2.90
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

862 012	862 014	868A 018	868A 021	878 014	878 016	878 018	879 010	879 012	879 014	879 016	879 018	878K 016	878K 018	881 010	881 012	881 014	881 016	881 018
8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 14.0	8.0 14.0	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90	8.0 2.90
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

881KS 012	881KS 014	882 012	882 014	368 018	379 016	379 018	379 023	834 016	834 021
7.0 2.90	8.0 2.90	10.0 2.90	10.0 2.90	4.5 2.90	3.5 2.90	3.5 2.90	4.5 2.90	6.0 8.00	6.0 11.30
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων carbide

US No 330	US No 331	
H7 (232)		
Μέγεθος 1/10mm	008	010
Μήκος (mm)	1.6	1.7
Τιμή (€)	2.90	2.90

max Fg 300 000 rpm,
RA/CA 5.000-50.000rpm

Φρέζες κοπής μετάλλου/αμαλγάματος/δοντιού

H7MF (232)



H245MF (234)



H34L (139)



H34 (138)



Μέγεθος 1/10mm	008	008	010	012	010	012
Μήκος (mm)	1.6	2.8	3.5	3.5	2.1	2.1
Τιμή (€)	4.10	4.10	5.50	5.50	5.50	5.50

Φρέζα γωνιακής χαμπλών ταχυτήτων carbide

H1
(001)
Cross cut



opt. 8.000 - 10.000 rpm με ψεκασμό νερού
opt. 500-600 rpm χωρίς ψεκασμό νερού

Μέγεθος 1/10mm	010	012	014	016	018	021	023
Τιμή (€)	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90

H151
(199)
Ειδικής κοπής
υψηλών ταχυτήτων
(FG)



Μέγεθος 1/10mm	015
Μήκος (mm)	11.0
Τιμή (€)	11.40

max for Micromotor 160.000 rpm (red)

Χειρουργικές φρέζες ευθείας

H254A
(415)
Καθολικής
χρήσης



Μέγεθος 1/10mm	012
Μήκος (mm)	6.0
Τιμή (€)	26.80

Διατίθενται σε στελέχη υψηλών ταχυτήτων FGXL/FGXXL, χαμπλών ταχυτήτων RAL/RAXL και ευθείας HP.

H141A (001) Κοπής οστού

H162A (408) Κοπής οστού



Μέγεθος 1/10mm	023	027	031	035	040	050	016
Μήκος (mm)							10.0
Τιμή (€)	11.90	20.00	20.00	22.00	27.90	27.90	26.10

Λάστιχα στίλβωσης για όλα τα κεραμικά, ζirkονία, ρητίνες CeraGlaze

Ειδικά λάστιχα που απορροφούν τη θερμοκρασία από την επιφάνεια στίλβωσης. Δε χρειάζονται καταιονισμό νερού.



Μέγεθος 1/10mm	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
Μήκος (mm)	10.0	6.0	9.0	4.7	10.0	6.0	9.0	4.7	10.0	6.0	9.0	4.7
Κωδ. εργοστ.	P332	P333	P335	P336	P3032	P3033	P3035	P3036	P30032	P30033	P30035	P30036
Τιμή (€)	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56	13.56

Λάστιχα στίλβωσης και λείανσης ρητινών DiaGloss



Δύο σταδίων, με διαμαντόσκοπη. Κατάλληλα και για στίλβωση φυσικών δοντιών.

Μέγεθος 1/10mm	050	030	085	060	100	035	050	030	085	060	100	035
Μήκος (mm)	10.0	6.0	7.0	10.0	1.0	6.0	10.0	6.0	7.0	10.0	1.0	6.0
Κωδ. εργοστ.	P1932	P1933	P1934	P1935	P1938	P1939	P19032	P19033	P19034	P19035	P19038	P19039
Τιμή (€)	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80

Φρέζες για ζirkονία που έχει υποστεί σύντηξη

Ένδειξη: 200.000 rpm
Μήκους 8mm και μεγέθους 016 (1/10mm)
Σε διάφορες αδρότητες.



Κωδ. εργοστ.	K847KR (546)	K850 (199)	K856 (198)	K881 (141)	K802L (494)
Τιμή (€)	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10

Διαγνωστικά εργαλεία Γερμανίας



Βαμβακολαβίδες σε διάφορα μεγέθη

22.011.03

ΤΙΜΗ: 13,9€



24.101.08

ΤΙΜΗ: 5,97€

Ανιχνευτήρες διαφόρων τύπων μονού ή διπλού άκρου

Νέα λαβή βιονικ για κατόπτρα, ανιχνευτήρες, εργαλεία περιοδοντίου Γερμανίας



26.194.06

ΤΙΜΗ: 15,58€

Διατίθεται σε πολλά χρώματα και δέχεται πληθώρα άκρων κατόπτρων, ανιχνευτήρων και μυλών.


Κάτοπτρα και λαβές κατόπτρων Γερμανίας



- Κάτοπτρα Γερμανίας απλά Νο4, Νο5 μεμονωμένα **ΤΙΜΗ: 1,15€ /τμχ.**
- Κάτοπτρα Γερμανίας μεγεθυντικά Νο4, Νο5 μεμονωμένα **ΤΙΜΗ: 1,45€ /τμχ.**
- Κάτοπτρα Γερμανίας ροδίου Νο4, Νο5 μεμονωμένα **ΤΙΜΗ: 1,90€ /τμχ.**
- Λαβές κατόπτρων Γερμανίας **ΤΙΜΗ: 3,4 /τμχ.**



Κοχλιάρια οδοντίνης Γερμανίας



24.709.45

24.709.41

24.709.39

24.709.35

ΤΙΜΗ: 16,28€

Εργαλεία περιοδοντίου Gracey Γερμανίας



	3-1	1-3
24.201.01G GRA1/2	3-1	1-3
	5-1	1-5
24.202.03 G GRA3/4	5-1	1-5
	5-1	1-5
24.203.05G GRA5/6	5-1	1-5
	8-4	4-8
24.205.07G GRA7/8	8-4	4-8
	8-4	4-8
24.206.09G GRA9/10	8-4	4-8
	8-4	4-8
24.204.11G GRA11/12	8-4	4-8
	8-4	4-8
24.207.13G GRA13/14	8-4	4-8

Διατίθενται με λαβές από μέταλλο ή σιλικόνη ή με τις νέες εικονιζόμενες λαβές Bionik που αλλάζουν άκρα

ΤΙΜΗ: 32,55€

Εργαλεία περιοδοντίου Columbia & McCall Γερμανίας



Διατίθενται με λαβές από μέταλλο ή σιλικόνη ή με τις νέες εικονιζόμενες λαβές Bionik που αλλάζουν άκρα
ΤΙΜΗ: 32,55€

	3-1	1-3
	3-1	1-3
2R/2L Κωδικός 24.207.02C		
	8-4	4-8
	8-4	4-8
4R/4L Κωδικός 24.207.04C		
	8-1	1-8
	8-1	1-8
13S/14S Κωδικός 24.207.13MC		
	8-1	1-8
	8-1	1-8
17S/18S Κωδικός 24.207.17MC		

Εργαλεία εξακτικής Γερμανίας



Νέες οδοντάγρες Xcision

ΤΙΜΗ: από 80,30€



Μοχλοί ακρορριζίου σε διάφορα μεγέθη

ΤΙΜΗ: από 45€



Μοχλοί σε διάφορα σχέδια και μεγέθη

ΤΙΜΗ: από 33,50€



Μοχλοί XTOOL με εργονομική λαβή για ατραυματική εξαγωγή.

ΤΙΜΗ: 60,76€



Κοχλιάρια εξακτικής σε διάφορα μεγέθη

41.845.11	2,5mm	
41.845.22	3,0mm	
41.845.33	3,5mm	

ΤΙΜΗ: 25,65€



Αποκολλητήρες περιστέου σε διάφορα σχέδια και μεγέθη

ΤΙΜΗ: 51€

41.862.11



Περιστόμος 26.182.23

ΤΙΜΗ: 79,8€

Χειρουργικά εργαλεία Zepf Γερμανίας



Βελονοκάτοχο
41.256.14 (14,0 cm)

ΤΙΜΗ: 47€



Βελονοκάτοχο
41.200.17TC-K

ΤΙΜΗ: 308,78€



κεκαμμένο: 46.051.11SC
ευθύ: 46.050.11SC

Ψαλίδια χειρουργικά
Super cut

ΤΙΜΗ: 66,07€

Ψαλίδια χειρουργικά
ΤΙΜΗ: 39€

Εργαλεία ρητινών Zepf Γερμανίας



Διαθέτουν επικάλυψη νιτρίδιου αλουμινίου - τιτανίου



26.120.10Ti



26.120.11Ti



26.120.20Ti



26.120.21Ti



26.120.25Ti



26.120.30Ti



26.120.31Ti



26.120.40Ti



26.120.50Ti



Λαβή bionik

26.193.10

Τιμή έκαστου εργαλείου με λαβή bionik και 2 άκρα εργαλείων ρητινών **42,32€**

Η λαβή bionik δέχεται και πολλά άλλα άκρα όπως κάτοπτρα, ανιχνευτήρες, εργαλεία περιοδοντολογίας κ.α μειώνοντας έτσι αισθητά το κόστος. Τιμή έκαστου άκρου εργαλείου ρητινών **17,23€** και λαβής bionik χωρίς άκρα **7,07€**

Σύριγγα αναισθησίας Zepf Γερμανίας



Σύριγγα αναισθησίας σπαστή με 3 γάντζους αναρρόφησης για φύσιγγες αναισθητικού 1,8ml.
Κωδικός: ZEPFEM19.710.18 ΤΙΜΗ: 58,6€