

SADENT

info

No 53



Η καλύτερη συσκευή καθαρισμού των δοντιών και του βιοφίλμ

NSK

Varios Combi Pro

Η μόνη με Autoclean. Συσκευή αποτρίγωσης με τεχνολογία Artificial Intelligence, με παροχή υγρών για πέριο, ένδομο και προσθετική. Συνδυάζει συσκευή σοδοβολής και καθαρισμού των θυλάκων με γλυκίνη. Περιλαμβάνει 3 χειρολαβές, 3 δοχεία και 3 ξέστρα.

TIMH
3.950€



3D Εκτυπωτής

ACKURETTA Dentiq LCD

Χάρη στην κορυφαία τεχνολογία LCD εκτυπώστε με εξαιρετική ακρίβεια, συνέπεια και ταχύτητα

- Ανοικτό σύστημα υλικών εκτύπωσης, κερδίστε χρήματα και αποκτήστε λύσεις που συχνά δεν υπάρχουν σε κλειστά συστήματα. Δέχεται ρητίνες 405nm πολλών κατασκευαστών.
- Οικονομικά ανταλλακτικά, εύκολα και γρήγορα στην αλλαγή από τον χρήστη.
- Υψηλή ανάλυση 47 μm
- Εκτύπωση μόνιμων και προσωρινών αποκαταστάσεων σε λίγα λεπτά, εκμαγιών, χειρουργικών ναρθίκων για εμφυτεύματα, ναρθίκων για άλλες χρήσεις και ατομικών διακαρίων.

~~5.000€~~
3.990€
περιλαμβάνει εκτυπωτή, λογισμικό χωρίς συνδρομή, συσκευές καθαρισμού και φωτοπολυμερισμού των ρητινών



3D Face scanner

Ray RAYFace

Το τελειότερο 3D Face scanner

Αποτυπώστε το χαμόγελο σε 0.5s με 12 κάμερες σε μία λήψη. Συνδυάστε τα δεδομένα του Face scanner με δεδομένα CBCT και IOS με το μοναδικό λογισμικό της Ray.



Λεύκανση σπιτιού

PHILIPS
ZOOM!
NITELWHITE

- Zoom Nite White 16% Υπεροξειδίου του καρβαμίδιου για ολονύχτια χρήση **64€**
- Zoom Day White 6% Υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση την ημέρα **60€**

Συσκευασία με 6 σύριγγες διπλής ανάμιξης 2,4ml έκαστη



Μεγάλη προσφορά υλικών Bisco



Αγοράστε το Duo Link System kit (ρητινώδης κονία 8γρ./ Συγκολλητικός 6ml/Z-Prime 2ml/ Porcelain primer 3ml), μία αδροποίηση Select HV 30ml+3 ανταλλακτικές σύριγγες, ένα υλικό ανασύστασης Core Flo DC lite 8 γρ. και 10 άξονες υαλονημάτων συνολικής αξίας

299€

+ ΔΩΡΟ

Συσκευή φωτοπολυμερισμού ασύρματη LED με ισχύ έως 1600mw/cm² DTE LUX E



Ρητίνες



- Aelite All purpose Μικροϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων:
2+1 ΔΩΡΟ 3 σύριγγες 4 γρ. με συνολικά **69€**. (τελική αξία ανά σύριγγα **23€**)
- Aelite Aesthetic enamel Ενισχυμένη νανόκακκη ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων:
2+1 ΔΩΡΟ 3 σύριγγες των 4 γρ. με συνολικά **90€**. (τελική αξία ανά σύριγγα **30€**)
- Aelite Ls Posterior Υβριδική ρητίνη οπισθίων χαμηλής συρρίκνωσης (1.4%)
2+1 ΔΩΡΟ 3 σύριγγες των 4 γρ. με συνολικά **76€**. (τελική αξία ανά σύριγγα **25,33€**)
- Aeliteflo Λεπτόρρευση ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας
3+1 ΔΩΡΟ 4 σύριγγες του 1,5 γρ. με συνολικά **51€**. (τελική αξία ανά σύριγγα **12,75€**)



Συγκολλητικοί παράγοντες

- All Bond Universal-Συγκολλητικός παράγοντας για χρήση με ολική, επιλεκτική ή αυτο-αδροποίηση. Φιαλίδιο 6 ml, αξίας **74€**, και **Δώρο** 1 φωτοπ/νο ουδέτερο στρώμα Theracal 1 γρ. ή 2 σύριγγες αδροποίησης έκαστη 5γρ. Select HV αξίας **30€**
- One step-Συγκολλητικός παράγοντας για χρήση με ολική αδροποίηση. Με την αγορά 1φιαλιδίου των 4 ml, αξίας **51€**, και **Δώρο** 1 Λεπτόρρευση ρητίνη Aeliteflo 1,5 γρ. αξίας **17€**
- Universal Primer-Αυτοαδροποιούμενος διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας με δυνατότητα ολικής ή επιλεκτικής αδροποίησης. Με την αγορά 1 συσκευασίας (2 φιαλιδία Part A+Part B, 6ml έκαστο), αξίας **99€**, και **Δώρο** 10 άξονες υαλονημάτων μαζί με τρυπάνι διάνοιξης αξίας **60€**



Αδροποίηση

1+1



Select HV Ορθοφωσφορικό 35%

- Με την αγορά 1 συσκευασίας Select HV refill (30 ml και 3 ανταλλακτικές σύριγγες) αξίας **67€**.

Δώρο άλλη μία όμοια συσκευασία

Uni-etch Ορθοφωσφορικό 32%

- Με την αγορά 1 φιαλιδίου Uni-etch 30 γρ., αξίας **52€**.

Δώρο άλλη μία όμοια συσκευασία



Ουδέτερο στρώμα



3+1

Theracal LC Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα με δυνατότητα άμεση κάλυψης πολφού από ρητινώδως τροποποιημένο πυρρακτικό σασθέσιο

- Με την αγορά 3 συριγγών του 1 γρ., αξίας **65,25€**.

Δώρο άλλη μία σύριγγα αξίας **21,75€**



Κονία μόνιμων συγκολλήσεων



Η νέα βραβευμένη κονία που πρέπει να δοκιμάσετε!

- Απελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
- Δίνει ισχυρή συγκόλληση με τη ζirkονία χωρίς να απαιτεί συγκολλητικό παράγοντα
- Πολύ εύκολη αφαίρεση περισισιών
- Αποκτά αλκαλικό pH μετά τη συγκόλληση
- Διαθέτει υψηλή ακτινοασκερίτητα

2+1



- **TheraCem** Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Με την αγορά 2 συσκευασιών TheraCem (8γρ. έκαστη) αξίας **158€** Δώρο 1 ακόμη συσκευασία αξίας **79€**

Κονίες μόνιμων συγκολλήσεων



2+1



- **DUO-LINK Universal** Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού με εύκολη αφαίρεση των περισισιών. Με την αγορά 2 συσκευασιών DUO-LINK Universal (8 γρ. έκαστη) αξίας **126€**, Δώρο 1 ακόμη συσκευασία αξίας **63€**



- **BisCem** Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Με την αγορά 2 συσκευασιών BisCem (8 γρ. έκαστη) αξίας **138€**, Δώρο 1 ακόμη συσκευασία αξίας **69€**

Κονία μόνιμων συγκολλήσεων



Αγοράστε την αρχική συσκευασία **Duo Link Universal** που περιλαμβάνει 1 ρητινώδη κονία Duo Link Universal 8γρ., 1 συγκολλητικό παράγοντα All Bond Universal 6ml, 1 σλιάνιο Ζirkονίας Z-prime 2ml, 1 σλιάνιο 3ml από **141€** μόνο **105,75€**

Υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού



TheraBase



Αυτοσυγκολλούμενο υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού με απελευθέρωση ασβεστίου. Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 8γρ.

ΤΙΜΗ: **73€**

Δώρο 1 φωτο/νο ουδέτερο στρώμα Theracal 1 γρ. αξίας **21,75€**

Υλικό ανασυστάσεων



2+1



Υλικό ανασυστάσεων και συγκόλλησης αξόνων διπλού πολυμερισμού 8 γρ.

- Με την αγορά 2 **CORE FLO DC** ή **CORE FLO DC Lite** με χαμηλό ιξώδες συνολικής αξίας **104€**, Δώρο άλλη 1 συσκευασία 8 γρ.
- Αγοράστε την αρχική συσκευασία **CORE FLO DC LITE** που περιλαμβάνει 2 σωληνάρια του υλικού ανασύστασης **CORE FLO DC LITE** (8γρ. έκαστο) σε αποχρώσεις Natural / A1 και Opaque White και 1 συγκολλητικό παράγοντα διπλού πολυμερισμού **Universal Primer™ Parts A&B** (6ml έκαστο φαλιδί) από **159€** μόνο **111,3€**



WELCOME TO
WELCOME TO
THE WELCOME TO
ERA OF
MUCOINTEGRATION
MUCOINTEGRATION™

Η χημεία των επιφανειών στην οποία
τα κύτταρα δεν μπορούν να αντισταθούν

Οι νέες επιφάνειες Xeal και TiUltra. Δύο καινοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες τεχνογνωσίας μας στην εφαρμοσμένη ανοδίωση. Έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία και την τοπογραφία της επιφάνειας από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμφυτεύματος για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών σε κάθε επίπεδο.
Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration™.

nobelbiocare.com/surface

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
 - ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
 - e-mail: info@sadent.com
- www.sadent.com

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

R&S



**Δώρο
1+1**

Μικροϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων R&S Suprafil+.
Με την αγορά μίας σύριγγας 4 γρ. αξίας 22€ σε χρώμα επιλογής σας δώρο άλλη μία σύριγγα.

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοζάνης

Clinix


Solutions in dentistry



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοζάνης υψηλής ακρίβειας Clinix Stiperfect-AD II
1 συσκευασία παχύρρευστο (2x250 ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρευστο (2x50ml +ρύγχη) μόνο 68€

Κώνιοι χάρτου

R&S



**Δώρο
3+1**

4 κουτιά κώνων χάρτου 200τμχ. έκαστο με συνολικά 13,20€, (τελική αξία ανά κουτί 3,30€)

Κώνιοι χάρτου με κωνικότητα

R&S



**Δώρο
2+1**

3 κουτιά κώνων χάρτου με κωνικότητα 4% ή 6% 100τμχ. έκαστο με συνολικά 14€, (τελική αξία ανά κουτί 4,67€)

Κώνιοι γουταπέρκας

R&S



**Δώρο
3+1**

4 κουτιά κώνων γουταπέρκας 120τμχ. έκαστο με συνολικά 19,80€, (τελική αξία ανά κουτί 4,95€)

Κώνιοι γουταπέρκας με κωνικότητα

R&S



**Δώρο
2+1**

3 κουτιά κώνων γουταπέρκας 60τμχ. έκαστο με συνολικά 19€, (τελική αξία ανά κουτί 6,33€)

Κονιά προσωρινής συγκόλλησης

R&S



Κονιά προσωρινής συγκόλλησης R&S 40 γρ. Βάσης + 14 γρ. καταλύτη μόνο 19,90€

Προσωρινό εμφρακτικό

R&S



**Δώρο
3+1**

4 βαζάκια προσωρινού εμφρακτικού 30γρ. έκαστο με συνολικά 24,30€, (τελική αξία ανά κουτί 6,07€)

Εργαλεία χειρός

Kerr

**Δώρο
2+1**



Γερμανίας

- 3 κουτιά K-Files /Hedstrom Files/Reamers 6τμχ. μεγέθη έως 80, συνολικά **28,60€** /τελική αξία ανά κουτί **9,53€**
- 3 κουτιά Triple-Flex, εργαλεία από ανοξείδωτο ασάλι εύκαμπτα, 6τμχ., συνολικά **38,40€** /τελική αξία ανά κουτί **12,80€**

- Νευροεξαγωγοί 6τμχ **3,20€**
- Lentulo με ελατήριο 4τμχ **12,60€**
- Gates Glidden 6τμχ **14,80€**
- Peeso Reamers 6τμχ **14,80€**

Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti

Kerr ZenFlex

**NEO
ΠΡΟΪΟΝ**



Υψηλή αντοχή. Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης.

Ιδανική ισορροπία μεταξύ αντοχής και ευκαμψίας. Τα ZenFlex σας επιτρέπουν την επίτευξη του μήκους εργασίας μειώνοντας τον κίνδυνο της θραύσης του εργαλείου και διατηρώντας την δομική ακεραιότητα του δοντιού.

Συσκευασίες: Διατίθενται σε κωνικότρες 04 και 06 και σε μεγέθη από 20 έως 55 σε μεμονωμένα κουτάκια και σε ασορτί κουτάκια μεγέθους 20-45 σε κωνικότρες 04 και 06.

Κουτί 6τμχ. Τιμή: 39€

Μηχανοκινούμενα εργαλεία Ni-Ti

Kerr



**Δώρο
2+1**



TF Adaptive: Είναι κατασκευασμένα για χρήση με το νέο μοτέρ της Sybron Elements με τεχνολογία Adaptive motion 3 κουτιά (αρχικό kit με 3τμχ. TF Adaptive +3 εργαλεία K-Files 08, 10, 15 έκαστο και για μεμονωμένα μεγέθη 4τμχ. έκαστο), συνολικά **141,80€** τελική αξία ανά κουτί **47,26€**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία αρχικής διάνοιξης

**Kerr
Traverse**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία αρχικής διάνοιξης και δημιουργίας διαβατότητας που προσφέρουν άριστα και προβλέψιμα αποτελέσματα. Συσκευασία 4 τμχ. Τιμή: **56,60€**



Φυράματα μόνιμης έμφραξης

Kerr




- Sealapex (Υδρ. Ασβεστίου χωρίς ευγενόλη 12 γρ. Βάσης + 12 γρ. καταλύτη) **37€**
- Tubli seal (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 15 γρ. Βάσης + 5 γρ. καταλύτη), **52€**
- Pulp canal sealer (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 10,5 γρ. σκόνης + 4 ml υγρού) **92,30€**

Άξονες ανθρακονημάτων και υαλονημάτων

inno|tech.

- Κουτί 10 αξόνων ενός μεγέθους: Τιμή **40€**
- Κουτί 10 αξόνων ενός μεγέθους με τρύπανο: Τιμή **60€**

Με την αγορά 2 κουτιών αξόνων υαλονημάτων ή ανθρακονημάτων Level one η Fox, παίρνετε **Δώρο** το υλικό ανασυστάσεων και συγκόλλησης αξόνων διπλού πολυμερισμού Bisco Core Flo DC 8 γρ., αξίας **52€**



Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr Elements IC

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τελευταία λέξη στις συσκευές κάθεται συμπύκνωσης της γουταπέρκας και έγχυση θερμοπλαστικοποιημένου εμφρακτικού ριζικών σωλήνων με μεγάλη ακρίβεια και ευκολία στη χρήση. Ασύρματη με ψηφιακές ενδείξεις, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Διαθέτει δυνατή μπαταρία που αρκεί τουλάχιστον για 16 ρ.σ με μία φόρτιση. Μπαταρία τελευταίας γενιάς με επαγωγική φόρτιση που την αντικαθιστάτε εύκολα χωρίς την ανάγκη τεχνικού. Ρυθμίζετε με ακρίβεια τη θερμοκρασία με τη βοήθεια ψηφιακής οθόνης.

Αποκτήστε το Elements IC dual με βάση φόρτισης και 1 Buchanan plugger από **2966,40€** μόνο **2250€** και επιπλέον δώρο 5 Buchanan pluggers (XF,F,FM,M,ML) και 10 cartridges γουταπέρκας με βελόνα συνολικής αξίας **539€**



Η Προσφορά τακτοποιείται με την εγγραφή σας στον ιστοχώρο μας.

Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr Elements IC Backfill

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ασύρματη συσκευή έγχυσης γουταπέρκας με ρύθμιση της ροής της γουταπέρκας και ρύθμιση της θερμοκρασίας (100°C έως 230°C) για απόλυτο έλεγχο της τρισδιάστατης έμφραξης. Διαθέτει ένδειξη για τα επίπεδα της γουταπέρκας που έχει απομείνει.

Αποκτήστε το Elements IC Backfill με βάση φόρτισης και 2 Cartridges γουταπέρκας με βελόνα από **1944,70€** μόνο **1.700€** και δώρο επιπλέον άλλα 20 cartridges συνολικής αξίας **155,20€**



Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr Elements IC Downpack

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ασύρματη συσκευή θερμοσυμπύκνωσης με εργονομικό σχεδιασμό και ρύθμιση της θερμοκρασίας από 140°C έως 400°C για απόλυτο έλεγχο της διαδικασίας. Συμβατή με τα περίφημα Buchanan Plugger.

Αποκτήστε το Elements IC Downpack με βάση φόρτισης και 1 Buchanan plugger XF από **1488,40€** μόνο με **1.350€** και δώρο 1 επιπλέον Buchanan plugger σε μέγεθος δική σας επιλογής αξίας **92,30€**.



Μικρομότορ ενδοδοντίας

Kerr Elements e-motion

ΠΡΟΣΦΟΡΑ



Έγχρωμη οθόνη επαφής. Νέα χειρολαβή με μικρότερη κεφαλή. Ο εξελιγμένος αλγόριθμος του μικρομότορ σας εξασφαλίζει καλύτερη κοπτική ικανότητα για τα εργαλεία σας και προστασία από τη θραύση των εργαλείων. Έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει εξαιρετικά με τα εργαλεία Kerr Zenflex & TF Adaptive που σε συνδυασμό με το μικρομότορ e-motion σας προσφέρουν τα πλεονεκτήματα τόσο της περιστροφικής όσο και της παλινδρομικής κίνησης. Γερμανικής κατασκευής.

Αποκτήστε το Elements e-motion από **1727,40€** μόνο **1.390€** και επιπλέον **Δώρο** 5 κουτάκια των νέων μηχανοκινούμενων εργαλείων Zenflex συνολικής αξίας **201€**

Εντοπιστής ακρορριζίου

Kerr Apex ID



Εντοπιστής τελευταίας γενιάς που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Επιλέξτε εσείς το σημείο "0" και μετρήστε με ακρίβεια ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. ΤΙΜΗ: **824€**

Διαμάντια



Γερμανίας

**Δώρο
20+5**

Σε όλα τα
διαμάντια



368 830 834 835KR 836 801

Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης



CHOICE 2



Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης.
Αρχική συσκευασία Choice 2: 3 σύριγγες X 4,5 γρ. διαφάνεια, 1 X A2, 1 X Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml, αδροποίηση Uni-etch 5 γρ., υδροφθορικό οξύ 5 γρ., σιλάνιο δύο φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, βουρτσάκια.

Προσφορά μόνο 199€

Δοκιμαστικές πάσσες 2 γρ. TIMH: **16€**

Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης



1 σιλάνιο (3ml), 1 σύριγγα υδροφθορικό οξύ 9.5% (5γρ.), 1 σύριγγα Barrier Gel (5γρ.), 1 σιλάνιο Ζηκονιάς-μετάλλων-αλουμίνιας Z-Prime™ Plus (2ml), 1 φιαλίδιο Porcelain Bonding Resin (6ml), 1 Oraquer καταλύτη(3ml), 1 Oraquer βάσης (3ml).

Προσφορά μόνο 84€



Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων



Geristore

Το Geristore είναι ένα αυτοσυγκολλούμενο, ρητινώδες τροποποιημένο υαλοϊονομερές το οποίο έχει περισσότερες από δεκαεπτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά υψηλός παράγων βιοσυμβατότητας το κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού και υποουλικές αποκαταστάσεις. Είναι το μόνο ρητινώδες υαλοϊονομερές υλικό σε μορφή πάστα-πάστα και είναι ευκολότερο στη χρήση από αυτά που είναι σκόνη-υγρό. Είναι βιοσυμβατό με τους μαλακούς ιστούς και τα δόντια. Είναι υδρόφιλο και συγκολλάται παρουσία υγρασίας αίματος και μαλακών ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω του χαμηλού θερμικού συντελεστή και της βιοσυμβατότητας, μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα.

Ενδείξεις

- Αποκαταστάσεις 5ης ομάδας ή άλλων επιφανειών μικρής αποτριβής
- Υλικό βάσης ή επικάλυψης για στεφάνες, γέφυρες, αμαλγάματα, ρητίνες, συγκολλούμενα ένθετα, επένθετα ή πολυμερισμένες με θερμότητα ρητίνες
- Συγκόλληση χυτευμένων στεφανών ή γεφυρών
- Ενδιάμεσο εμφρακτικό υλικό για νεογλά δόντια.
- Συγκόλληση ενθέτων/επενθέτων από χρυσό
- Τοποθέτηση συγκολλούμενων αμαλγαμάτων
- Επιδιόρθωση πορσελάνης
- Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων και αγκυλίων.
- Συγκόλληση γεφυρών Maryland
- Αισθητική προσωρινή αποκατάσταση σε σπασμένα φύματα
- Ανάστροφες εμφράξεις
- Κατάγματα δοντιών
- Συγκόλληση μεταλλικών στεφανών
- Επιδιόρθωση ορίων του αμαλγάματος
- Υποουλικές αποκαταστάσεις, σπασμένες ρίζες, βαθιές βλάβες από τερηδόνα, βλάβες από ριζική απορρόφηση
- Ανάστροφες εμφράξεις και διατρήσεις ριζών
- Αποκατάσταση και απόφραξη στηριγμάτων επενθέτων οδοντοστοιχιών
- Άμεση κάλυψη πολφού

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ. **85,16€** σε χρώμα A2



Ο ελβετικός σουγιάς



του οδοντιατρείου



Συσκευές αποτρύγωσης

NSK

Varios 370

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
670€



Συσκευή αποτρύγωσης υψηλής απόδοσης με πιεζοκρυστάλλους, χωρίς φως.
Για άκρα περιο/ενδο/προσθετικής με 3 ξέστρα



Ξέστρα αποτρύγωσης

NSK

Δώρο
3+1



Ξέστρα αποτρύγωσης NSK κατάλληλα για συσκευές
NSK & Satelec (Acteon)
Κωδικοί G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9 στα **49€**
έκαστο (τελική αξία μετά την προσφορά **36,75€**)

Επιστόμια αεροϋδροσύριγγας μίας χρήσης

ACTEON Riskontrol



- Riskontrol Classic 250 τμχ (λευκά, ροζ, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο) **36€**
- Για τη χρήση των Riskontrol χρειάζεστε τον αντάπτορα για την αεροϋδροσύριγγα σας

Με την αγορά 2 συσκευασιών Riskontrol
Δώρο 500 καλύμματα αεροϋδροσύριγγας

Απώθηση ούλων

ACTEON



Expasyl Γλυκό για atraυματική απώθηση
ούλων και αιμόσταση.
Συσκευασία 20 ανταλλακτικών
φυσίγγων **129€**

Τα ανταλλακτικά και σε μεμονωμένες
κάψουλες (**6,95€** έκαστη) και ρύγχη (**1€** έκαστο)

Αναλώσιμα

- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 60x110mm / 3+1 δώρο **21€**
- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 90x260mm / 3+1 δώρο **34,2€**
- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 140x250mm / 3+1 δώρο **51€**
- Ρολλά αυτόκαυστου 200 μέτρων/5cm **9,75€**
- Ρολλά αυτόκαυστου 200 μέτρων/7,5cm **14,8€**
- Ρολλά αυτόκαυστου 200 μέτρων/10cm **18,8€**
- Ρολλά αυτόκαυστου 200 μέτρων/15cm **28,8€**
- Ρολλά αυτόκαυστου 200 μέτρων/20cm **39,8€**
- Ρολλά αυτόκαυστου 200 μέτρων/30cm **59,8€**
- Τολύπια 300 γρ. **5,3€**
- Sageva κλιβανιζόμενα ρύγχη χειρ. αναρρόφησης 10τμχ **13,9€**
- Λοξοτομημένα ρύγχη μιας χρήσης 100τμχ **5,5€**
- Βελόνες μιας χρήσης 100 τμχ σε 27G 1ση, 27G, 30G/ 3+1 Δώρο **39€**

- Βιλιτρί αποστειρωμένα ρύγχη χειρ. αναρρόφησης 20τμχ με 1 αντάπτορα **21,9€**
- Φιλμ προστασίας επιφανειών 1200τμχ **19,9€**
- Λάστιχα απομόνωσης 36τμχ R&S **11,7€**
- Αντισπασμωδικές παστίλιες με γεύση μέντας η θυμόλης, 1.000τμχ **16,9€**
- Σφήνες ξύλινες R&S 100τμχ **9,85€**
- Άμεσος πάγος μίας χρήσης Sageva **0,9€**
- Πετσέτες 500τμχ. **15,8€**
- 6+1 συσκευασίες ποτήρια των 100τμχ. σε χρώματα επιλογής **13,8€**
- Αποστειρωμένο κάλυμμα καλωδίου χειρουργικής αναρρόφησης και σιελαντλίας 1.2m **0,86€**
- Αποστειρωμένο κάλυμμα καλωδίου χειρουργικής αναρρόφησης και σιελαντλίας 2.4m **1,18€**

Εργαλεία χείρας Γερμανίας



HELIOS ZEPF

MEDIZINTECHNIK GMBH

- Εργαλείο περιοδοντίου με εργονομική λαβή Bionik και αποσπώμενα αναλλακτικά άκρα **32,55€**
- Βαμβοκαλαβίδα **13,90€**
- Ανικνευτήρας **5,97€**
- Λαβή κατόπτρου ή ανικνευτήρα με εργονομική λαβή Bionik **15,58€**
- Κοχλιάρια οδοντίνης **16,28€**
- Εργαλείο ρητινών με μαύρα αντικοληκτικά άκρα **42,32€**



Σιλικόνη αποτύπωσης

Zhermack
BEYOND INNOVATION

zetaplus

Σιλικόνη συμπίκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας διαστάσεων. Συσκευασία: 900ml παχύρρευστο, 140ml λεπτόρρευστο, 60 ml καταλύτης

Προσφορά: 1 παχύρρευστο
+ 1 λεπτόρρευστο
+ 1 καταλύτης

41,3€

Δώρο απολυμαντικά μαντιλάκια zeta 3 pop up



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

hydrogum 5

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας με σταθερότητα διαστάσεων 5 ημερών, με γεύση εξωτικών φρούτων και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'. Συσκευασία: 453 γρ.

TIMH: 14€



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

tropicalgin

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας, με γεύση Μάνγκο, χρωματική αλλαγή και γρήγορο χρόνο πήξης 2:35'. Συσκευασία: 453 γρ.

TIMH: 12,9€



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

orthoprint

Αλγινικό 500 γρ. κατάλληλο για λήψη αποτυπωμάτων για ορθοδοντικές εργασίες και εκμαγεία μελέτης, γευσή βανίλια και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'.

TIMH: 12,9€



Νήμα απώθησης ούλων

Zhermack
BEYOND INNOVATION

elite Cord

Νήμα απώθησης ούλων με ειδική πλέξη η οποία επιτρέπει κατά την τοποθέτηση του στην ουλοδοντική σχισμή να παραμένει στη θέση του χωρίς να σπάει η να παραμορφώνεται. Είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και διατίθεται σε 5 μεγέθη: 000, 00, 0, 1, 2. Συσκευασία: Νήμα 275cm.

TIMH: 18€



Υλικό προσωρινών

Zhermack
BEYOND INNOVATION

acrytemp

Ακρυλική αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ανθεκτικές μεταβατικές αποκαταστάσεις σε A2 και A3

- Συσκευασία: Φύσγγο 76 γρ. για πιστόλια 4:1 και 15 ρύχνι ανάμιξης

TIMH: 86,7€



Στοματικό διάλυμα

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

3+1



Το Chlorhexil 0,20% με κλωρεξιδίνη 0,20%, δημιουργήθηκε για τον δραστικό έλεγχο και την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών της στοματοφάρυγγικής κοιλότητας, την καταπολέμηση της μικροβιακής πλάκας και την άμεση ανακούφιση και προστασία της στοματικής κοιλότητας από ερεθισμούς και φλεγμονές ιδίως σε περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου. Φιάλη 1,5 lt. Τιμή: **11,38€** (μετά την προσφορά **8,54€**)

Απολυμαντικό επιφανειών

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

4+2



Απολυμαντικό επιφανειών Reval Plus Professional, έτοιμο διάλυμα. Φιάλη με dispenser του 1lt. Τιμή: **12€** (μετά την προσφορά **8€**)

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



elite HD+

- αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρεστο (2x250ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml+ρύγχη) από **115,2€** μόνο **92,16€**
- συσκευασία παχύρρεστο (250ml βάσης+250ml καταλύτη) **67,2€**
- συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml+ρύγχη) **48€**
- συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης (2x380 βάση-καταλύτη+15 ρύγχη ανάμιξης) για ιξώδες Putty μόνο **128€** και για ιξώδες Tray Material και Monophase μόνο **138,5€**



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



hydrorise

- αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρεστο (2x300ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml + ρύγχη) από **139,8€** μόνο **111,84€**
- συσκευασία παχύρρεστο (300ml βάσης + 300ml καταλύτη) **87,5€**
- συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml + ρύγχη) **52,3€**
- συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης (2x380ml βάση-καταλύτη+15 ρύγχη) για ιξώδες Heavy μόνο **138,6€** και για ιξώδες Monophase μόνο **154,6€**



Απολυμαντικό επιφανειών



zeta 3 soft

Απολυμαντικό επιφανειών
έτοιμο για χρήση 750ml
Τιμή: **15,70€**



Απολυμαντικό εργαλείων



zeta 1 Ultra

Απολυμαντικό εργαλείων 1
lt, συμπυκνωμένο 1%
Τιμή: **30,20€**



Απολυμαντικά μαντηλάκια



zeta 3 pop up

3+1

100 μαντηλάκια επιφανειών zeta 3
pop up από **12,30€** μόνο **9,22€**



Απολυμαντικό χειρ. αναρροφήσεων



zeta 5 power act

Απολυμαντικό για τις χειρουργικές
αναρροφήσεις 1lt, συμπυκνωμένο 1%.
Τιμή: **40,10€**



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

dm
DenMat | innovative dental technologies

Splash!



Splash Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης υψηλής ακρίβειας

- Αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρευστο (2x250 ml) fast ή regular set και 1 συσκευασία λεπτόρρευστο (2x48 ml+ρύγχη) με επιλογή από 4 ζώδη (heavy, medium μονοφασικό, lite, x-lite) μόνο **97,75€**
- Συσκευασία παχύρρευστου (250 ml βάση +250ml καταλύτη): **78€**
- Συσκευασία λεπτόρρευστου (2x48 ml+ρύγχη): **37€**

Υλικά καταγραφής δήξης

dm
DenMat | innovative dental technologies

BITE REGISTRATION



Bite Registration Υλικό καταγραφής δήξης με γεύσεις

- Συσκευασία 2 φουσιγγών των 48 ml με ρύγχη ανάμιξης και επιλογή 3 χρόνων πήξης (Vanilla Bite 0:55", Chocolate Bite 1:30", Clear Matrix 2:30" για κατασκευή μύτρας): **33,1€**

Υλικό προσωρινών

dm
DenMat | innovative dental technologies

PERFECTEMP II



- Το πρώτο και μοναδικό προσωρινό υλικό με δυνατότητα φθορισμού για καλύτερη προσομοίωση με τους οδοντικούς ιστούς. Χρήση με πιστόλι 4:1.
- Συσκευασία: 76 γρ. και 15 ρύγχη ανάμιξης (αποχρώσεις A2) **96,80€**

Δίσκοι λείανσης

Stoddard



Πολύ λεπτοί δίσκοι επικαλυμμένοι με οξείδιο αλουμινίου για διαμόρφωση και υψηλή λείανση όλων των επιφανειών από ρητίνη, αμάγαμα, υαλοϊονομερή κονία και μέταλλα. Μανδρέλ πλήρως καλυμμένο από τον δίσκο λείανσης. Maxflex Snap on αρχικό σετ: Περιλαμβάνει 240 δίσκους λείανσης σε 4 αδρόττες και 2 μανδρέλ.

Με την αγορά του αρχικού σετ αξίας **59€** δώρο 100 ταινίες λείανσης αξίας **13,80€**

Λούπες

PX PeriOptix

Νέα σειρά λούπες HDMax



Καλύτερη ευκρίνεια, πιο φωτεινό πεδίο ανεξαρτήτως μεγέθυνσης, μικρότερο βάρος, 8 διαθέσιμα χρώματα.

Κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Διατίθενται σε 3 αποστάσεις εργασίας σε μεγεθύνσεις X3 και X 3,5



100% Ιαπωνική κατασκευή



Ταπεσαρία πολυτελείας για μεγαλύτερη άνεση



Έγχρωμη οθόνη επαφής



Πρωτοποριακός σχεδιασμός των καλωδίων χειρολαβών από πάνω που σας προσφέρει ασύγκριτη εργονομία, μεγαλύτερες και περισσότερες κινήσεις

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
- ΓΟΥΔΙ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
- e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

Το καλύτερο αερότορ που φτιάχτηκε ως σήμερα!



NSK Ti-Max Z900L
ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ



792€

+ΔΩΡΟ
60 διαμάντια
NTI Γερμανίας

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 26W
- 100% τιτάνιο με πολύ λιγότερο βάρος
- Μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις και χτυπήματα
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Ελάχιστος θόρυβος

- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους, NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



Το νέο αερότορ με μεγάλες επιδόσεις και προσιτή τιμή!

NSK S-Max

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



524€

+ΔΩΡΟ
30 διαμάντια
NTI Γερμανίας

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 26W
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει εύκολα και οικονομικά από τον ιατρό
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις

- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους, NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
- 100% Ιαπωνικής κατασκευής

Το καλύτερο οικονομικό αερότορ!



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Pana-Max2

NSK



- Το καλύτερο αερότορ στην κατηγορία του με ισχύ 20W
- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις και χτυπήματα
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει από τον ιατρό με χαμηλό κόστος και εγγύηση επισκευής για 1 έτος

268€
για σύνδεση σε καλώδιο απευθείας (Midwest ή Borden)

310€
για ταχυσύνδεσμο τύπου NSK PTL ή τύπου KAVO®

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων

NSK FX25m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Προσφορά
199€



- Push button
- Αποσπώμενος - αντικαταστάσιμος ρότορας
- Σχέση 1:1 για ταχύτητα έως 40.000 στρ/λεπτό
- Νέο ανθεκτικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Νέο μικρότερο, λεπτότερο και ελαφρύτερο σώμα
- Εξωτερικό σπρέυ νερού

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων

NSK S-Max M25

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ultra push
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1
- Δέχεται φρέζες μικρομότορ
- Μονό εσωτερικό σπρέυ νερού

Προσφορά
399€ χωρίς φως
530€ με φως

Πολλαπλασιαστική (κόκκινη) γωνιακή

NSK S-MAX M95L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Με φως υάλου ή χωρίς φως
- Ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Πολλαπλασιασμός στροφών 1:5
- Κεραμικά ρουλεμάν
- Τετραπλό σπρέυ νερού
- Δέχεται φρέζες αερότορ

Προσφορά
530€ χωρίς φως
649€ με φως

Ευθεία χαμηλών ταχυτήτων



NSK FX65m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Χωρίς φως με εξωτερικό ψεκασμό νερού
- Νέο ανθεκτικότερο και εργονομικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1 για ταχύτητα έως 40.000 στρ / λεπτό

Προσφορά
199€

Ηλεκτρικό μικρομότορ M40XS

NSK

ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ



Προσφορά

529€ χωρίς φως*
679€ με φως

*τιμή χωρίς καλώδιο, πλακέτα

- Νέο ηλεκτρικό μικρομότορ από ατόφιο τιτάνιο
- Συμβατό με καλώδια NSK και Bien Air MC3
- Μικρότερο βάρος και μέγεθος
- Διατίθεται με φωτισμό LED ή χωρίς

Μικρομότορ Ενδοδοντίας



NSK

Endomate DT2

Προσφορά
790€

Μοτέρ ενδοδοντίας με ψηφιακή οθόνη και ακριβή ρύθμιση και διατήρηση σταθερών τιμών στροφών και ροπής. Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μειωτική χειρολαβή μικρομότορ με mini κεφαλή αποστειρωσίμη σε αυτόκαυστο. Αυτόματη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφίνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. Δυνατότητα σύνδεσης με εντοπιστή ακρορριζίου. Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.



Εντοπιστής ακρορριζίου



NSK

iPexII

Προσφορά
790€

Η επόμενη γενιά στους εντοπιστές με λειτουργία smartlogic που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Συνδυάζεται ιδανικά με τα μικρομότορ ενδοδοντίας NSK και μετράει παράλληλα με τη διεύρυνση του ρ.σ από το μοτέρ.



Σοδοβολή



NSK

Prophymate Neo

Αποκτήστε σοδοβολή με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία με την υπογραφή της NSK Ιαπωνίας. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να αντέχει στον χρόνο και να αποστειρώνεται. Διαχωρίζει τον αέρα από το νερό ώστε να μην βουλώνει. Διατίθεται με 2 ρύγχη και για ταχυσυνδέσμους NSK, KaVo®, Sirona®, W&H® Bien-Air® ή για σύνδεση Midwest ή Borden.

730€
ΔΩΡΟ
200€
σε υλικά
εισαγωγής μας
επιλογής σας



Χειρουργικό μοτέρ



NSK Surgic Pro 2

- Το μόνο με μοτέρ και γωνιακή τιτανίου 20:1, εξαιρετικά μικρού μεγέθους και βάρους
- Ασύρματος ποδοδιακόπτης
- Ασύρματη σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή μέτρησης οστεοενσωμάτωσης NSK Osseo 100
- Ασύρματη σύνδεση Bluetooth με iPad και εξωτερικές συσκευές για την τήρηση αρχείων των δεδομένων των χειρουργείων
- Καλύτερο φως 32.000 LUX
- Χωρίς καρβονάκια
- Έγχρωμη μεγάλη οθόνη LCD
- Υψηλή ροπή έως 80 N-cm

ΤΙΜΗ
3.900€



Χειρουργικό μοτέρ



NSK Surgic Pro

Προσφορά

2.600€
χωρίς φως

3.600€
με φως

- Το πιο αξιόπιστο χειρουργικό μοτέρ • Υψηλή ροπή έως 80 N-cm • Με γωνιακή NSK 20:1 • Σύστημα ρύθμισης ροπής: Advanced Torque Calibration • Κονό (82mm) και ελαφρύ (42 γραμ) κλιβανιζόμενο μικρομότορ τιτανίου χωρίς καρβονάκια • Ταχύτητα μοτέρ: 200~40.000 min⁻¹ • Μήκος καλωδίου 2m • 8 προγράμματα • Διατίθεται με φως LED 32.000 LUX ή χωρίς



Συσκευή πιεζοχειρουργικής



NSK Variosurg3

- Η πιο εξελιγμένη συσκευή πιεζοχειρουργικής
- Διαθέτει την καλύτερη κοπτική απόδοση στην αγορά και την μικρότερη χειρολαβή
- Διαθέτει μεγάλη επιλογή 50 εργαλείων για όλες τις ενδείξεις
- Άκρα με υψηλή ποιότητα και οικονομικό κόστος
- Συνδέεται με το μικρομότορ εμφυτευμάτων NSK SURGIC PRO για χρήση με κοινό ποδοδιακόπτη



Ρωτήστε μας για τις μεγάλες προσφορές μας !

Συσκευή μέτρησης οστεοενσωμάτωσης



NSK OSSEO 100

2.140€

ΔΩΡΟ

600€

20 MultiPeg



Μετρά με μαγνητικούς παλμούς αξιόπιστα τη σταθερότητα και οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων. Δίνει τιμές ISQ και στηρίζεται σε εκτενή και πολυπληθή βιβλιογραφία. Χρησιμοποιείται με MultiPeg τα οποία είναι για 20 χρήσεις έκαστο, μειώνοντας το κόστος ανά χρήση σε σχέση με άλλες συσκευές. Συμβατό με πολλά συστήματα εμφυτευμάτων.

Χειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler

NSK AS2000

Προσφορά
375€



Οικονομική και ανθεκτική χειρολαβή αποτρύγωσης τύπου airscaler χωρίς φως. Περιλαμβάνει 3 ξέστρα. Διατίθεται με 2 τρύπες Borden ή 4 τρύπες Midwest. Δέχεται ξέστρα NSK airscaler.



A legend,
redefined

TO NEO A-DEC 500.

Ανακαλύψτε το εντελώς νέο A-DEC 500, ένα μηχάνημα μύθο. Σε ένα κόσμο περίπλοκης τεχνολογίας σας φέρνουμε την έξυπνη απλότητα. Αξεπέραστη εργονομία, έξυπνες λειτουργίες και αληθινά χρήσιμη τεχνολογία. Από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οδοντιατρικών μηχανημάτων στον κόσμο.

a|dec

@ a-dec.com/500EXPERIENCE

SADENT

ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
ΓΟΥΔΙ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
e-mail: info@sadent.com
www.sadent.com

MULTINEO™

NiNa™
Nano Hydrophilic
Surface

Ενδυναμώνοντας την προβλεψιμότητα
και την απόδοση στα άμεσα πρωτόκολλα
εμφυτευμάτων



- Μια καινοτόμος επιφάνεια που αυξάνει την επαφή του οστού με το εμφύτευμα (BIC), βελτιώνοντας την κλινική απόδοση
- Οι ορατές σε επίπεδο νανοκλίμακας δομές TiO₂ προάγουν ενεργά τον σχηματισμό οστού, προωθώντας μια ενεργή έλξη για τους οστεοβλάστες και ενισχύοντας τη βιολογική απόκριση επιταχύνοντας τις διαδικασίες επούλωσης.
- Η υδροφιλία της επιφάνειας συμβάλλει στην επιτάχυνση της έλξης του αίματος, στη βελτίωση της διαμόρφωσης του οστού και προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συνήθεις αδροποιημένες επιφάνειες.
- Το εμφύτευμα MultiNeo™ NiNa παρέχεται στη γνωστή μοντέρνα και εύχρηστη άνυδρη συσκευασία, σχεδιασμένη για βελτιωμένη εργονομία. Κατά την αφαίρεση από την άνυδρη συσκευασία, το εμφύτευμα παραμένει υδρόφιλο!
- Μια προηγμένη υδρόφιλη επιφάνεια πολλαπλών επιπέδων: το βασικό micron επίπεδο που παράγεται από τη γνωστή και αξιόπιστη επεξεργασία αδροποίησης με αμμοβολή και οξύ, τις νέες καινοτόμες δομές TiO₂ σε νανομετρικό επίπεδο και ένα προστατευτικό στρώμα που αναπτύσσεται στο εμφύτευμα για να διατηρήσει τις φυσικές υδρόφιλες ιδιότητες του τιτανίου.

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence® PF Doctor Kit



Συσκευασία PF Opalescence Doctor
Kit 10% ή 16% υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο:

- 8 x 1,2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x 1,2ml σύριγγα LC Block-Out Resin
- 2 x φύλλα Sof-Tray 0.9mm

- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening Toothpaste
 - 1 x θήκη ναρθηκών
 - 1 x χρωματολόγιο
- Τιμή: **69€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Patient Kit



Συσκευασία Opalescence Patient
Kit PF 10% ή 16% Υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο

- 8 x 1,2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening Toothpaste

- 1 x θήκη ναρθηκών
 - 1 x χρωματολόγιο
- Τιμή: **64€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence PF ανταλλακτικές σύριγγες



Συσκευασία με 4 σύριγγες 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο x 1,2 ml έκαστη. Τιμή: **28,95€**

Λεύκανση για το ιατρείο

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Boost PF 40% 2 Ασθενών



Ένα δυνατό τζελ λεύκανσης με 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση στο ιατρείο.

Συσκευασία:

- 2 x 1,2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost
- 1 x 1,2ml σύριγγα OpalDam Green

- 1 x IsoBlock σταματοδιαστολέας
 - 5 x Ρύγχη Micro 20g
 - 5 x Ρύγχη Micro 20g FX
- Τιμή: **88€**

Νήμα απώθησης ούλων

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Ultrapak



Το νήμα Ultrapak είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και ειδική πλέξη για να συμπιέζεται εύκολα, να είναι απορροφητικό και να παραμένει στην θέση.

Συσκευασία: Φιαλίδιο με περίπου 244cm νήματος.

Νήμα Ultrapack # 000 Τιμή **20,5€**

Νήμα Ultrapack # 00 Τιμή **18,5€**

Νήμα Ultrapack # 0 # 1 # 2 # 3 Τιμή έκαστου **16,95€**

Αιμοστατικό τζελ

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Viscostat



Αιμοστατικό τζελ 20% θειικού σιδήρου που επιτυγχάνει βαθιά αιμόσταση και αναστέλλει την αιμορραγία σε δευτερόλεπτα. Χάρη στην πατενταρισμένη σύνθεση με πυρογενές οξειδίο του πυριτίου είναι φιλικό για τους μαλακούς και σκληρούς ιστούς.

Συσκευασία: Σύριγγα 30ml

Τιμή: **53€**

Αιμοστατικό τζελ

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Viscostat Clear



Παχύρρεστο αιμοστατικό τζελ 25% κλωριούχου αργιλίου που χάρη στην πατενταρισμένη σύνθεσή του, εξαλείφει προσωρινά την ήπια αιμορραγία χωρίς να αφήνει υπολείμματα και χωρίς να χρωματίζει. Ενδεικτικό για τις αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη. Συσκευασία: Σύριγγα 30ml Τιμή **54€**

Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LED

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO® Cordless

- Ασύρματη Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LED
- Ευρέως Φάσματος 395 - 480 nm
- Υψηλή ένταση σε 3 προγράμματα 1000/1400/3200mW/cm²
- Διάμετρος φακού 9,6mm για VALO® Cordless

Προσφορά: Αγοράστε την VALO® Cordless από **1450€** μόνο **995€** και επιπλέον **δωρο** μία συσκευασία τεχνητών τοιχωμάτων Halo Sectional Matrix System mini kit αξίας **219€**



Επικοινωνήστε μαζί μας για τις τρέχουσες προσφορές

Καθαρισμός



Καθαρισμός
υπερήχων



Θερμική
απολύμανση

Συσκευασία



Σακουλοποιός



Σακουλάκια
αποστείρωσης

Αποστείρωση



Αυτόκαυστοι



Τεστ
αποστείρωσης



Ιχνηλασιμότητα



Τα στάδια της αποστείρωσης - από τη συλλογή στην αποθήκευση - είναι ολοκληρωμένα επιτυχώς μόνο αν γίνουν με τον σωστό τρόπο. Χάρη στο Pro System line, μπορείτε να εφαρμόσετε με επιτυχία το πιο σύγχρονο και αποδοτικό πρωτόκολλο σε σταθερή βάση και να βελτιώσετε την ασφάλεια του ιατρείου σας.

Euronda[®]

E8: Ένας μεγάλος αυτόκαυστος σε μικρή τιμή!



Αυτόκαυστος B CLASS 24 LT

Ο νέος **E8** της Euronda αποτελεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία των αυτοκαύστων B Class. Σας δίνει χωρητικότητα 24 λίτρων με 5 δισκάρια αλλά χάρη στην τεχνολογία του μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού και ρεύματος σε σχέση ακόμα και με τον προηγούμενο αυτόκαυστο 18 λίτρων. Διαθέτει θύρα κάρτας μνήμης SD για να αποθηκεύει τα δεδομένα των αποστειρώσεων, γεννήτρια ατμού, έγχρωμη οθόνη αφής και σύστημα αναγνώρισης του ακάθαρτου νερού. Θα σας εκπλήξει και με την ταχύτητα του με συνολικό χρόνο αποστείρωσης που ξεκινά από τα 18 μόλις λεπτά.

Euronda[®]

Euronda Spa - Via Chizzalunga 1, Sandrigo, Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111 - f (+39) 0444 656199 - m info@euronda.com - www.euronda.com

Διοδικό Laser



Προσφορά
4.300€

Εύχρηστο, μικρό, φορητό και οικονομικό διοδικό Laser για κοπή μαλακών ιστών, περιοδοντική θεραπεία κ.α. Διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη. Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ με 2 έτη εγγύηση.



Ασύρματος ποδοδιακόπτης

Κοπτικό CAM

ivoclar PrograMill DRY

Το εξειδικευμένο και compact κοπτικό για την κοπή όλου του φάσματος των αποκαταστάσεων οξειδίων του ζirkονίου καθώς και για την κινητή προσθετική.

- Open system (ανοικτή αρχιτεκτονική)
- Εύκολη αλλαγή υλικών χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Πενταζωνικό
- Διαθέτει την καινοτόμο ροή εργασίας κινητής προσθετικής Ivotion Denture Process
- Multi-unit control μέσω εξελιγμένου λογισμικού CAM



Σας περιμένουμε στη Sadent Παιανίας για ζωντανή επίδειξη

Αξονικός Τομογράφος - Πανοραμικό - Κεφαλομετρικό

Ray

Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea

RAYSCAN

Ο αξονικός τομογράφος CBCT RAYSCAN κατασκευάζεται στην Κορέα στο εργοστάσιο της RAY στη Samsung 1-ro, Gyeonggi-do. Η Ray προέρχεται από ένα από τα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσμο και σας προσφέρει αξεπέραστη τεχνολογία, ευκρίνεια, εργονομία και αξιοπιστία.

Ο αξονικός RAYSCAN βραβεύτηκε με διακεκριμένα βραβεία όπως το Reddot Design Award και το International Design Excellence Award. Συνδυάζεται ιδανικά με το καλύτερο 3D Face Scanner της αγοράς, το RAYFace, και το πανίσχυρο πρωτοποριακό λογισμικό της RAY.

Χαρακτηριστικά:

- Επιλογή διαφορετικών πεδίων απεικόνισης (Multi FOV) με μέγιστο πεδίο 20 X 20 cm
- Υψηλή ανάλυση με Voxel 70 - 300μm
- Χαμηλή δόση ακτινοβολίας
- Εικόνα ποιότητας High Definition





SAEVO 

S 400

6.000€
+Φ.Π.Α

Οδοντιατρική μονάδα **S400H** με προβολέα LED, δερμάτινη ταπετσαρία πολυτελείας, έδρα με ηλεκτροκινητήρα Bosch. Από ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο με ετήσια παραγωγή 25.000 οδοντιατρικών μηχανημάτων και με την τεχνική υποστήριξη της Sudent.



SADENT

www.sudent.com



3shape simply.TRIOS 5

Έξυπνο • Ασύρματο • Μικρότερο • Ελαφρύτερο
Χωρίς υποχρεωτική συνδρομή