

SADENT

No 54

info

SADENT 100 ΧΡΟΝΙΑ



Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Οδοντιατρική μονάδα

a dec
reliablecreative**solutions**

ΔΩΡΟ

Ηλεκτρικό μικρομότορ τιτανίου, χωρίς καρβουνάκια, με φως, υψηλής ροπής NSK NLZ και ψηφιακή οθόνη Adec Deluxe touchpad συνολικής αξίας

3.200€



Το A-dec 300 αποτελεί την χρυσή τομή υψηλών προδιαγραφών και προσιτού κόστους. Κατασκευή 100% στις Η.Π.Α.

• ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900 • ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799 • e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

Μεγάλη προσφορά υλικών Bisco



Αγοράστε το Duo Link System kit (ρητινώδης κονία 8γρ./ Συγκολλητικός 6ml/Z-Prime 2ml/ Porcelain primer 3ml), μία αδροποίηση Select HV 30ml+3 ανταλλακτικές σύριγγες, ένα υλικό ανασύστασης Core Flo DC lite 8 γρ. και 10 άξονες υαλονημάτων συνολικής αξίας

299€

+ ΔΩΡΟ

Συσκευή φωτοπολυμερισμού ασύρματη LED με ισχύ έως 1600mw/cm² DTE LUX E



Ρητίνες



- Aelite All purpose Μικροϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων:
2+1 ΔΩΡΟ 3 σύριγγες 4 γρ. με συνολικά **73,20€**, (τελική αξία ανά σύριγγα **24,40€**)
- Aelite Aesthetic enamel Ενισχυμένη νανάκοκκη ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων:
2+1 ΔΩΡΟ 3 σύριγγες των 4 γρ. με συνολικά **95,60€**, (τελική αξία ανά σύριγγα **31,86€**)
- Aelite Ls Posterior Υβριδική ρητίνη οπισθίων χαμηλής συρρίκνωσης (1,4%)
2+1 ΔΩΡΟ 3 σύριγγες των 4 γρ. με συνολικά **80,60€**, (τελική αξία ανά σύριγγα **26,86€**)
- Aeliteflo Λεπτόρρευση ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας
3+1 ΔΩΡΟ 4 σύριγγες του 1,5 γρ. με συνολικά **54,30€**, (τελική αξία ανά σύριγγα **13,57€**)



Συγκολλητικοί παράγοντες

- All Bond Universal-Συγκολλητικός παράγοντας για χρήση με ολική, επιλεκτική η αυτο-αδροποίηση. Φιαλίδιο 6 ml, αξίας **78,5€**, και **Δώρο** 1 φωτοπ/νο ουδέτερο στρώμα Theracal 1 γρ. ή 2 σύριγγες αδροποίησης έκαστη 5γρ. Select HV αξίας **31,8€**
- One step-Συγκολλητικός παράγοντας για χρήση με ολική αδροποίηση. Με την αγορά 1φιαλιδίου των 4 ml, αξίας **54,1€**, και **Δώρο** 1 Λεπτόρρευση ρητίνη Aeliteflo 1,5 γρ. αξίας **18,1€**
- Universal Primer-Αυτοαδροποιούμενος διπλού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας με δυνατότητα ολικής ή επιλεκτικής αδροποίησης. Με την αγορά 1 συσκευασίας (2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο), αξίας **105€**, και **Δώρο** 10 άξονες υαλονημάτων μαζί με τρυπάνι διάνοιξης αξίας **60€**



Αδροποίηση

1+1



- **Select HV** Ορθοφωσφορικό 35%
- Με την αγορά 1 συσκευασίας Select HV refill (30 ml και 3 ανταλλακτικές σύριγγες) αξίας **71,1€**, **Δώρο** άλλη μία όμοια συσκευασία
- Με την αγορά 1 συσκευασίας Select HV 5γρ., αξίας **15,90€**, **Δώρο** άλλη μία όμοια συσκευασία



Ουδέτερο στρώμα



3+1

- **Theracal LC** Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα με δυνατότητα άμεση κάλυψης πολφού από ρητινώδως τροποποιημένο πυρκαϊκό σσβέσαιο
- Με την αγορά 3 συριγγών του 1 γρ., αξίας **69,22€**, **Δώρο** άλλη μία σύριγγα αξίας **23,08€**



Κονία μόνιμων συγκολλήσεων



Η νέα βραβευμένη κονία που πρέπει να δοκιμάσετε!

- Απελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
- Δίνει ισχυρή συγκόλληση με τη ζirkονία χωρίς να απαιτεί συγκολλητικό παράγοντα
- Πολύ εύκολη αφαίρεση περισσειών
- Αποκτά αλκαλικό pH μετά τη συγκόλληση
- Διαθέτει υψηλή ακτινοσκιερότητα

2+1



- **TheraCem** Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Με την αγορά 2 συσκευασιών TheraCem (8γρ. έκαστη) αξίας **167,6€** Δώρο 1 ακόμη συσκευασία αξίας **83,8€**

Κονίες μόνιμων συγκολλήσεων



2+1



- **DUO-LINK Universal** Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού με εύκολη αφαίρεση των περισσειών. Με την αγορά 2 συσκευασιών DUO-LINK Universal (8 γρ. έκαστη) αξίας **133,6€**, Δώρο 1 ακόμη συσκευασία αξίας **66,8€**



- **BisCem** Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Με την αγορά 2 συσκευασιών BisCem (8 γρ. έκαστη) αξίας **146,4€**, Δώρο 1 ακόμη συσκευασία αξίας **73,2€**

Κονία μόνιμων συγκολλήσεων



Αγοράστε την αρχική συσκευασία **Duo Link Universal** που περιλαμβάνει 1 ρητινώδη κονία Duo Link Universal 8γρ., 1 συγκολλητικό παράγοντα All Bond Universal 6ml, 1 σλιάνιο Ζirkονίας Z-prime 2ml, 1 σλιάνιο 3ml από **149,5€** μόνο **112,12€**

Υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού



TheraBase



Αυτοσυγκολλούμενο υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού με απευλευθέρωση ασβεστίου. Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 8γρ.

ΤΙΜΗ: **79€**

Δώρο 1 φωτο/νο ουδέτερο στρώμα Theracal 1 γρ. αξίας **23,08€**

Υλικό ανασυστάσεων



2+1



Υλικό ανασυστάσεων και συγκόλλησης αξόνων διπλού πολυμερισμού 8 γρ.

- Με την αγορά 2 **CORE FLO DC** ή **CORE FLO DC Lite** με χαμηλό ιξώδες συνολικής αξίας **110,4€**, Δώρο άλλη 1 συσκευασία 8 γρ.
- Αγοράστε την αρχική συσκευασία **CORE FLO DC LITE** που περιλαμβάνει 2 σωληνάρια του υλικού ανασύστασης **CORE FLO DC LITE** (8γρ. έκαστο) σε αποχρώσεις Natural / A1 και Opaque White και 1 συγκολλητικό παράγοντα διπλού πολυμερισμού Universal Primer™ Parts A&B (6ml έκαστο φαλιδί) από **169,7€** μόνο **118,8€**



WELCOME TO
WELCOME TO
THE WELCOME TO
ERA OF
MUCOINTEGRATION
MUCOINTEGRATION™

Η χημεία των επιφανειών στην οποία
τα κύτταρα δεν μπορούν να αντισταθούν

Οι νέες επιφάνειες Xeal και TiUltra. Δύο καινοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες τεχνογνωσίας μας στην εφαρμοσμένη ανοδίωση. Έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία και την τοπογραφία της επιφάνειας από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμφυτεύματος για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών σε κάθε επίπεδο.

Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration™.

nobelbiocare.com/surface

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
 - ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
 - e-mail: info@sadent.com
- www.sadent.com

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

R&S



**Δώρο
1+1**

Μικροϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων R&S Suprafil+.
Με την αγορά μίας σύριγγας 4 γρ. αξίας 22€ σε χρώμα επιλογής σας δώρο άλλη μία σύριγγα.

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Clinix

Solutions in dentistry



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης υψηλής ακρίβειας Clinix Sliperfect-AD II
1 συσκευασία παχύρρεστο (2x250 ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml +ρύγχη) μόνο 68€

Κώνι χάρτου

R&S



**Δώρο
3+1**

4 κουτιά κώνων χάρτου 200τμχ. έκαστο με συνολικά 14,4€. (τελική αξία ανά κουτί 3,6€)

Κώνι χάρτου με κωνικότητα

R&S



**Δώρο
2+1**

3 κουτιά κώνων χάρτου με κωνικότητα 4% ή 6% 100τμχ. έκαστο με συνολικά 14€, (τελική αξία ανά κουτί 4,67€)

Κώνι γουταπέρκας

R&S



**Δώρο
3+1**

4 κουτιά κώνων γουταπέρκας 120τμχ. έκαστο με συνολικά 19,8€. (τελική αξία ανά κουτί 4,95€)

Κώνι γουταπέρκας με κωνικότητα

R&S



**Δώρο
2+1**

3 κουτιά κώνων γουταπέρκας 60τμχ. έκαστο με συνολικά 19€, (τελική αξία ανά κουτί 6,33€)

Κονιά προσωρινής συγκόλλησης

R&S



Κονιά προσωρινής συγκόλλησης R&S 40 γρ. Βάσης + 14 γρ. καταλύτη μόνο 20,9€

Προσωρινό εμφρακτικό

R&S



**Δώρο
3+1**

4 βαζάκια προσωρινού εμφρακτικού 30γρ. έκαστο με συνολικά 24,3€, (τελική αξία ανά κουτί 6,07€)

Εργαλεία χειρός

Kerr

**Δώρο
2+1**



Γερμανίας

- 3 κουτιά K-Files /Hedstrom Files/Reamers 6τμχ. μεγέθη έως 80, συνολικά **30,04€** /τελική αξία ανά κουτί **10,01€**
- 3 κουτιά Triple-Flex, εργαλεία από ανοξείδωτο ασάλι εύκαμπτα, 6τμχ., συνολικά **40,32€** /τελική αξία ανά κουτί **13,44€**

- Νευροεξαγωγοί 6τμχ **3,40€**
- Lentulo με ελατήριο 4τμχ **12,60€**
- Gates Glidden 6τμχ **15,10€**
- Peeso Reamers 6τμχ **15,10€**

Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti

Kerr ZenFlex

**Δώρο
3+1**



Υψηλή αντοχή. Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης.

Ιδανική ισορροπία μεταξύ αντοχής και ευκαμψίας. Τα ZenFlex σας επιτρέπουν την επίτευξη του μήκους εργασίας μειώνοντας τον κίνδυνο της θραύσης του εργαλείου και διατηρώντας την δομική ακεραιότητα του δοντιού.

Συσκευασίες: Διατίθενται σε κωνικότητες 04 και 06 και σε μεγέθη από 20 έως 55 σε μεμονωμένα κουτάκια και σε ασορτί κουτάκια μεγέθους 20-45 σε κωνικότητες 04 και 06.

Κουτί 6τμχ. Τιμή: 47€

Μηχανοκινούμενα εργαλεία Ni-Ti

Kerr



**Δώρο
2+1**



TF Adaptive: Είναι κατασκευασμένα για χρήση με το νέο μοτέρ της Sybron Elements με τεχνολογία Adaptive motion 3 κουτιά (αρχικό kit με 3τμχ. TF Adaptive +3 εργαλεία K-Files 08, 10, 15 έκαστο και για μεμονωμένα μεγέθη 4τμχ. έκαστο), συνολικά **148,90€** τελική αξία ανά κουτί **49,63€**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία αρχικής διάνοιξης

**Kerr
Traverse**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία αρχικής διάνοιξης και δημιουργίας διαβατότητας που προσφέρουν άριστα και προβλέψιμα αποτελέσματα. Συσκευασία 4 τμχ. Τιμή: **59,43€**



Φυράματα μόνιμης έμφραξης

Kerr




- Sealapex (Υδρ. Ασβεστίου χωρίς ευγενόλη 12 γρ. Βάσης + 12 γρ. καταλύτη) **38,90€**
- Tubli seal (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 15 γρ. Βάσης + 5 γρ. καταλύτη), **54,61€**
- Pulp canal sealer (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 10,5 γρ. σκόνης + 4 ml υγρού) **97€**

Άξονες ανθρακονημάτων και υαλονημάτων

inno|tech.

- Κουτί 10 αξόνων ενός μεγέθους: Τιμή **40€**
- Κουτί 10 αξόνων ενός μεγέθους με τρύπανο: Τιμή **60€**

Με την αγορά 2 κουτιών αξόνων υαλονημάτων ή ανθρακονημάτων Level one η Fox, παίρνετε **Δώρο** το υλικό αναστάσεων και συγκόλλησης αξόνων διπλού πολυμερισμού Bisco Core Flo DC 8 γρ., αξίας **55,20€**



Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr

Elements IC

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τελευταία λέξη στις συσκευές κάθετης συμπίκνωσης της γουταπέρκας και έγχυση θερμοπλαστικοποιημένου εμφρακτικού ριζικών σωλήνων με μεγάλη ακρίβεια και ευκολία στη χρήση. Ασύρματη με ψηφιακές ενδείξεις, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Διαθέτει δυνατή μπαταρία που αρκεί τουλάχιστον για 16 ρ.σ με μία φόρτιση. Μπαταρία τελευταίας γενιάς με επαγωγική φόρτιση που την αντικαθιστάτε εύκολα χωρίς την ανάγκη τεχνικού. Ρυθμίζετε με ακρίβεια τη θερμοκρασία με τη βοήθεια ψηφιακής οθόνης.

Αποκτήστε το Elements IC dual με βάση φόρτισης και 1 Buchanan plugger από **3.115€** μόνο **1.990€**



Η προφρατά το κεί με φραγή έμφραξης των σωλήνων.

Μικρομότορ ενδοδοντίας

Kerr

Elements Connect

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας Elements Connect με ρυθμίσεις για κινήσεις adaptive, reciprocation και περιστροφική 360 μοιρών.

- 14 προγράμματα
- Σύνδεση με το Apex Connect για εντοπισμό ακρορριζίου
- Φωτεινή ένδειξη στην χειρολαβή που παρέχει ανάδραση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα.

Τιμή: **2.099€** και μαζί με τον εντοπιστή Apex Connect **2.690€**



Εντοπιστής ακρορριζίου

Kerr

Apex Connect

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προβολή σε πραγματικό χρόνο του μήκους εργασίας μέσω μιας έγχρωμης οθόνης. Έξυπνες ενδείξεις φωτός και ήχου κατά την προσέγγιση προς το ακρορρίζιο. Ενεργοποιημένο αυτόματο Self-calibration. Δυνατότητα σύνδεσης με το μικρομότορ ενδοδοντίας Elements Connect.

Τιμή: **999€**



Μικρομότορ ενδοδοντίας

Kerr Elements e-motion

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έγχρωμη οθόνη επαφής. Νέα χειρολαβή με μικρότερη κεφαλή. Ο εξελιγμένος αλγόριθμος του μικρομότορ σας εξασφαλίζει καλύτερη κοπτική ικανότητα για τα εργαλεία σας και προστασία από τη θραύση των εργαλείων. Έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει εξαιρετικά με τα εργαλεία Kerr Zenflex & TF Adaptive που σε συνδυασμό με το μικρομότορ e-motion σας προσφέρουν τα πλεονεκτήματα τόσο της περιστροφικής όσο και της παλινδρομικής κίνησης. Γερμανικής κατασκευής.

Αποκτήστε το Elements e-motion από **1.813,77€** μόνο **1.451€** και επιπλέον

Δώρο 5 κουτάκια των νέων μηχανοκινούμενων εργαλείων Zenflex συνολικής αξίας **235€**



Εντοπιστής ακρορριζίου

Kerr

Apex ID

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εντοπιστής τελευταίας γενιάς που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Επιλέξτε εσείς το σημείο "0" και μετρήστε με ακρίβεια ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

ΤΙΜΗ: **865,21€**



Λεύκανση σπιτιού

PHILIPS ZOOM! NITEWHITE



- Zoom Nite White 16% Υπεροξειδίου του καρβαμιδίου για ολονύχτια χρήση **64€**
- Zoom Day White 6% Υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση την ημέρα **60€**

Συσκευασία με 6 σύριγγες διπλής ανάμιξης 2,4ml έκαστη

Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης



CHOICE 2



Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης. Αρχική συσκευασία Choice 2: 3 σύριγγες X 4,5 γρ. διαφάνεια, 1 X A2, 1 X Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml, αδροποίηση Uni-etch 5 γρ., υδροφθορικό οξύ 5 γρ., σιλάνιο δύο φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, βουρτσάκια.

Προσφορά μόνο 215€

Δοκιμαστικές πάστες 2 γρ. TIMH: **17€**

Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης



1 σιλάνιο (3ml), 1 σύριγγα υδροφθορικό οξύ 9.5% (5γρ.), 1 σύριγγα Barrier Gel (5γρ.), 1 σιλάνιο Ζηκονίας-μετάλλων-αλουμίνας Z-Prime™ Plus (2ml), 1 φιαλίδιο Porcelain Bonding Resin (6ml), 1 Oraqser καταλύτη(3ml), 1 Oraqser βάσης (3ml).

Προσφορά μόνο 89,10€



Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων



Geristore

Το Geristore είναι ένα αυτοσυγκολλούμενο, ρητινώδες τροποποιημένο υαλοϊονομερές το οποίο έχει περισσότερες από δεκαεπτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά υψηλός παράγων βιοσυμβατότητας το κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού και υποσουλκικές αποκαταστάσεις. Είναι το μόνο ρητινώδες υαλοϊονομερές υλικό σε μορφή πάστα-πάστα και είναι ευκολότερο στη χρήση από αυτά που είναι σκόνη-υγρό. Είναι βιοσυμβατό με τους μαλακούς ιστούς και τα δόντια. Είναι υδρόφιλο και συγκολλάται παρουσία υγρασίας αίματος και μαλακών ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω του χαμηλού θερμικού συντελεστή και της βιοσυμβατότητας, μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα.

Ενδείξεις

- Αποκαταστάσεις 5ης ομάδας ή άλλων επιφανειών μικρής αποτριβής
- Υλικό βάσης ή επικάλυψης για στεφάνες, γέφυρες, αμαλγάματα, ρητίνες, συγκολλούμενα ένθετα, επένθετα ή πολυμερισμένες με θερμότητα ρητίνες
- Συγκόλληση χυτευμένων στεφανών ή γεφυρών
- Ενδιάμεσο εμφρακτικό υλικό για νεογλά δόντια.
- Συγκόλληση ενθέτων/επενθέτων από χρυσό
- Τοποθέτηση συγκολλούμενων αμαλγαμάτων
- Επιδιόρθωση πορσελάνης
- Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων και αγκυλίων.
- Συγκόλληση γεφυρών Maryland
- Αισθητική προσωρινή αποκατάσταση σε σπασμένα

φύματα

- Ανάστροφες εμφράξεις
- Κατάγματα δοντιών
- Συγκόλληση μεταλλικών στεφανών
- Επιδιόρθωση ορίων του αμαλγάματος
- Υποσουλκικές αποκαταστάσεις, σπασμένες ρίζες, βαθιές βλάβες από τερηδόνα, βλάβες από ριζική απορρόφηση
- Ανάστροφες εμφράξεις και διατρήσεις ριζών
- Αποκατάσταση και απόφραξη στηριγμάτων επενθέτων οδοντοστοιχιών
- Άμεση κάλυψη πολφού

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ. **85,1€** σε χρώμα A2



Ο ελβετικός σουγιάς



του οδοντιατρείου

Συσκευές αποτρίγωσης



NSK

Varios 370

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
670€




Συσκευή αποτρίγωσης υψηλής απόδοσης με πιεζοκρυστάλλους, χωρίς φως.
Για άκρα περιο/ενδο/προσθετικής με 3 ξέστρα

Ξέστρα αποτρίγωσης



NSK

Δώρο
3+1



Ξέστρα αποτρίγωσης NSK κατάλληλα για συσκευές
NSK & Satelec (Acteon)
Κωδικοί G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9 στα **49€**
έκαστο (τελική αξία μετά την προσφορά **36,75€**)

Επιστόμια αεροϋδροσύριγγας μίας χρήσης

ACTEON Riskontrol



- Riskontrol Classic 250 τμχ (λευκά, ροζ, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο) **36€**
- Για τη χρήση των Riskontrol χρειάζεστε τον αντάπορα για την αεροϋδροσύριγγα σας

Με την αγορά 2 συσκευασιών Riskontrol
Δώρο 500 καλύμματα αεροϋδροσύριγγας

Διαμάντια

NTI

New Technology Instruments

Γερμανίας

Δώρο
20+5

Σε όλα τα
διαμάντια



Αναλώσιμα

- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 60x110mm / 3+1 δώρο **21€**
- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 90x260mm / 3+1 δώρο **34,2€**
- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 140x250mm / 3+1 δώρο **51€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/5cm **9,75€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/7,5cm **14,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/10cm **18,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/15cm **28,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/20cm **39,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/30cm **59,8€**
- Τολύπια 300 γρ. **5,8€**
- Sagea κλιβανιζόμενα ρύγκη χειρ. αναρρόφησης 10τμχ **13,9€**
- Λοξοτομημένα ρύγκη μιας χρήσης 100τμχ **5,5€**
- Βελόνες μιας χρήσης 100 τμχ σε 27G long, 27G, 30G short / 3+1 Δώρο **42€**
- Blistir αποστειρωμένα ρύγκη χειρ. αναρρόφησης 20τμχ με 1 αντάπορα **21,9€**
- Φιλμ προστασίας επιφανειών 1200τμχ **19,9€**

- Λάστικα απομόνωσης 36τμχ R&S **11,7€**
- Αντισπικτικές παστίλιες με γεύση μέντας η θυμόλης, 1.000τμχ **16,9€**
- Σφήνες ξύλινες R&S 100τμχ **9,85€**
- Άμεσος πάγος μίας χρήσης Sageva **0,9€**
- Πετσέτες 500τμχ. **15,8€**
- 6+1 συσκευασίες ποτήρια των 100τμχ. σε χρώματα επιλογής **13,8€**
- Αποστειρωμένο κάλυμμα καλωδίου χειρουργικής αναρρόφησης και σιελαντλίας 1,2m **0,86€**
- Αποστειρωμένο κάλυμμα καλωδίου χειρουργικής αναρρόφησης και σιελαντλίας 2,4m **1,18€**
- Σιελαντλίες Euronda 100τμχ. 6 +1 Δώρο **17,1€**
- Μάσκες 50 τμχ. Euronda Protection 3 EN 14683: type II **7,50€**
- Μάσκες 50 τμχ. Euronda Protection 4 EN 14683: type IIR **10,50€**
- Γυαλιά προστασίας Stretch Euronda **16€**
- Προσωπίδες αρχική συσκευασία 10τμχ. με βραχιόνα **20€**

Εργαλεία χείρας Γερμανίας



HELIOS ZEPF
MEDIZINTECHNIK GMBH

- Εργαλείο περιοδοντίου με εργονομική λαβή Bionik και αποσπώμενα αναλακτικά άκρα **32,55€**
- Βαμβοκαλαβίδα **13,90€**
- Ανικνευτήρας **5,97€**
- Λαβή κατόπτρου ή ανικνευτήρα με εργονομική λαβή Bionik **15,58€**
- Κοχλιάρια οδοντίνης **16,28€**
- Εργαλείο ρητινών με μαύρα αντικολπητικά άκρα **42,32€**



Σιλικόνη αποτύπωσης

Zhermack
BEYOND INNOVATION

zetaplus

Σιλικόνη συμπίκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας διαστάσεων. Συσκευασία: 900ml παχύρρευστο, 140ml λεπτόρρευστο, 60 ml καταλύτη

Προσφορά: 1 παχύρρευστο
+ 1 λεπτόρρευστο
+ 1 καταλύτης

41,3€

Δώρο απολυμαντικά μαντηλάκια zeta 3 pop up



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

hydrogum 5

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας με σταθερότητα διαστάσεων 5 ημερών, με γεύση εξωτικών φρούτων και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'. Συσκευασία: 453 γρ.
ΤΙΜΗ: **14€**



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

tropicalgin

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας, με γεύση Μάνγκο, χρωματική αλλαγή και γρήγορο χρόνο πήξης 2:35'. Συσκευασία: 453 γρ.
ΤΙΜΗ: **12,9€**



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

orthoprint

Αλγινικό 500 γρ. κατάλληλο για λήψη αποτυπωμάτων για ορθοδοντικές εργασίες και εκμαγεία μελέτης, γεύση βανίλια και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50' ΤΙΜΗ: **12,9€**



Σιλικόνη καταγραφής σύγκλισης

Zhermack
BEYOND INNOVATION

occlufast rock

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου για καταγραφή της σύγκλισης. Σκληρότητα 95 shore A. Χρόνος εργασίας 30 sec και χρόνος παραμονής στο στόμα 60 sec.
• Συσκευασία: 2 φυσιγγες των 50ml έκαστη και 12 ρύγχη ανάμιξης.
Τιμή: **46,90€**



Υλικό προσωρινών

Zhermack
BEYOND INNOVATION

acrytemp

Ακρυλική αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ανθεκτικές μεταβατικές αποκαταστάσεις σε A2 και A3
• Συσκευασία: Φύσιγγα 76 γρ. για πιστόλια 4:1 και 15 ρύγχη ανάμιξης
ΤΙΜΗ: **86,7€**



Στοματικό διάλυμα

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

3+1



Το Chlorhexil 0,20% με κλωρεξιδίνη 0,20%, δημιουργήθηκε για τον δραστικό έλεγχο και την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών της στοματοφάρυγγικής κοιλότητας, την καταπολέμηση της μικροβιακής πλάκας και την άμεση ανακούφιση και προστασία της στοματικής κοιλότητας από ερεθισμούς και φλεγμονές ιδίως σε περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου. Φιάλη 1,5 lt. Τιμή: **11,38€** (μετά την προσφορά **8,54€**)

Απολυμαντικό επιφανειών

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

4+2



Απολυμαντικό επιφανειών Reval Plus Professional, έτοιμο διάλυμα. Φιάλη με dispenser του 1lt. Τιμή: **12€** (μετά την προσφορά **8€**)

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



elite HD+

- αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρεστο (2x250ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml+ρύγχη) από **115,2€** μόνο **92,16€**
- συσκευασία παχύρρεστο (250ml βάσης+250ml καταλύτη) **67,2€**
- συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml+ρύγχη) **48€**
- συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης (2x380 βάση-καταλύτη+15 ρύγχη ανάμιξης) για ιξώδες Putty μόνο **128€** και για ιξώδες Tray Material μόνο **138,5€**



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



hydrorise

- αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρεστο (2x300ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml + ρύγχη) από **139,8€** μόνο **111,84€**
- συσκευασία παχύρρεστο (300ml βάσης + 300ml καταλύτη) **87,5€**
- συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml + ρύγχη) **52,3€**
- συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης (2x380ml βάση-καταλύτη+15 ρύγχη) για ιξώδες Heavy μόνο **138,6€** και για ιξώδες Monophase μόνο **154,6€**



Απολυμαντικό επιφανειών



zeta 3 soft / foam

- Απολυμαντικό επιφανειών zeta 3 soft έτοιμο για χρήση 750ml. Τιμή: **15,70€**
- Απολυμαντικό ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. δερματίνης) zeta 3 foam έτοιμο για χρήση 750ml. Τιμή: **18€**



Απολυμαντικό εργαλείων



zeta 1 Ultra

- Απολυμαντικό εργαλείων 1 lt, συμπυκνωμένο 1%
Τιμή: **30,20€**



Απολυμαντικά μαντηλάκια



zeta 3 pop up

3+1

- 100 μαντηλάκια επιφανειών zeta 3 pop up από **12,30€** μόνο **9,22€**



Απολυμαντικό χειρ. αναρροφήσεων



zeta 5 power act

- Απολυμαντικό για τις χειρουργικές αναρροφήσεις 1lt, συμπυκνωμένο 1%.
Τιμή: **40,10€**



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

dm
DenMat | innovative dental technologies

Splash!



Splash Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης υψηλής ακρίβειας

- Αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρευστο (2x250 ml) fast ή regular set και 1 συσκευασία λεπτόρρευστο (2x48 ml+ρύγχη) με επιλογή από 4 ζώδια (heavy, medium μονοφασικό, lite, x-lite) μόνο **97,75€**
- Συσκευασία παχύρρευστου (250 ml βάση +250ml καταλύτη): **78€**
- Συσκευασία λεπτόρρευστου (2x48 ml+ρύγχη): **37€**

Υλικά καταγραφής δήξης

dm
DenMat | innovative dental technologies

BITE REGISTRATION



Bite Registration Υλικό καταγραφής δήξης με γεύσεις

- Συσκευασία 2 φουσιγγιών των 48 ml με ρύγχη ανάμιξης και επιλογή 3 χρόνων πήξης (Vanilla Bite 0:55", Chocolate Bite 1:30", Clear Matrix 2:30" για κατασκευή μήτρας): **33,1€**

Υλικό προσωρινών

dm
DenMat | innovative dental technologies

PERFECTEMP II



- Το πρώτο και μοναδικό προσωρινό υλικό με δυνατότητα φθορισμού για καλύτερη προσομοίωση με τους οδοντικούς ιστούς. Χρήση με πιστόλι 4:1.
- Συσκευασία: 76 γρ. και 15 ρύγχη ανάμιξης (αποχρώσεις A2) **96,80€**

Δίσκοι λείανσης

Stoddard



Πολύ λεπτοί δίσκοι επικαλυμμένοι με οξειδίο αλουμινίου για διαμόρφωση και υψηλή λείανση όλων των επιφανειών από ρητίνη, αμάγαμα, υαλοϊονομερή κόνια και μέταλλα. Μανδρέλ πλήρως καλυμμένο από τον δίσκο λείανσης. Maxflex Snap on αρχικό σετ: Περιλαμβάνει 240 δίσκους λείανσης σε 4 αδρόττες και 2 μανδρέλ.

Με την αγορά του αρχικού σετ αξίας **63€** δώρο 100 ταινίες λείανσης αξίας **13,80€**

Λούπες

px PeriOptix

Νέα σειρά λούπες HDMax



Καλύτερη ευκρίνεια, πιο φωτεινό πεδίο ανεξαρτήτως μεγέθυνσης, μικρότερο βάρος, 8 διαθέσιμα χρώματα.

Κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Διατίθενται σε 3 αποστάσεις εργασίας σε μεγεθύνσεις X2,5 X3 X3,5 X4



100% Ιαπωνική κατασκευή



Ταπεσαρία πολυτελείας για μεγαλύτερη άνεση



Έγχρωμη οθόνη επαφής



Πρωτοποριακός σχεδιασμός των καλωδίων χειρολαβών από πάνω που σας προσφέρει ασύγκριτη εργονομία, μεγαλύτερες και περισσότερες κινήσεις

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
- ΓΟΥΔΙ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
- e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

Το καλύτερο αερότορ που φτιάχτηκε ως σήμερα!



NSK Ti-Max Z990L
ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ



Προσφορά

924€

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 44W (με ταχυσύνδεσμο NSK)
- 100% τίτανιο με πολύ λιγότερο βάρος
- Μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις και χτυπήματα
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Ελάχιστος θόρυβος
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους NSK®, KaVo®.



Το αερότορ με μεγάλες επιδόσεις και προσιτή τιμή!

NSK S-Max

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



Προσφορά

548€

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 26W
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει εύκολα και οικονομικά από τον ιατρό
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους: NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
- 100% Ιαπωνικής κατασκευής

Το καλύτερο οικονομικό αερότορ!



NSK Pana-Max2

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



ΔΩΡΟ

20 διαμάντια
NTI Γερμανίας

279€

για σύνδεση σε καλώδιο απευθείας (Midwest ή Borden)

325€

για ταχυσύνδεσμο τύπου NSK PTL ή τύπου KAVO®

- Το καλύτερο αερότορ στην κατηγορία του με ισχύ 20W
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει από τον ιατρό με χαμηλό κόστος και εγγύηση επισκευής για 1 έτος

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων

NSK FX25m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Push button
- Αποσπώμενος - αντικαταστάσιμος ρότορας
- Σχέση 1:1 για ταχύτητα έως 40.000 σπρ/λεπτό
- Νέο ανθεκτικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Νέο μικρότερο, λεπτότερο και ελαφρύτερο σώμα
- Εξωτερικό σπρέυ νερού

199€

ΔΩΡΟ

20 φρέζες χαμηλών
carbide
NTI Γερμανίας

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων



NSK S-Max M25L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Φως
- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ultra push
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1
- Δέχεται φρέζες μικρομότορ
- Μονό εσωτερικό σπρέυ νερού

545€

ΔΩΡΟ

50 φρέζες χαμηλών
carbide
NTI Γερμανίας

Πολλαπλασιαστική (κόκκινη) γωνιακή

NSK S-Max M95L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Με φως υάλου ή χωρίς φως
- Ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Πολλαπλασιασμός στροφών 1:5
- Κεραμικά ρουλεμάν
- Τετραπλό σπρέυ νερού
- Δέχεται φρέζες αερότορ

675€

ΔΩΡΟ

30 διαμάντια
NTI Γερμανίας

Ευθεία χαμηλών ταχυτήτων



NSK FX65m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Χωρίς φως με εξωτερικό ψεκασμό νερού
- Νέο ανθεκτικότερο και εργονομικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1 για ταχύτητα έως 40.000 στρ / λεπτό

Προσφορά
199€

Ηλεκτρικό μικρομότορ M40XS

NSK

ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ



Προσφορά

555€ χωρίς φως*
695€ με φως

- Νέο ηλεκτρικό μικρομότορ από ατόφιο τιτάνιο
- Συμβατό με καλώδια NSK και Bien Air MC3
- Μικρότερο βάρος και μέγεθος
- Διατίθεται με φωτισμό LED ή χωρίς

*τιμή χωρίς καλώδιο, πλακέτα

Μικρομότορ Ενδοδοντίας



NSK

Endomate DT2

Προσφορά
880€

Μοτέρ ενδοδοντίας με ψηφιακή οθόνη και ακριβή ρύθμιση και διατήρηση σταθερών τιμών στροφών και ροπής. Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μειωτική χειρολαβή μικρομότορ με mini κεφαλή αποστειρωσίμη σε αυτόκαυστο. Αυτόματη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφίνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. Δυνατότητα σύνδεσης με εντοπιστή ακρορριζίου. Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.



Εντοπιστής ακρορριζίου



NSK

iPexII

Προσφορά
790€

Η επόμενη γενιά στους εντοπιστές με λειτουργία smartlogic που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Συνδυάζεται ιδανικά με τα μικρομότορ ενδοδοντίας NSK και μετράει παράλληλα με τη διεύρυνση του ρ.σ από το μοτέρ.



Σοδοβολή



NSK

Prophymate Neo

Αποκτήστε σοδοβολή με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία με την υπογραφή της NSK Ιαπωνίας. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να αντέχει στον χρόνο και να αποστειρώνεται. Διαχωρίζει τον αέρα από το νερό ώστε να μην βουλώνει. Διατίθεται με 2 ρύγχη και για ταχυσυνδέσμους NSK, KaVo®, Sirona®, W&H® Bien-Air® ή για σύνδεση Midwest ή Borden.

730€
ΔΩΡΟ
200€
σε υλικά
εισαγωγής μας
επιλογής σας





Η καλύτερη συσκευή καθαρισμού των δοντιών και του βιοφίλμ

NSK

Varios Combi Pro

Η μόνη με Autoclean. Συσκευή αποτρίγωσης με τεχνολογία Artificial Intelligence, με παροχή υγρών για πέριο, ένδο και προσθετική. Συνδυάζει συσκευή σοδοβολής και καθαρισμού των θυλάκων με γλυκίνη. Περιλαμβάνει 3 χειρολαβές, 3 δοχεία και 3 ξέστρα.

TIMH
4.200€



Χειρουργικό μοτέρ

NSK Surgic Pro 2

- Το μόνο με μοτέρ και γωνιακή τιτανίου 20:1, εξαιρετικά μικρού μεγέθους και βάρους
- Ασύρματος ποδοδιακόπτης
- Ασύρματη σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή μέτρησης οστεοενσωμάτωσης NSK Osseo 100
- Ασύρματη σύνδεση Bluetooth με iPad και εξωτερικές συσκευές για την τήρηση αρχείου των δεδομένων των χειρουργείων
- Καλύτερο φως 32.000 LUX
- Χωρίς καρβονάκια
- Έγχρωμη μεγάλη οθόνη LCD
- Υψηλή ροπή έως 80 N-cm

TIMH
3.990€



Χειρουργικό μοτέρ

NSK

Surgic Pro

Προσφορά

2.700€
χωρίς φως

3.700€
με φως

- Το πιο αξιόπιστο χειρουργικό μοτέρ • Υψηλή ροπή έως 80 N-cm • Με γωνιακή NSK 20:1 • Σύστημα ρύθμισης ροπής: Advanced Torque Calibration • Κοτσά (82mm) και ελαφρύ (42 γραμ) κλιβανιζόμενο μικρομότορ τιτανίου χωρίς καρβονάκια • Ταχύτητα μοτέρ: 200~40.000 min⁻¹ • Μήκος καλωδίου 2m • 8 προγράμματα • Διατίθεται με φως LED 32.000 LUX ή χωρίς



Συσκευή πιεζοχειρουργικής

NSK

Variosurg3

- Η πιο εξελιγμένη συσκευή πιεζοχειρουργικής
- Διαθέτει την καλύτερη κοπτική απόδοση στην αγορά και την μικρότερη χειρολαβή
- Διαθέτει μεγάλη επιλογή 50 εργαλείων για όλες τις ενδείξεις
- Άκρα με υψηλή ποιότητα και οικονομικό κόστος
- Συνδέεται με το μικρομότορ εμφυτευμάτων NSK SURGIC PRO για χρήση με κοινό ποδοδιακόπτη



Ρωτήστε μας για τις μεγάλες προσφορές μας !



A legend,
redefined

TO NEO A-DEC 500.

Ανακαλύψτε το εντελώς νέο A-DEC 500, ένα μηχάνημα μύθο. Σε ένα κόσμο περίπλοκης τεχνολογίας σας φέρνουμε την έξυπνη απλότητα. Αξεπέραστη εργονομία, έξυπνες λειτουργίες και αληθινά χρήσιμη τεχνολογία. Από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οδοντιατρικών μηχανημάτων στον κόσμο.

a|dec

@ a-dec.com/500EXPERIENCE

SADENT

ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
ΓΟΥΔΙ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
e-mail: info@sadent.com
www.sadent.com

MULTINEO™

NiNA™
Nano Hydrophilic
Surface

Ενδυναμώνοντας την προβλεψιμότητα και την απόδοση στα άμεσα πρωτόκολλα εμφυτευμάτων



- Μια καινοτόμος επιφάνεια που αυξάνει την επαφή του οστού με το εμφύτευμα (BIC), βελτιώνοντας την κλινική απόδοση
- Οι ορατές σε επίπεδο νανοκλίμακας δομές TiO₂ προάγουν ενεργά τον σχηματισμό οστού, προωθώντας μια ενεργή έλξη για τους οστεοβλάστες και ενισχύοντας τη βιολογική απόκριση επιταχύνοντας τις διαδικασίες επούλωσης.
- Η υδροφιλία της επιφάνειας συμβάλλει στην επιτάχυνση της έλξης του αίματος, στη βελτίωση της διαμόρφωσης του οστού και προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συνήθεις αδροποιημένες επιφάνειες.
- Το εμφύτευμα MultiNeO™ NiNa παρέχεται στη γνωστή μοντέρνα και εύχρηστη άνυδρη συσκευασία, σχεδιασμένη για βελτιωμένη εργονομία. Κατά την αφαίρεση από την άνυδρη συσκευασία, το εμφύτευμα παραμένει υδρόφιλο!
- Μια προηγμένη υδρόφιλη επιφάνεια πολλαπλών επιπέδων: το βασικό micron επίπεδο που παράγεται από τη γνωστή και αξιόπιστη επεξεργασία αδροποίησης με αμμοβολή και οξύ, τις νέες καινοτόμες δομές TiO₂ σε νανομετρικό επίπεδο και ένα προστατευτικό στρώμα που αναπτύσσεται στο εμφύτευμα για να διατηρήσει τις φυσικές υδρόφιλες ιδιότητες του τιτανίου.

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence® PF Doctor Kit



Συσκευασία PF Opalescence Doctor Kit 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο:

- 8 x 1.2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x 1.2ml σύριγγα LC Block-Out Resin
- 2 x φύλλα Sof-Tray 0.9mm

- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening Toothpaste
 - 1 x θήκη ναρθηκών
 - 1 x χρωματολόγιο
- Τιμή: **69€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Patient Kit



Συσκευασία Opalescence Patient Kit PF 10% ή 16% Υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο:

- 8 x 1.2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening Toothpaste

- 1 x θήκη ναρθηκών
 - 1 x χρωματολόγιο
- Τιμή: **64€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence PF ανταλλακτικές σύριγγες



Συσκευασία με 4 σύριγγες 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο x 1.2 ml έκαστη. Τιμή: **28,95€**

Λεύκανση για το ιατρείο

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Boost PF 40% 2 Ασθενών



Ένα δυνατό τζελ λεύκανσης με 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση στο ιατρείο.

Συσκευασία:

- 2 x 1.2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost
- 1 x 1.2ml σύριγγα OpalDam Green

- 1 x IsoBlock σταματοδιστολέας
 - 5 x Ρύγχη Micro 20g
 - 5 x Ρύγχη Micro 20g FX
- Τιμή: **88€**

Νήμα απώθησης ούλων

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Ultrapak

Το νήμα Ultrapak είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και ειδική πλέξη για να συμπιέζεται εύκολα, να είναι απορροφητικό και να παραμένει στην θέση.

Συσκευασία: Φιαλίδιο με περίπου 244cm νήματος.

Νήμα Ultrapack # 000 Τιμή **20,5€**

Νήμα Ultrapack # 00 Τιμή **18,5€**

Νήμα Ultrapack # 0 # 1 # 2 # 3 Τιμή έκαστου **16,95€**



Αιμοστατικό τζελ

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Viscostat

Αιμοστατικό τζελ 20% θειικού σιδήρου που επιτυγχάνει βαθιά αιμόσταση και αναστέλλει την αιμορραγία σε δευτερόλεπτα.

Συσκευασία: Σύριγγα 30ml Τιμή: **53€**



Viscostat Clear

Παχύρρευστο αιμοστατικό τζελ 25% κλωρισίου αργιλίου που χάρη στην πατενταρισμένη σύνθεσή του, εξαλείφει προσωρινά την ήπια αιμορραγία χωρίς να αφήνει υπολείμματα και χωρίς να χρωματίζει. Συσκευασία: Σύριγγα 30ml Τιμή **54€**

Φύραμα προσωρινής έμφραξης ριζικού σωλήνα

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

UltraCal XS

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου 30-35%, η οποία είναι υδατική και ακτινοσκιερή.

- Αντιβακτηριδιακό
- Υψηλό pH 12,5
- Ακτινοσκιερό
- Ακριβής τοποθέτηση χάρη στο ρύγχος NaviTip



Συσκευασία: 4 σύριγγες x 1.2 ml (1.76 g) και 20 x NaviTips 29 ga (5 σε κάθε μήκος) Τιμή: **74,95€**

Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LED

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO® Cordless

- Ασύρματη Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LED
- Ευρέως Φάσματος 395 - 480 nm
- Υψηλή ένταση σε 3 προγράμματα 1000/1400/3200mW/cm²
- Διάμετρος φακού 9,6mm για VALO® Cordless

Προσφορά: Αγοράστε την VALO® Cordless από **1450€** μόνο **995€** και επιπλέον **δωρο** μία συσκευασία τεχνητών τοιχωμάτων Halo Sectional Matrix System mini kit αξίας **219€**



Επικοινωνήστε μαζί μας για τις τρέχουσες προσφορές

News Euronda Pro System

Euronda®
Pro System

Ολοκληρωμένη σειρά για τον καθαρισμό,
την απολύμανση και την αποστείρωση



E10

Ισχύς και
συνδεσιμότητα:
η κορυφαία λύση
αποστείρωσης

Ο E10 είναι το τελευταίο μοντέλο αυτόκαυστου κλιβάνου αποστείρωσης της euronda. Διαθέτει ακόμα περισσότερη ισχύ, ανώτερη απόδοση και τη βέλτιστη ευκολία χρήσης. Ο E10 ταιριάζει στις ανάγκες κάθε κλινικής: χάρη στην εύχρηστη οθόνη 7" η χρήση είναι παιχνίδι. Τα LED δείχνουν ανά πάσα στιγμή τη φάση λειτουργίας και σας δίνουν καλύτερη ορατότητα στο εσωτερικό του κλιβάνου.

E9

Συνδεσιμότητα και
ευκολία

Ο E9 είναι σχεδιασμένος για να κάνει την καθημερινή δουλειά σας πιο εύκολη. Η χρήση απλοποιείται χάρη στην οθόνη επαφής 4.3". Διαθέτει κάρτα SD και σύνδεση WiFi και Ethernet ώστε να αποθηκεύεται και να έχετε πάντα διαθέσιμα τα δεδομένα των αποστειρώσεων. Ο E9 σας προσφέρει αξιόπιστη και άψογη αποστείρωση και στέγνωμα.

Eurosafe 170

Πλυντήριο με θερμική
απολύμανση XL

Το πλυντήριο με θερμική απολύμανση Eurosafe 170 είναι σχεδιασμένο για κλινικές με μεγάλο αριθμό ασθενών. Διαθέτει κάδο 170 λίτρων που μπορεί να δεχτεί 4 φορτία αυτόκαυστου κλιβάνου 24 λίτρων. Στεγνώνει με εξελιγμένο τρόπο, με θερμό αέρα που εισέρχεται από πολλαπλά σημεία. Συνοδεύεται από σειρά χρήσιμων αξεσουάρ.

Eurosafe 60

Πλυντήριο με θερμική
απολύμανση,
all in one

Το πλυντήριο με θερμική απολύμανση Eurosafe 60 σας προσφέρει γρήγορη απολύμανση των εργαλείων σας και ιχνηλασιμότητα. Χάρη στον κάδο 60 λίτρων μπορεί να δεχτεί 2 φορτία αυτόκαυστου κλιβάνου 24 λίτρων. Εύκολος στην χρήση χάρη στα εξαιρετικά σχεδιασμένα αξεσουάρ που τον συνοδεύουν και τους έξυπνους χώρους αποθήκευσης.

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Αυτόκαυστος E10

Ισχύς και συνδεσιμότητα:
η κορυφαία λύση αποστείρωσης



Σε κύκλο αποστείρωσης



Αποστειρωμένα



Μη αποστειρωμένα



Αποστειρωμένα αλλά νοπά

Τα LED δείχνουν τη φάση λειτουργίας και σας επιτρέπουν να ξέρετε ανά πάσα στιγμή και από απόσταση σε τι φάση βρίσκεται η αποστείρωση



Σύγχρονος σχεδιασμός



Πλήρης ψηφιακή ιχνηλασιμότητα:

- Ethernet
- USB
- WiFi
- E-Memory
- E-Data software



Νέα έγχρωμη οθόνη 7"



έξυπνο, εύχρηστο interface

- Εκκίνηση με swiping
- Εξατομίκευση κύκλων αποστείρωσης
- Video tutorials
- Ενδείξεις



3 επιλογές διαφορετικών εκτυπωτών

Προσφορά με δώρο συσκευή απόσταξης νερού Aquadist

Αυτόκαυστος E8

Αξιόπιστος και αποδοτικός, λύση υψηλών προδιαγραφών για όλους

- Αξιόπιστος και εύχρηστος
- Μεγάλη χωρητικότητα 24 λίτρων με 5 δισκάρια
- Έγχρωμη οθόνη 2.4"
- 5 προγράμματα Class B και επιπλέον προγράμματα Class S & N
- SD Card για αποθήκευση των δεδομένων αποστείρωσης και E data software
- 2 επιλογές εκτυπωτών



Δώρο

3D Face scanner

Ray

RAYFace



Το τελειότερο 3D Face scanner

Αποτυπώστε το χαμόγελο σε 0.5s με 12 κάμερες σε μία λήψη. Συνδυάστε τα δεδομένα του Face scanner με δεδομένα CBCT και IOS με το μοναδικό λογισμικό της Ray.

Διοδικό Laser

dm
DenMat
innovative dental technologies

SOL
Power of light



Προσφορά

4.400€

Εύχρηστο, μικρό, φορητό και οικονομικό διοδικό Laser για κοπή μαλακών ιστών, περιοδική θεραπεία κ.α. Διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη. Κατασκευασμένο στις ΗΠΑ με 2 έτη εγγύηση.



Ασύρματος ποδοδιακόπτης

3D Εκτυπωτής

ACKURETTA Dentiq LCD

Χάρη στην κορυφαία τεχνολογία LCD εκτυπώστε με εξαιρετική ακρίβεια, συνέπεια και ταχύτητα

- Ανοικτό σύστημα υλικών εκτύπωσης, κερδίστε χρήματα και αποκτήστε λύσεις που συχνά δεν υπάρχουν σε κλειστά συστήματα. Δέχεται ρητίνες 405nm πολλών κατασκευαστών.
- Οικονομικά ανταλλακτικά, εύκολα και γρήγορα στην αλλαγή από τον χρήστη.
- Υψηλή ανάλυση 47 μm
- Εκτύπωση μόνιμων και προσωρινών αποκαταστάσεων σε λίγα λεπτά, εκμαγιών, χειρουργικών ναρθίκων για εμφυτεύματα, ναρθίκων για άλλες χρήσεις και ατομικών διακαρίων.

~~5.000€~~
3.990€

περιλαμβάνει εκτυπωτή, λογισμικό χωρίς συνδρομή, συσκευή καθαρισμού και φωτοπολυμερισμού των ρητίνων





SAEVO

S 400

8.000€

+Φ.Π.Α

Νέα οδοντιατρική μονάδα S400 έδρα με ηλεκτροκινητήρα Bosch με ταπετσάρια πολυτελείας, με προβολέα LED, αερότορ με φως NSK M900L - ηλεκτρικό μικρομότορ με φως NSK M40XSL - πιεζοηλεκτρική αποτρύγωση DTE - φωτοπολυμερισμό DTE - χειρ. αναρρόφηση & διαχωριστή αμαλγάματος Metasys - κάλυμμα αναρρόφησης.

Από ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο με ετήσια παραγωγή 25.000 οδοντιατρικών μηχανημάτων και με την τεχνική υποστήριξη της Sadent.



SADENT

www.sadent.com

3Shape TRIOS

Better for them.
Better for you.

13.500€
+ Φ.Π.Α.

3shape 
TRIOS 3
special configuration



Η κορυφαία τεχνολογία TRIOS
με την πιο εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη.
Δωρεάν, συνεχείς αναβαθμίσεις του λογισμικού
χωρίς καμία συνδρομή.