

SADENT

No 55

info

Λεύκανση σπιτιού

PHILIPS
ZOOM!
NITELWHITE

- Zoom Nite White 16% Υπεροξειδίου του καρβαμιδίου για ολονύχτια χρήση **65€**
- Zoom Day White 6% Υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση την ημέρα **65€**

Συσκευασία με 6 σύριγγες διπλής ανάμιξης 2,4ml έκαστη



Το αερότορ για απόδοση και αξιοπιστία

NSK S-Max M900L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



Προσφορά
500€

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 26W
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει εύκολα και οικονομικά από τον ιατρό
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις

- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους, NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
- 100% Ιαπωνικής κατασκευής

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων

NSK S-Max M25L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Φως • Ανοξειδωτο ασάλι • Ultra push • Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1 • Φρέζες μικρομότορ • Μονό εσωτερικό σπρέυ νερού

Προσφορά
450€

Πολλαπλασιαστική (κόκκινη) γωνιακή

NSK S-Max M95L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Φως υάλου • Ultra push • Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Πολλαπλασιασμός στροφών 1:5 • Κεραμικά ρουλεμάν
- Τετραπλό σπρέυ νερού • Δέχεται φρέζες αερότορ

Προσφορά
600€

Οδοντιατρική μονάδα

a dec
reliablecreative**solutions**



Το A-dec 300 αποτελεί την χρυσή τομή υψηλών προδιαγραφών και προσιτού κόστους. Κατασκευή 100% στις Η.Π.Α.



Μεγάλη προσφορά υλικών Bisco



Αγοράστε το Duo Link System kit (ρητινώδης κονία 8γρ./ Συγκολλητικός 6ml/Z-Prime 2ml/Porcelain primer 3ml), μία αδροποίηση Select HV 30ml+3 ανταλλακτικές σύριγγες, ένα υλικό ανασύστασης Core Flo DC lite 8 γρ. και 10 άζονες υαλονημάτων συνολικής αξίας

299€

+ ΔΩΡΟ

Συσκευή φωτοπολυμερισμού ασύρματη LED με ισχύ έως 1600mw/cm² DTE LUX E



Ρητίνες

- Aelite All purpose Μικροϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων: 2 σύριγγες 4γρ. με συνολικά **52,40€** και Δώρο 1 αδροποίηση Select HV 35% 5γρ. αξίας **16,30€**
- Aelite Aesthetic enamel Ενισχυμένη νανοκόκκη ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων: 2 σύριγγες 4γρ. με συνολικά **68,40€** και Δώρο 1 σύριγγα αδροποίηση Select HV 35% 5γρ. αξίας **16,30€**
- Aelite Ls Posterior Υβριδική ρητίνη οπίσθια χαμηλής συρρίκνωσης (1.4%): 2 σύριγγες 4γρ. με συνολικά **57,80€** και Δώρο 1 σύριγγα αδροποίηση Select HV 35% 5γρ. αξίας **16,30€**
- Aeliteflo Λεπτόρρευστη ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας: 3 σύριγγες 1,5γρ. με συνολικά **46,50€** και Δώρο 1 σύριγγα αδροποίηση Select HV 35% 5γρ. αξίας **16,30€**



Συγκολλητικοί παράγοντες

- All Bond Universal - Συγκολλητικός παράγοντας για χρήση με ολική, επιλεκτική ή αυτο-αδροποίηση. Φιαλίδιο 6 ml στα **74€** και Δώρο 2 σύριγγες αδροποίησης 5γρ. Select HV συνολικής αξίας **32,60€**
- One step - Συγκολλητικός παράγοντας για χρήση με ολική αδροποίηση. Φιαλίδιο 4 ml στα **59€**, και Δώρο 1 λεπτόρρευστη ρητίνη Aeliteflo 1,5γρ. αξίας **15,50€**
- Universal Primer - Αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυμερισμού με δυνατότητα ολικής ή επιλεκτικής αδροποίησης. Με την αγορά 1 συσκευασίας (2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο), αξίας **92€** Δώρο 10 άζονες υαλονημάτων αξίας **40€**



Αδροποίηση

1+1



Select HV Ορθοφωσφορικό 35%

- Με την αγορά 1 συσκευασίας Select HV refill (30 ml και 3 ανταλλακτικές σύριγγες) αξίας **72,60€**, Δώρο άλλη μία όμοια συσκευασία
- Με την αγορά 1 συσκευασίας Select HV 5γρ., αξίας **16,30€**, Δώρο άλλη μία όμοια συσκευασία



Ουδέτερο στρώμα



- Theracal LC Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα με δυνατότητα άμεση κάλυψης πολφού από ρητινώδες τροποποιημένο πυρτικό σσβέστο 2 σύριγγες του 1 γρ., στα **40€** και Δώρο αδροποίηση Select HV 5γρ. αξίας **16,30€**
- Theracal PT Βιοσυμβατό, διπλού πολυμερισμού ρητινώδες τροποποιημένο πυρτικό σσβέστο για θεραπεία πολφωτών, άμεση κάλυψη πολφού και ουδέτερο στρώμα. Σύριγγα διπλής ανάμιξης 4γρ. Τιμή: **56,30€**



Κονία μονίμων συγκολλήσεων



Η νέα βραβευμένη κονία που πρέπει να δοκιμάσετε!

Theracem CA Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού.

- Απελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
- Δίνει ισχυρή συγκόλληση με τη ζirkονία χωρίς να απαιτεί συγκολλητικό παράγοντα
- Πολύ εύκολη αφαίρεση περισιείων
- Αποκτά αλκαλικό pH μετά τη συγκόλληση
- Διαθέτει υψηλή ακτινοσκοπιότητα.
- Συσκευασία 8γρ. Τιμή: **69€**



Κονιές μονίμων συγκολλήσεων



- **BisCem** Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού. Σύριγγα 8 γρ. Τιμή: **60€**



- **DUO-LINK Universal** Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού με εύκολη αφαίρεση των περισιείων. Σύριγγα 8 γρ. Τιμή: **51€**

Κονία μονίμων συγκολλήσεων



-25%



Αγοράστε την αρχική συσκευασία **Duo Link Universal** που περιλαμβάνει 1 ρητινώδη κονία Duo Link Universal 8γρ., 1 συγκολλητικό παράγοντα All Bond Universal 6ml, 1 σιλανιο Ζirkονίας Z-prime 2ml, 1 σιλάνιο 3ml από **158,60€** μόνο **118,95€**

Υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού



TheraBase



Αυτοσυγκολλούμενο υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού με απευλευθέρωση ασβεστίου. Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 8γρ. ΤΙΜΗ: **85€**
Δώρο 1 φωτοπ/νο ουδέτερο στρώμα Theracal 1 γρ. αξίας **20€**

Υλικό ανασυστάσεων



2+1



Υλικό ανασυστάσεων και συγκόλλησης αξόνων διπλού πολυμερισμού 8 γρ.

- Με την αγορά 2 **CORE FLO DC** ή **CORE FLO DC Lite** με χαμηλό ιξώδες συνολικής αξίας **112,60€**, **Δώρο** άλλη 1 συσκευασία 8 γρ.
- Αγοράστε την αρχική συσκευασία **CORE FLO DC LITE** που περιλαμβάνει 2 σωληνάκια του υλικού ανασύστασης **CORE FLO DC LITE** (8γρ. έκαστο) σε αποχρώσεις Natural / A1 και Opaque White και 1 συγκολλητικό παράγοντα διπλού πολυμερισμού Universal Primer™ Parts A&B (6ml έκαστο φιαλίδιο) από **173,10€** μόνο **121,17€**



WELCOME TO
WELCOME TO
THE WELCOME TO
ERA OF
MUCOINTEGRATION
MUCOINTEGRATION™

Η χημεία των επιφανειών στην οποία
τα κύτταρα δεν μπορούν να αντισταθούν

Οι νέες επιφάνειες Xeal και TiUltra. Δύο καινοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες τεχνογνωσίας μας στην εφαρμοσμένη ανοδίωση. Έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία και την τοπογραφία της επιφάνειας από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμφυτεύματος για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών σε κάθε επίπεδο.

Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration™.

nobelbiocare.com/surface

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
 - ΓΟΥΔΗ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
 - e-mail: info@sadent.com
- www.sadent.com

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

R&S



**Δώρο
1+1**

Μικροϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων R&S Suprafil+.
Με την αγορά μίας σύριγγας 4 γρ. αξίας 22€ σε χρώμα επιλογής σας δώρο άλλη μία σύριγγα.

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Clinix

Solutions in dentistry



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης υψηλής ακρίβειας Clinix Sliperfect-AD II
1 συσκευασία παχύρρευστο (2x250 ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρευστο (2x50ml +ρύγχη) μόνο 68€

Κώνιοι χάρτου

R&S



**Δώρο
3+1**

4 κουτιά κώνων χάρτου 200τμχ. έκαστο με συνολικά 14,4€. (τελική αξία ανά κουτί 3,6€)

Κώνιοι χάρτου με κωνικότητα

R&S



**Δώρο
2+1**

3 κουτιά κώνων χάρτου με κωνικότητα 4% ή 6% 100τμχ. έκαστο με συνολικά 14€, (τελική αξία ανά κουτί 4,67€)

Κώνιοι γουταπέρκας

R&S



**Δώρο
3+1**

4 κουτιά κώνων γουταπέρκας 120τμχ. έκαστο με συνολικά 19,8€. (τελική αξία ανά κουτί 4,95€)

Κώνιοι γουταπέρκας με κωνικότητα

R&S



**Δώρο
2+1**

3 κουτιά κώνων γουταπέρκας 60τμχ. έκαστο με συνολικά 19€, (τελική αξία ανά κουτί 6,33€)

Κονιά προσωρινής συγκόλλησης

R&S



Κονιά προσωρινής συγκόλλησης R&S 40 γρ. Βάσης + 14 γρ. καταλύτη μόνο 20,90€

Προσωρινό εμφρακτικό

R&S



**Δώρο
3+1**

4 βαζάκια προσωρινού εμφρακτικού 30γρ. έκαστο με συνολικά 30€, (τελική αξία ανά κουτί 7,50€)

Εργαλεία χειρός

Kerr

**Δώρο
2+1**

- 3 κουτιά K-Files /Hedstrom Files/ Reamers 6τμχ. μεγέθη έως 80, συνολικά **31,76€** /τελική αξία ανά κουτί **10,59€**
- 3 κουτιά Triple-Flex, εργαλεία από ανοξείδωτο ασάλλι εύκαμπτα, 6τμχ., συνολικά **46,20€** /τελική αξία ανά κουτί **15,40€**



Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti

Kerr ZenFlex

**Δώρο
3+1**



Υψηλή αντοχή. Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης.

Επίτευξη του μήκους εργασίας μειώνοντας τον κίνδυνο της θραύσης του εργαλείου και διατηρώντας την δομική ακεραιότητα του δοντιού.

Συσκευασίες: Διατίθενται σε κωνικόπτες 04 και 06 και σε μεγέθη από 20 έως 55 σε μεμονωμένα κουτάκια και σε ασορτί κουτάκια μεγέθους 20-45 σε κωνικόπτες 04 και 06.

Κουτί 6τμχ. Τιμή: μετά την προσφορά 42,75€

- 50 Κώνοι γουταπέρκας Zenflex σε ασορτί ή μεμονωμένα μεγέθη. Τιμή: **22€**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία Ni-Ti

Kerr

**TF
ADAPTIVE**

**Δώρο
2+1**



TF Adaptive: Είναι κατασκευασμένα για χρήση με τα μοτέρ της Kerr-Sybron Elements με τεχνολογία Adaptive motion. 3 κουτιά (αρχικό kit με 3τμχ. TF Adaptive + 3 εργαλεία K-Files 08, 10, 15 έκαστο και για μεμονωμένα μεγέθη 4τμχ. έκαστο), συνολικά **148€** τελική αξία ανά κουτί **49,34€**

- 50 Κώνοι γουταπέρκας TF Adaptive σε ασορτί ή μεμονωμένα μεγέθη Τιμή: **13€**
- 100 Κώνοι χάρτου TF Adaptive σε ασορτί ή μεμονωμένα μεγέθη Τιμή: **13€**

Εργαλεία χειρός και μηχανοκίνητα

premium plus™

- 3 κουτιά K-Files /Hedstrom Files/Reamers 6τμχ. μεγέθη έως 80, συνολικά **9,80€** /τελική αξία ανά κουτί **3,27€**
- 3 κουτιά C+ files, εργαλεία από ανοξείδωτο ασάλλι για ενασβεστωμένους ριζικούς σωλήνες σε μεγέθη 06/08/10/12,5/15, 6τμχ., συνολικά **21,8€** /τελική αξία ανά κουτί **7,27€**
- 3 κουτιά Νευροεξαγωγοί 10τμχ. Premium Plus, συνολικά **9,80€** /τελική αξία ανά κουτί **3,27€**
- 3 κουτιά Lentulo με ελατήριο 4τμχ. Premium Plus, συνολικά **15,80€** /τελική αξία ανά κουτί **5,27€**
- 3 κουτιά Gates Glidden 6τμχ. Premium Plus, συνολικά **27,80€** /τελική αξία ανά κουτί **9,27€**
- 3 κουτιά Peeso Reamers 6τμχ. Premium Plus, συνολικά **27,80€** /τελική αξία ανά κουτί **9,27€**
- 3 κουτιά δακτυλικά εργαλεία πλάγιας συμπίκνωσης 6τμχ., συνολικά **9,80€** /τελική αξία ανά κουτί **3,27€**
- 3 κουτιά δακτυλικά εργαλεία κάθετης συμπίκνωσης 6τμχ., συνολικά **9,80€** /τελική αξία ανά κουτί **3,27€**



Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti

premium plus™

**Δώρο
2+1**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία E01 Super Files Gold – NiTi HEAT ACTIVATION

- Προσφέρουν αυξημένη ευκαμψία και μεγαλύτερη αντοχή στη θραύση
- Ιδανικά για περιστατικά με μέτρια κάμψη του ριζικού σωλήνα.
- Υψηλή κοπτική ικανότητα.
- Έξημνος σχεδιασμός μεταβαλλόμενης κωνικότητας (taper).
- Ασφαλές, μη κοπτικό άκρο για μείωση της πιθανότητας διάτρησης του ριζικού σωλήνα.
- Ροπή: 2.0–2.5 N-cm
- Προτεινόμενη ταχύτητα: 150–300 σ.α.λ.
- Διατίθενται σε κουτάκια 6 εργαλείων μεμονωμένα ή ασορτί.
- Συμβατοί κώνοι γουταπέρκας σε κουτάκι 60τμχ., σε μεγέθη ασορτί F1 έως F3 και σε μεμονωμένα F1 έως F5 Τιμή: **7,90€**
- Συμβατοί κώνοι χάρτου σε κουτάκι 100τμχ., σε μεγέθη ασορτί F1 έως F3 και σε μεμονωμένα F1 έως F5 Τιμή: **6,50€**



Τιμή: μετά την προσφορά 19,93€

Μηχανοκινούμενα εργαλεία αρχικής διάνοιξης

**Kerr
Traverse**

Μηχανοκινούμενα εργαλεία αρχικής διάνοιξης και δημιουργίας διαβατότητας που προσφέρουν άριστα και προβλέψιμα αποτελέσματα. Συσκευασία 4 τμχ. Τιμή: **64,50€**



Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

Kerr Elements IC

Ασύρματη με ψηφιακές ενδείξεις, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Διαθέτει δυνατή μπαταρία που αρκεί τουλάχιστον για 16 ρ.σ με μία φόρτιση. Ρυθμίζετε με ακρίβεια τη θερμοκρασία με τη βοήθεια ψηφιακής οθόνης. Περιλαμβάνει φορτιστή και 1 plugger.

Τιμή: **3.290€**



Συσκευή έμφραξης ριζικών σωλήνων

access



Συσκευή θερμοσυμπύκνωσης Access Easy pack με 4 plugger μόνο **412€**

Συσκευή έγχυσης γουταπέρκας Access Easy Fill με 6 Easy Fill tips και 100 στυλίσκουσ γουταπέρκας μόνο **578€**

Μικρομότορ ενδοδοντίας

Kerr Elements Connect

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας Elements Connect με ρυθμίσεις για κινήσεις adaptive, reciprocation και περιστροφική 360 μοιρών.

- 14 προγράμματα
- Σύνδεση με το Apex Connect για εντοπισμό ακρορριζίου
- Φωτεινή ένδειξη στην χειρολαβή που παρέχει ανάδραση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα.

Τιμή: **2.240€** και μαζί με τον εντοπιστή Apex Connect **2.805€**



Εντοπιστής ακρορριζίου

Kerr Apex Connect



Προβολή σε πραγματικό χρόνο του μήκους εργασίας μέσω μιας εγχρωμης οθόνης. Έξυπνες ενδείξεις φωτός και ήχου κατά την προσέγγιση προς το ακρορριζίο. Ενσωματωμένο αυτόματο Self-calibration. Δυνατότητα σύνδεσης με το μικρομότορ ενδοδοντίας Elements Connect. Τιμή: **1.040€**

Μικρομότορ ενδοδοντίας

Kerr Elements e-motion



Έγχρωμη οθόνη επαφής. Νέα χειρολαβή με μικρότερη κεφαλή. Ο εξελιγμένος αλγόριθμος του μικρομότορ σας εξασφαλίζει καλύτερη κοπτική ικανότητα για τα εργαλεία σας και προστασία από τη θραύση των εργαλείων. Έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει εξαιρετικά με τα εργαλεία Kerr Zenflex & TF Adaptive που σε συνδυασμό με το μικρομότορ e-motion σας προσφέρουν τα πλεονεκτήματα τόσο της περιστροφικής όσο και της παλίνδρομης κίνησης. Γερμανικής κατασκευής.

Ρωτήστε μας για τα εκθεσιακά μοντέλα σε ειδικές τιμές

Φυράματα μόνιμης έμφραξης

Kerr

- Sealapex (Υδρ. Ασβεστίου χωρίς ευγενόλη 12 γρ. βάσης + 12 γρ. καταλύτη) **34,70€**
- Tubli seal (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 15 γρ. βάσης + 5 γρ. καταλύτη) **56,79€**
- Tubli seal EWT (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 15 γρ. βάσης+5 γρ. καταλύτη) **56,79€**
- Pulp canal sealer (Οξ. ψευδαργύρου με ευγενόλη, 10,5 γρ. σκόνης + 4 ml υγρού) **104,90€**



Μηχανοκινούμενα εργαλεία για επανάληψη θεραπείας

premium plus™ e10 D-Files




- Για την αφαίρεση γουταπέρκας και υλικών έμφραξης ριζικού σωλήνα
- Αντοχή και ελαστικότητα
- Ροπή: 2.5 N-cm
- Προτεινόμενη ταχύτητα: 150–300 σ.α.λ.
- Συσκευασία με μεμονωμένα μεγέθη ή σε σετ 6μχ.
- 3 μεγέθη εργαλείων D1, D2, D3

**Δώρο
2+1**

Τιμή: μετά την
προσφορά **19,93€**

Άξονες ανθρακονημάτων και υαλονημάτων



- Κουτί 10 αξόνων ενός μεγέθους: Τιμή **40€**
 - Κουτί 10 αξόνων ενός μεγέθους με τρύπανο: Τιμή **60€**
- Με την αγορά 2 κουτιών αξόνων υαλονημάτων ή ανθρακονημάτων Level one η Fox, **Δώρο** το υλικό ανασυστάσεων και συγκόλλησης αξόνων διπλού πολυμερισμού Bisco Core Flo DC 8 γρ. αξίας **56,30€**

Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης



CHOICE 2



Choice 2 Φωτοπολυμεριζόμενη ρητινώδη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης: 2 σύριγγες 4,5γρ. συνολικής **61€** και Δώρο 1 Choice 2 δοκιμαστική πάστα 2γρ. αξίας **18,10€**

Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης



1 σιλάνιο (3ml), 1 σύριγγα υδροφθωρικό οξύ 9.5% (5γρ.), 1 σύριγγα Barrier Gel (5γρ.), 1 σιλάνιο Ζηκονίας-μετάλλων-αλουμίνας Z-Prime™ Plus (2ml), 1 φιαλίδιο Porcelain Bonding Resin (6ml), 1 Oraquer καταλύτη(3ml), 1 Oraquer βάση (3ml).

Προσφορά μόνο 95,50€



Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων



Geristore

Το Geristore είναι ένα αυτοσυγκολλούμενο, ρητινώδες τροποποιημένο υαλοϊονομερές το οποίο έχει περισσότερες από δεκαεπτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά υψηλός παράγων βιοσυμβατότητας το κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού και υποουλικές αποκαταστάσεις. Είναι το μόνο ρητινώδες υαλοϊονομερές υλικό σε μορφή πάστα-πάστα και είναι ευκολότερο στη χρήση από αυτά που είναι σκόνη-υγρό. Είναι βιοσυμβατό με τους μαλακούς ιστούς και τα δόντια. Είναι υδρόφιλο και συγκολλάται παρουσία υγρασίας αίματος και μαλακών ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω του χαμηλού θερμικού συντελεστή και της βιοσυμβατότητας του, μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα.

Ενδείξεις

- Αποκαταστάσεις 5ης ομάδας ή άλλων επιφανειών μικρής αποτριβής
- Υλικό βάσης ή επικάλυψης για στεφάνες, γέφυρες, αμαλγάματα, ρητίνες, συγκολλούμενα ένθετα, επένθετα ή πολυμερισμένες με θερμότητα ρητίνες
- Συγκόλληση χυτευμένων στεφανιών ή γεφυρών
- Ενδιάμεσο εμφρακτικό υλικό για νεογλά δόντια.
- Συγκόλληση ενθέτων/επενθέτων από χρυσό
- Τοποθέτηση συγκολλούμενων αμαλγαμάτων
- Επιδιόρθωση πορσελάνης
- Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων και αγκυλίων.
- Συγκόλληση γεφυρών Maryland
- Αισθητική προσωρινή αποκατάσταση σε σπασμένα φύματα
- Ανάστροφες εμφράξεις
- Κατάγματα δοντιών
- Συγκόλληση μεταλλικών στεφανιών
- Επιδιόρθωση ορίων του αμαλγάματος
- Υποουλικές αποκαταστάσεις, σπασμένες ρίζες, βαθιές βλάβες από τερηδόνα, βλάβες από ριζική απορρόφηση
- Ανάστροφες εμφράξεις και διατρήσεις ριζών
- Αποκατάσταση και απόφραξη στηριγμάτων επενθέτων οδοντοστοιχιών
- Άμεση κάλυψη πολφού

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ. **89,36€** σε χρώμα A2



Ο ελβετικός σουγιάς



του οδοντιατρείου

Συσκευές αποτρίγωσης



NSK

Varios 370

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
850€



Συσκευή αποτρίγωσης υψηλής απόδοσης με πιεζοκρυστάλλους, χωρίς φως.
Για άκρα περιο/ενδο/προσθετικής με 3 ξέστρα

Ξέστρα αποτρίγωσης



NSK

Δώρο
3+1



Ξέστρα αποτρίγωσης NSK κατάλληλα για συσκευές
NSK & Satelec (Acteon)
Κωδικοί G1, G2, G3, G4, G5, G6, G8, G9 στα **52€**
έκαστο (τελική αξία μετά την προσφορά **39€**)

Επιστόμια αεροϋδροσύριγγας μίας χρήσης

ACTEON Riskontrol



- Riskontrol Classic 250 τμχ (λευκά, ροζ, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο) **36€**
- Για τη χρήση των Riskontrol χρειάζεστε τον αντάπτορα για την αεροϋδροσύριγγα σας



Με την αγορά **2** συσκευασιών Riskontrol
συνολικής αξίας **72€**
Δώρο 500 καλύμματα αεροϋδροσύριγγας αξίας **15€**

Διαμάντια

NTI

New Technology Instruments

Γερμανίας

Δώρο
20+5

Σε όλα τα
διαμάντια



Αναλώσιμα

- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 60x110mm / 3+1 δώρο **21€**
- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 90x260mm / 3+1 δώρο **34,2€**
- Σακουλάκια αυτόκαυστου 200τμχ 140x250mm / 3+1 δώρο **51€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/5cm **9,75€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/7,5cm **14,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/10cm **18,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/15cm **28,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/20cm **39,8€**
- Ρολλό αυτόκαυστου 200 μέτρων/30cm **59,8€**
- Τολύπια 300 γρ. **6€**
- Sagea κλιβανιζόμενα ρύγκη χειρ. αναρρόφησης 10τμχ **13,9€**
- Λοξοτομημένα ρύγκη μιας χρήσης 100τμχ **5,5€**
- Βελόνες μιας χρήσης 100 τμχ σε 27G long, 30G short, 30G X-short **14,3€**
- Blutip αποστειρωμένα ρύγκη χειρ. αναρρόφησης 20τμχ με 1 αντάπτορα **21,9€**
- Φιλμ προστασίας επιφανειών 1200τμχ **19,9€**

- Λάστιχα απομόνωσης 36τμχ R&S **11,70€**
- Αντισηπτικές παστίλιες με γεύση μέντας η θυμόλης, 1.000τμχ **16,90€**
- Σφήνες ξύλινες R&S 100τμχ **9,95€**
- Άμεσος πάγος μίας χρήσης Sageva **0,90€**
- Πετσέτες 500τμχ. **16€**
- 6+1 συσκευασίες ποτήρια των 100τμχ. σε χρώματα επιλογής **13,80€**
- Αποστειρωμένο κάλυμμα καλωδίου χειρουργικής αναρρόφησης και σιελαντλίας 1,2m **0,84€**
- Αποστειρωμένο κάλυμμα καλωδίου χειρουργικής αναρρόφησης και σιελαντλίας 2,4m **1,18€**
- Σιελαντλίες Euronda 100τμχ. **2,85€**
- Μάσκες 50 τμχ. Euronda Protection 3 EN 14683: type II **6,90€**
- Μάσκες 50 τμχ. Euronda Protection 4 EN 14683: type IIR **9,90€**
- Γυαλιά προστασίας Euronda clear black frame **12€**
- Προσωπίδες αρχική συσκευασία 10τμχ. με βραχιόνα **20€**

Εργαλεία χειρός Γερμανίας



HELIZUZ ZEPF

MEDIZINTECHNIK GMBH

- Εργαλείο περιοδοντίου με εργονομική λαβή Bionik και αποσπώμενα αναλλακτικά άκρα **35,34€**
- Βαμβακοκαθίδα **14,76€**
- Ανικνευτήρας **6,31€**
- Λαβή κατόπτρου ή ανικνευτήρα με εργονομική λαβή Bionik **15,42€**
- Κοχλιάρια οδοντίνης **17,14€**
- Εργαλείο ρητινών με μαύρα αντικοληκτικά άκρα **44,85€**



Σιλικόνη αποτύπωσης

Zhermack
BEYOND INNOVATION

zetaplus

Σιλικόνη συμπίκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας διαστάσεων. Συσκευασία: 900ml παχύρρευστο, 140ml λεπτόρρευστο, 60 ml καταλύτη

Προσφορά: 1 παχύρρευστο
+ 1 λεπτόρρευστο
+ 1 καταλύτης

42,90€

Δώρο απολυμαντικό επιφανειών Spray 750ml αξίας **16,40€**



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

hydrogum 5

Δώρο
4+1

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας με σταθερότητα διαστάσεων 5 ημερών, με γεύση εξωτικών φρούτων και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'. Συσκευασία: 453 γρ.
ΤΙΜΗ: **14,60€** μετά την προσφορά **11,68€**



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

tropicalgin

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας, με γεύση Μάνγκο, χρωματική αλλαγή και γρήγορο χρόνο πήξης 2:35'. Συσκευασία: 453 γρ.
ΤΙΜΗ: **13,40€**



Αλγινικό

Zhermack
BEYOND INNOVATION

orthoprint

Αλγινικό 500 γρ. κατάλληλο για λήψη αποτυπωμάτων για ορθοδοντικές εργασίες και εκμαγεία μελέτης, γευσή βανίλια και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50'
ΤΙΜΗ: **13,40€**



Σιλικόνη καταγραφής σύγκλισης

Zhermack
BEYOND INNOVATION

occlufast rock

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου για καταγραφή της σύγκλισης. Σκληρότητα 95 shore A. Χρόνος εργασίας 30 sec και χρόνος παραμονής στο στόμα 60 sec.
• Συσκευασία: 2 φύσιγγες των 50ml έκαστη και 12 ρύγχη ανάμιξης.
Τιμή: **48,70€**



Υλικό προσωρινών

Zhermack
BEYOND INNOVATION

acrytemp

Ακρυλική αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ανθεκτικές μεταβατικές αποκαταστάσεις σε A2 και A3
• Συσκευασία: Φύσιγγα 76 γρ. για πιστόλια 4:1 και 15 ρύγχη ανάμιξης
ΤΙΜΗ: **89,90€**



Στοματικό διάλυμα

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

3+1



Το Chlorhexil 0,20% με κλωρεξιδίνη 0,20%, δημιουργήθηκε για τον δραστικό έλεγχο και την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών της στοματοφωρυγικής κοιλότητας, την καταπολέμηση της μικροβιακής πλάκας και την άμεση ανακούφιση και προστασία της στοματικής κοιλότητας από ερεθισμούς και φλεγμονές ιδίως σε περιπτώσεις περιοδοντικής νόσου. Φιάλη 1,5 lt. Τιμή: **11,38€** (μετά την προσφορά **8,54€**)

Απολυμαντικό επιφανειών

InterMed
Pharmaceutical Laboratories

4+2



Απολυμαντικό επιφανειών Reval Plus Professional, έτοιμο διάλυμα. Φιάλη με dispenser του 1lt. Τιμή: **12€** (μετά την προσφορά **8€**)

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



elite HD+

- αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρεστο (2x250ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml+ρύγχη) από **117,60€** μόνο **94,08€**
- συσκευασία παχύρρευστου (250ml βάσης+250ml καταλύτη) **69,70€**
- συσκευασία λεπτόρρευστου (2x50ml+ρύγχη) **49,80€**
- συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης(2x380 βάση-καταλύτη+15 ρύγχη ανάμιξης) για ιξώδες Putty μόνο **132,60€** και για ιξώδες Tray Material μόνο **143,50€**



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



hydrorise

- αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρεστο (2x30ml) και 1 συσκευασία λεπτόρρεστο (2x50ml + ρύγχη) από **145€** μόνο **116€**
- συσκευασία παχύρρευστου (300ml βάσης + 300ml καταλύτη) **90,70€**
- συσκευασία λεπτόρρευστου (2x50ml + ρύγχη) **54,30€**
- συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης(2x380ml βάση-καταλύτη+15 ρύγχη) για ιξώδες Heavy μόνο **143,60€** και για ιξώδες Monophase μόνο **160,10€**



- Προσφορά: 2 συσκευασίες Hydrorise Putty με συνολικά **181,40€** και Δώρο 1 συσκευασία Hydrorise Light αξίας **54,30€**

- Προσφορά: 4 συσκευασίες Hydrorise Light με συνολικά **217,20€** και Δώρο 1 συσκευασία Hydrorise Putty αξίας **90,70€**

Απολυμαντικό επιφανειών



zeta 3 soft / foam

- Απολυμαντικό επιφανειών zeta 3 soft έτοιμο για χρήση 750ml. Τιμή: **16,40€** / Προσφορά **2+1 δώρο** τιμή μετά την προσφορά **10,93€**
- Απολυμαντικό ευαίσθητων επιφανειών (π.χ. δερματίνης) zeta 3 foam έτοιμο για χρήση 750ml. Τιμή: **18,30€**



Απολυμαντικό εργαλείων



zeta 1 Ultra

- Απολυμαντικό εργαλείων 1lt, συμπυκνωμένο 1%
Τιμή: **31,30€**



Απολυμαντικά μαντηλάκια



CaviWipes

- 45 απολυμαντικά μαντηλάκια σε συσκευασία Flat pack μόνο **5,95€**
- 160 απολυμαντικά μαντηλάκια σε συσκευασία με δοχείο μόνο **9,25€**



Απολυμαντικό χειρ. αναρροφήσεων



zeta 5 power act

- Απολυμαντικό για τις χειρουργικές αναρροφήσεις 1lt, συμπυκνωμένο 1%
Τιμή: **41,60€**



Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης



Splash! Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης υψηλής ακρίβειας

- Αγοράστε 1 συσκευασία παχύρρευστο (2x250 ml) fast ή regular set και 1 συσκευασία λεπτόρρευστο (2x48 ml+ρύγχη) με επιλογή από 4 ιξώδη (heavy, medium μονοφασικό, lite, x-lite) μόνο **102,65€**
- Συσκευασία παχύρρευστου (250 ml βάσης +250ml καταλύτη): **81,91€**
- Συσκευασία λεπτόρρευστου (2x48 ml+ρύγχη): **38,86€**

Υλικά καταγραφής δήξης



BITE REGISTRATION



Bite Registration Υλικό καταγραφής δήξης με γεύσεις

- Συσκευασία 2 φιαγγιών των 48 ml με ρύγχη ανάμιξης και επιλογή 3 χρόνων πήξης (Vanilla Bite 0:55", Chocolate Bite 1:30', Clear Matrix 2:30' για κατασκευή μήτρας): **34,76€**

Υλικό προσωρινών



PERFECTEMP II



- Το πρώτο και μοναδικό προσωρινό υλικό με δυνατότητα φθορισμού για καλύτερη προσομοίωση με τους οδοντικούς ιστούς. Χρήση με πιστόλι 4:1.
- Συσκευασία: 76 γρ. και 15 ρύγχη ανάμιξης (αποχρώσεις A2) **101,64€**

Δίσκοι λείανσης



- Nti Flexipol Composite Polishers: Ιδανικοί για διαμόρφωση και υψηλή λείανση όλων των τύπων των ρητινών.
 - Μανδρέλ πλήρως καλυμμένο από τον δίσκο λείανσης. Το αρχικό σετ: Περιλαμβάνει 160 δίσκους λείανσης σε 4 σρότπτες-2 μεγέθη δίσκων και 2 μανδρέλ.
- Με την αγορά του αρχικού σετ αξίας **60€ δώρο**
6 λάστικα λείανσης ρητινών MicroComp σε σχήμα φλόγας η κυπελλοειδή Nti συνολικής αξίας **11,33€**

Λούπες



Νέα σειρά λούπες HDMax



Καλύτερη ευκρίνεια, πιο φωτεινό πεδίο ανεξαρτήτως μεγέθυνσης, μικρότερο βάρος, 8 διαθέσιμα χρώματα.

Κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

Διατίθενται σε 3 αποστάσεις εργασίας σε μεγεθύνσεις X2,5 X3 X3,5 X4



100% Ιαπωνική κατασκευή



Ταπετσαρία πολυτελείας για μεγαλύτερη άνεση



Έγχρωμη οθόνη επαφής



Πρωτοποριακός σχεδιασμός των καλωδίων χειρολαβών από πάνω που σας προσφέρει ασύγκριτη εργονομία, μεγαλύτερες και περισσότερες κινήσεις

SADENT

- ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
- ΓΟΥΔΙ: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. Τέλογλου 5, Τ.Κ.: 546 36 • Τηλ. 2310 968.799
- e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

Το καλύτερο αερότορ που φτιάχτηκε ως σήμερα!



NSK Ti-Max Z990L
ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ



Προσφορά

974€

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 44W (με ταχυσύνδεσμο NSK)
- 100% τιτάνιο με πολύ λιγότερο βάρος
- Μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις και χτυπήματα
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Ελάχιστος θόρυβος
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους NSK®, KaVo®.



Το αερότορ με μεγάλες επιδόσεις και προσιτή τιμή!

NSK S-Max

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



Προσφορά

500€

- Κορυφαία κοπτική ισχύς 26W
- Νέας γενιάς ενσωματωμένα κεραμικά ρουλεμάν με διπλάσια αντοχή
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει εύκολα και οικονομικά από τον ιατρό
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Φωτισμός Led με τα ηλεκτρικά μέρη στον ταχυσύνδεσμο ώστε να μην έχει φθορές από κλιβανισμούς
- Διατίθεται για ταχυσυνδέσμους: NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®
- 100% Ιαπωνικής κατασκευής

Το καλύτερο οικονομικό αερότορ!



NSK Pana-Max2

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



237€

για σύνδεση σε καλώδιο απευθείας (Midwest ή Borden)

325€

για ταχυσύνδεσμο τύπου NSK PTL ή τύπου KAVO®

- Το καλύτερο αερότορ στην κατηγορία του με ισχύ 20W
- Clean head System για προστασία από λοιμώξεις
- Αποσπώμενος ρότορας που αλλάζει από τον ιατρό με χαμηλό κόστος και εγγύηση επισκευής για 1 έτος

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων

NSK FX25m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Push button
- Αποσπώμενος - αντικαταστάσιμος ρότορας
- Σχέση 1:1 για ταχύτητα έως 40.000 σπρ/λεπτό
- Νέο ανθεκτικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Νέο μικρότερο, λεπτότερο και ελαφρύτερο σώμα
- Εξωτερικό σπρέυ νερού

Προσφορά

199€

Γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων



NSK S-Max M25L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Φως
- Ανοξείδωτο ατσάλι
- Ultra push
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1
- Δέχεται φρέζες μικρομότορ
- Μονό εσωτερικό σπρέυ νερού

Προσφορά

450€

Πολλαπλασιαστική (κόκκινη) γωνιακή

NSK S-Max M95L

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Με φως υάλου ή χωρίς φως
- Ultra push: αλλαγή φρέζας με κουμπάκι
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Πολλαπλασιασμός στροφών 1:5
- Κεραμικά ρουλεμάν
- Τετραπλό σπρέυ νερού
- Δέχεται φρέζες αερότορ

Προσφορά

600€

Ευθεία χαμηλών ταχυτήτων



NSK FX65m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ



- Χωρίς φως με εξωτερικό ψεκασμό νερού
- Νέο ανθεκτικότερο και εργονομικότερο σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Σύστημα καθαρής κεφαλής
- Σχέση στροφών 1:1 για ταχύτητα έως 40.000 στρ / λεπτό

Προσφορά
199€

Ηλεκτρικό μικρομότορ M40XS

NSK

ΑΤΟΦΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟ



Προσφορά

570€ χωρίς φως*
695€ με φως

*τιμή χωρίς καλώδιο, πλακέτα

- Νέο ηλεκτρικό μικρομότορ από ατόφιο τιτάνιο
- Συμβατό με καλώδια NSK και Bien Air MC3
- Μικρότερο βάρος και μέγεθος
- Διατίθεται με φωτισμό LED ή χωρίς

Μικρομότορ Ενδοδοντίας



NSK

Endomate DT2

Προσφορά
920€

Μοτέρ ενδοδοντίας με ψηφιακή οθόνη και ακριβή ρύθμιση και διατήρηση σταθερών τιμών στροφών και ροπής. Δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα ή και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μειωτική χειρολαβή μικρομότορ με mini κεφαλή αποστειρωσίμη σε αυτόκαυστο. Αυτόματη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφίνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. Δυνατότητα σύνδεσης με εντοπιστή ακρορριζίου. Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.



Εντοπιστής ακρορριζίου



NSK

iPexII

Προσφορά
860€

Η επόμενη γενιά στους εντοπιστές με λειτουργία smartlogic που σας εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό σωλήνα. Μέτρηση με γράφημα σε έγχρωμη οθόνη LED και ηχητικά σήματα. Συνδυάζεται ιδανικά με τα μικρομότορ ενδοδοντίας NSK και μετράει παράλληλα με τη διεύρυνση του ρ.σ από το μοτέρ.



Σοδοβολή



NSK

Prophymate Neo

Αποκτήστε σοδοβολή με υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία με την υπογραφή της NSK Ιαπωνίας. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να αντέχει στον χρόνο και να αποστειρώνεται. Διαχωρίζει τον αέρα από το νερό ώστε να μην βουλώνει. Διατίθεται με 2 ρύγχη και για ταχυσυνδέσμους NSK, KaVo®, Sirona®, W&H® Bien-Air® ή για σύνδεση Midwest ή Borden.

799€

ΔΩΡΟ

200€
σε υλικά
εισαγωγής μας
επιλογής σας





Η καλύτερη συσκευή καθαρισμού των δοντιών και του βιοφίλμ

NSK

Varios Combi Pro

Η μόνη με Autoclean. Συσκευή αποτρίγωσης με τεχνολογία Artificial Intelligence, με παροχή υγρών για πέριο, ένδο και προσθετική. Συνδυάζει συσκευή σοδοβολής και καθαρισμού των θυλάκων με γλυκίνη. Περιλαμβάνει 3 χειρολαβές, 3 δοχεία και 3 ξέστρα.

TIMH
4.480€



Χειρουργικό μοτέρ

NSK Surgic Pro 2

- Το μόνο με μοτέρ και γωνιακή τιτανίου 20:1, εξαιρετικά μικρού μεγέθους και βάρους
- Ασύρματος ποδοδιακόπτης
- Ασύρματη σύνδεση Bluetooth με τη συσκευή μέτρησης οστεοενσωμάτωσης NSK Osseo 100
- Ασύρματη σύνδεση Bluetooth με iPad και εξωτερικές συσκευές για την τήρηση αρχείου των δεδομένων των χειρουργείων
- Καλύτερο φως 32.000 LUX
- Χωρίς καρβονάκια
- Έγχρωμη μεγάλη οθόνη LCD
- Υψηλή ροπή έως 80 N-cm

TIMH
4.200€



Χειρουργικό μοτέρ

NSK

Surgic Pro

Προσφορά

2.300€
χωρίς φως

3.500€
με φως

- Το πιο αξιόπιστο χειρουργικό μοτέρ • Υψηλή ροπή έως 80 N-cm • Με γωνιακή NSK 20:1 • Σύστημα ρύθμισης ροπής: Advanced Torque Calibration • Κονό (82mm) και ελαφρύ (42 γραμ) κλιβανιζόμενο μικρομότορ τιτανίου χωρίς καρβονάκια • Ταχύτητα μοτέρ : 200~40.000 min⁻¹ • Μήκος καλωδίου 2m • 8 προγράμματα • Διατίθεται με φως LED 32.000 LUX ή χωρίς



Συσκευή πιεζοχειρουργικής

NSK

Variosurg4

- Η πιο εξελιγμένη συσκευή πιεζοχειρουργικής
- Διαθέτει την καλύτερη κοπτική απόδοση στην αγορά και την μικρότερη χειρολαβή
- Διαθέτει μεγάλη επιλογή 50 εργαλείων για όλες τις ενδείξεις
- Άκρα με υψηλή ποιότητα και οικονομικό κόστος
- Συνδέεται με το μικρομότορ εμφυτευμάτων NSK SURGIC 2 για χρήση με κοινό ποδοδιακόπτη



Ρωτήστε μας για τις μεγάλες προσφορές μας !

Η ομάδα που κερδίζει στις άμεσες αποκαταστάσεις

Bluephase® EasyCure
Evetric®
Evetric® Bond

- Bluephase® EasyCure: Απλός και αποτελεσματικός φωτοπολυμερισμός με λειτουργία ενός κουμπιού
- Evetric®: Εντυπωσιακός χαμαιλεοντισμός
- Evetric® Bond: Ισχυρός συγκολλητικός δεσμός

Και τα δύο υλικά πολυμερίζονται σε λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα ^[1]

[1] Φωτοπολυμερισμός με ένταση φωτός 1.000–1.300 mW/cm².



MULTINEO™

NiNa™
Nano Hydrophilic
Surface

Ενδυναμώνοντας την προβλεψιμότητα και την απόδοση στα άμεσα πρωτόκολλα εμφυτευμάτων



- Μια καινοτόμος επιφάνεια που αυξάνει την επαφή του οστού με το εμφύτευμα (BIC), βελτιώνοντας την κλινική απόδοση
- Οι ορατές σε επίπεδο νανοκλίμακας δομές TiO₂ προάγουν ενεργά τον σχηματισμό οστού, προωθώντας μια ενεργή έλξη για τους οστεοβλάστες και ενισχύοντας τη βιολογική απόκριση επιταχύνοντας τις διαδικασίες επούλωσης.
- Η υδροφιλία της επιφάνειας συμβάλλει στην επιτάχυνση της έλξης του αίματος, στη βελτίωση της διαμόρφωσης του οστού και προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συνήθεις αδροποιημένες επιφάνειες.
- Το εμφύτευμα MultiNeO™ NiNa παρέχεται στη γνωστή μοντέρνα και εύχρηστη άνυδρη συσκευασία, σχεδιασμένη για βελτιωμένη εργονομία. Κατά την αφαίρεση από την άνυδρη συσκευασία, το εμφύτευμα παραμένει υδρόφιλο!
- Μια προηγμένη υδρόφιλη επιφάνεια πολλαπλών επιπέδων: το βασικό micron επίπεδο που παράγεται από τη γνωστή και αξιόπιστη επεξεργασία αδροποίησης με αμμοβολή και οξύ, τις νέες καινοτόμες δομές TiO₂ σε νανομετρικό επίπεδο και ένα προστατευτικό στρώμα που αναπτύσσεται στο εμφύτευμα για να διατηρήσει τις φυσικές υδρόφιλες ιδιότητες του τιτανίου.

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence® PF Doctor Kit



Συσκευασία PF Opalescence Doctor Kit 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο:

- 8 x 1.2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x 1.2ml σύριγγα LC Block-Out Resin
- 2 x φύλλα Sof-Tray 0.9mm

- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening Toothpaste
 - 1 x θήκη ναρθηκών
 - 1 x χρωματολόγιο
- Τιμή: **77€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Patient Kit



Συσκευασία Opalescence Patient Kit PF 10% ή 16% Υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο

- 8 x 1.2 ml σύριγγες Opalescence
- 1 x οδοντόκρεμα 30ml Opalescence Whitening Toothpaste

- 1 x θήκη ναρθηκών
 - 1 x χρωματολόγιο
- Τιμή: **72€**

Λεύκανση για το σπίτι

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence PF ανταλλακτικές σύριγγες



Συσκευασία με 4 σύριγγες 10% ή 16% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με νιτρικό κάλιο και φθόριο x 1.2 ml έκαστη. Τιμή: **33€**

Λεύκανση για το ιατρείο

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Opalescence Boost PF 40% 2 Ασθενών



Ένα δυνατό τζελ λεύκανσης με 40% υπεροξειδίου του υδρογόνου για χρήση στο ιατρείο.

Συσκευασία:

- 2 x 1.2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost
- 1 x 1.2ml σύριγγα OpalDam Green

- 1 x IsoBlock σταματοδιαστολέας
 - 5 x Ρύγχη Micro 20g
 - 5 x Ρύγχη Micro 20g FX
- Τιμή: **99,50€**

Νήμα απώθησης ούλων

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Ultrapak

Το νήμα Ultrapak είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και ειδική πλέξη για να συμπιέζεται εύκολα, να είναι απορροφητικό και να παραμένει στην θέση.

Συσκευασία: Φιαλίδιο με περίπου 244cm νήματος.

Νήμα Ultrapack # 000 Τιμή **21,95€**

Νήμα Ultrapack # 00 Τιμή **19,95€**

Νήμα Ultrapack # 0 # 1 # 2 # 3 Τιμή έκαστου **18,50€**



Αιμοστατικό τζελ

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Viscostat

Αιμοστατικό τζελ 20% θειικού σιδήρου που επιτυγχάνει βαθιά αιμόσταση και αναστέλλει την αιμορραγία σε δευτερόλεπτα.

Συσκευασία: Σύριγγα 30ml Τιμή: **59,50€**



Viscostat Clear

Παχύρρευστο αιμοστατικό τζελ 25% κλωρισίου αργιλίου που χάρη στην πατενταρισμένη σύνθεσή του, εξαλείφει προσωρινά την ήπια αιμορραγία χωρίς να αφήνει υπολείμματα και χωρίς να χρωματίζει. Συσκευασία: Σύριγγα 30ml Τιμή **60€**

Φύραμα προσωρινής έμφραξης ριζικού σωλήνα

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

UltraCal XS

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου 30-35%, η οποία είναι υδατική και ακτινοσκοπική.

- Αντιβακτηριδιακό
- Υψηλό pH 12,5
- Ακτινοσκοπικό
- Ακριβής τοποθέτηση χάρη στο ρύγχος NaviTip



Συσκευασία: 4 σύριγγες x 1.2 ml (1.76 g) και 20 x NaviTips 29 ga (5 σε κάθε μήκος) NaviTip
Τιμή: **84€**

Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LED

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO® Grand

- Ασύρματη Συσκευή Φωτοπολυμερισμού LED
- Ευρέως Φάσματος 385-515nm
- Υψηλή ένταση σε 3 προγράμματα 1000/1400/3200mW/cm²
- Διάμετρος φακού 12mm

Προσφορά: Αγοράστε την VALO® Grand από **1.495€** μόνο **1.050€** και επιπλέον **δωρό** μία συσκευασία τεχνητών τοικωμάτων Halo Sectional Matrix System αξίας **225€**



Επικοινωνήστε μαζί μας για τις τρέχουσες προσφορές


Euronda Pro System

Η σωστή λύση για κάθε ιατρείο

Το Euronda Pro System προσφέρει μια ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη προσέγγιση στην επεξεργασία εργαλείων, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ιατρείου.

Με μόλις τρεις συσκευές – Eurosafe Smart, Euroseal και E8 – μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αποδοτικό, οργανωμένο και πλήρως ιχνηλάσιμο χώρο αποστείρωσης.

Ένα απλό και ενοποιημένο σύστημα όπου κάθε βήμα λειτουργεί σε απόλυτη συνεργασία, εξασφαλίζοντας έλεγχο, συνέπεια και αξιοπιστία με την πάροδο του χρόνου.



Καθαρισμός



Eurosafe Smart

Πολυλειτουργική δεξαμενή που συνδυάζει τον υπερηχητικό καθαρισμό με την απολυμαντική ισχύ του Sanifizer Automatic, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση σε έναν ενιαίο, αποδοτικό, αυτοματοποιημένο και πλήρως ιχνηλάσιμο κύκλο, μειώνοντας τη χειροκίνητη διαχείριση και αυξάνοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Συσκευασία



Euroseal

Εργονομική θερμοσυγκολλητική συσκευή σχεδιασμένη για ασφαλή και ακριβή σφράγιση σακουλών αποστείρωσης, διατηρώντας τη στεριότητα με την πάροδο του χρόνου με σταθερή και αξιόπιστη απόδοση, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό που καθιστά την καθημερινή χρήση απλή και εύχρηστη.

Αποστείρωση



E8

Αυτόκαυστος κλίσης B (Class B) σχεδιασμένος για αξιόπιστη και αποδοτική αποστείρωση, με πολλαπλές επιλογές κύκλων και ευέλικτη ιχνηλασιμότητα μέσω κάρτας SD ή εκτυπωτή, εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο της διαδικασίας αποστείρωσης και σταθερά αποτελέσματα σε κάθε κύκλο.

Eurosafe Smart

NEW

Αυτόματος καθαρισμός,
κατάλληλος για κάθε ιατρείο

Το Eurosafe Smart επαναπροσδιορίζει τη φάση καθαρισμού, συνδυάζοντας την υπερηχητική τεχνολογία με την απολυμαντική ισχύ του Sanifizer Automatic.

Μια ολοκληρωμένη, αυτοματοποιημένη και ιχνηλάσιμη διαδικασία σε μία μόνο συσκευή, σχεδιασμένη να προσφέρει σταθερά αποτελέσματα, μειώνοντας παράλληλα τη χειροκίνητη παρέμβαση και την εξάρτηση από τον χειριστή.



Όλα σε 1

Πλένει, ξεπλένει και στεγνώνει τα εργαλεία σε έναν ενιαίο αυτοματοποιημένο κύκλο, συνδυάζοντας τον υπερηχητικό καθαρισμό με την απολυμαντική ισχύ του Sanifizer Automatic. Εξασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό και υψηλού επιπέδου απολύμανση, μειώνοντας τον χρόνο χειρισμού και εξαλείφοντας τα χειροκίνητα στάδια, παρέχοντας σταθερά αποτελέσματα σε κάθε κύκλο.



Βελτιστοποιημένο

Η δεξαμενή 10 λίτρων μπορεί να φιλοξενήσει πλήρες φορτίο από αυτόκαυστο 24 λίτρων, με δύο ράφια σχεδιασμένα για μέγιστη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου. Μια συμπαγής λύση πάγκου που βελτιστοποιεί τη ροή εργασίας, ελαχιστοποιώντας απαιτούμενο χώρο.



Εύχρηστο

Η οθόνη αφής 4,3" προσφέρει ένα διαισθητικό περιβάλλον με προκαθορισμένα και προσαρμόσιμα προγράμματα. Τα δεδομένα κύκλου μπορούν να καταγράφονται και να μεταφέρονται μέσω USB ή Ethernet, εξασφαλίζοντας εύκολη ιχνηλασιμότητα και πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, με απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ψηφιακές ροές εργασίας.

~~never~~
impression unlimited^o impression unlimited^o impressio

change^o a running system



impression unlimited^o by Kulzer

Νέο & σε γκρι: Variotime^o unlimited –Υπέροχα νέα: δεν χρειάζεται πλέον να συμβιβάζεστε με ένα σύστημα που δεν αποδίδει σωστά. Αποχαιρετήστε τους περιορισμούς και καλωσορίστε τη νέα σας επιλογή για αποτυπώσεις υψηλής απόδοσης.

- ☑ **Η τεχνική σας, οι κανόνες σας** – ενδείκνυται για όλες τις τεχνικές και τις ενδείξεις αποτύπωσης.
- ☑ **Ο χρόνος με το μέρος σας** – μεταβλητός χρόνος εργασίας και σύντομος ενδοστοματικός χρόνος πήξης.
- ☑ **Δείτε τα όλα καθαρά** – εξαιρετική αναγνωσιμότητα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια χάρη στο γκρι χρώμα.
- ☑ **Απλοποιήστε τα πάντα** – εύκολη και απροβλημάτιστη διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων, χωρίς περιορισμούς.

Έτοιμοι για αναβάθμιση; Θα το λατρέψετε! Ανακαλύψτε περισσότερα και κάντε τη μετάβαση σήμερα.

kulzer.com/variotime-unlimited





SAEVO

S 400

8.000€

+Φ.Π.Α

Νέα οδοντιατρική μονάδα S400 έδρα με ηλεκτροκινητήρα Bosch με ταπετσάρια πολυτελείας, με προβολέα LED, αερότορ με φως NSK M900L - ηλεκτρικό μικρομότορ με φως NSK M40XSL - πιεζοηλεκτρική αποτρύγωση DTE - φωτοπολυμερισμό DTE - χειρ. αναρρόφηση & διαχωριστή αμαλγάματος Metasys - κάλυμμα αναρροφησης.

Από ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κόσμο με ετήσια παραγωγή 25.000 οδοντιατρικών μηχανημάτων και με την τεχνική υποστήριξη της Sadent.



SADENT

www.sadent.com



3shape TRIOS

από **10.900€** + Φ.Π.Α.

- Ανακαλύψτε τη νέα σειρά σαρωτών Trios Core, νέο Trios 3, Trios 5, Trios 6
- Ψηφιακή ροή για αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων All on X με κορυφαία ακρίβεια, συμβατή με όλα τα Trios
- Ακριβής χρωματοληψία
- Η καλύτερη σάρωση στην αγορά τόσο σε εμφυτεύματα όσο και σε δόντια και σε μαλακούς ιστούς
- Ψηφιακή ροή κινητής προσθετικής
- Χωρίς καλιμπράρισμα (Trios 6)
- HD scanning (Trios 6)
- Διαφασματικοί αισθητήρες και το επαναστατικό λογισμικό Trios DX Plus σας επιτρέπουν να διαγνώσετε και να επικοινωνήσετε στους ασθενείς σας τις φθορές οδοντικής ουσίας, τις υφιζήσεις ούλων, τις τερηδόνες και την οδοντική μικροβιακή πλάκα (Trios 6)

